

wau



LED HAND MASK

PHOTOTHERAPY HAND MASK

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	5
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	8
Меры предосторожности	9
Чистка	10
Хранение	11
Зарядка	11
Утилизация.....	12
Гарантия.....	12


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	FM-05
Материалы	ABS пластик, силикон
Размер (ВхШхГ)	385x185x52 мм
Вес	326 г
Источник питания	Литий-ионная батарея
Емкость аккумулятора	1500 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Напряжение питания	5 В
Режимы	Автоматическое и ручное управление
Света и длины волн	Красный (630 нм) Синий (415 нм) Ближний инфракрасный (NIR) (830 нм) Смешанный (красный + синий)
Смарт-таймер	Режим автоматического управления — 15 минут Режим ручного управления — 10 минут
Время зарядки	1,5 часа
Максимальное время непрерывного использования	40 минут
Интенсивность ирридации	Красный — 4,9 мВт/см ² Синий — 28 мВт/см ² Ближний инфракрасный (NIR) — 10,1 мВт/см ² Смешанный (красный + синий) — 15 мВт/см ²
Количество светодиодов	106 ламп

Назначение

LED HAND MASK — это маска для рук, предназначенная для глубокого восстановления и омоложения кожи кистей, запястий и предплечий. Красный спектр направлен на активацию синтеза коллагена, что помогает вернуть коже упругость и устранить возрастную пигментацию. Синий и смешанный (красный + синий) режимы направлены на уход за проблемной кожей, ее успокоение и очищение, а технология ближнего инфракрасного излучения (NIR) предназначена для более глубокого воздействия на ткани. Использование безопасного пищевого силикона и беспроводного контроллера делает процедуру ухода максимально комфортной и доступной в домашних условиях.


Детали устройства



1. LED HAND MASK
2. Пульт-контроллер
3. Зарядный кабель Type C-Type C
4. Ремешки для крепления

Обозначения на пульте управления

1. Кнопка вкл/выкл/
переключение режимов
2. Кнопка переключения
автоматического и ручного
режимов управления
3. Автоматический режим
управления
4. Ручной режим управления
5. Красный режим
6. Синий режим
7. Ближний инфракрасный режим
(NIR)
8. Смешанный режим
(красный + синий)




Комплектация


Маска x1
Ремни для крепления x2
Зарядный кабель Type C-Type C x1
Инструкция по применению x1
Мешочек для хранения x1

Порядок работы

1. Закрепите ремни для застегивания на маске. Положите маску лицевой стороной вверх. Правый ремешок (его лицевая сторона полностью покрыта липучкой, а задняя силиконом) проденьте в правое отверстие на маске. Закрепите один конец ремня на его корпусе.



2. Повторите эти действия с левым ремешком. Его лицевая сторона имеет липучку, но в основном покрыта силиконом. Проденьте левый ремешок в отверстие на левой стороне маски. Закрепите один конец ремня на липучке.



3. Наденьте маску на руку. Закрепите левый ремешок на правом ремне.
4. Кратко нажмите на кнопку вкл/выкл. Маска автоматически включается на режиме ручного управления на красном режиме.
5. С помощью кнопки переключения режимов выберите нужный вам режим управления: автоматический (режимы сменяются самостоятельно) или ручной режим (все время процедуры горит 1 свет).
6. После выбора одного из типов управления возле обозначения режима А (auto — автоматический) или М (manual — ручной) на пульте загорится световой диод.
7. На ручном режиме управления с помощью кнопки вкл/выкл/переключение режимов выберите нужный вам режим для проведения косметической процедуры.
8. Автоматически первым начинает работу красный режим (обозначение на пульте — 1). Далее при нажатии на кнопку режим переключается на синий (обозначение на пульте — 2). Повторное нажатие запускает ближний инфракрасный режим (обозначение на пульте — 3). Еще одно нажатие на кнопку включает смешанный режим (обозначение на пульте — 4).
9. На ручном режиме управления действует 10-минутный смарт-таймер, после его истечения маска отключится самостоятельно.
10. При переключении режимов смарт таймер запустится заново.
11. На автоматическом режиме режимы будут сменяться автоматически: 5 минут — красный режим, 4 минуты — синий режим, 3 минуты — ближний инфракрасный режим, 3 минуты — смешанный режим.
12. Общее время сеанса на автоматическом режиме составит 15 минут. После маска отключится самостоятельно.
13. Для выключения маски длительно нажмите на кнопку вкл/выкл.

Способ применения

Тест на чувствительность

[Важно] Перед проведением процедуры необходимо провести тест на чувствительность.

- Разместите устройство на внутренней стороне предплечья.
- Включите маску, проведите минимум 10-минутный сеанс.
- Если вы почувствуете жар или дискомфорт, немедленно прекратите использование устройства.
- После завершения теста подождите минимум 6 часов. Если кожа на внутренней стороне руки покраснела и/или чешется, значит, LED HAND MASK вам не подходит. Обратитесь к организации, уполномоченной на принятие претензий от потребителей.

По окончании теста на чувствительность:

- Очистите кожу руки перед началом сеанса, не наносите уходовые средства.
- Установите ремешки для крепления маски.
- Наденьте маску на руку, закрепите ремни.
- Выберите нужный вам режим управления: автоматический или ручной.
- На ручном режиме управления выберите нужный режим LED-ухода.


В LED HAND MASK представлены следующие режимы:



Красный (630 нм)
Стимулирует обменные процессы в клетках, способствует глубокому восстановлению, улучшает текстуру кожи и осветляет пигментные пятна.



Синий (415 нм)
Нормализует баланс жирности кожи, способствует бережному очищению и успокаивает ее.



Ближний инфракрасный (NIR) (830 нм)
Проникает в глубокие слои тканей, ускоряет обновление клеток, повышает упругость и подтягивает кожу рук.



Смешанный красный + синий (630 + 415 нм)
Объединяет силу двух спектров для мощного антивозрастного, очищающего и восстанавливающего эффекта.

- Проведите косметическую процедуру. На ручном режиме не рекомендуется превышать 10-минутный лимит использования.
- После сеанса рекомендуется нанести уходовые, увлажняющие средства.

Частота и длительность применения:

Маска оснащена смарт-таймером, в автоматическом режиме управления по истечении 15 минут сеанс завершится автоматически, в ручном режиме управления сеанс автоматически завершится через 10 минут. Не рекомендуется использовать гаджет дольше указанного времени.

Если вы используете маску для LED-омоложения впервые рекомендуем придерживаться приведенного ниже графика.

Неделя	Частота	Ручное управление	Автоматическое управление
1-ая неделя	Каждые 3 дня	10 минут	15 минут
2-ая неделя	Каждые 2 дня	10 минут	15 минут
3-ая неделя	Каждые 2 дня	10 минут	15 минут
4-ая неделя	Каждый день	10 минут	15 минут

Для достижения видимого эффекта рекомендуется использовать LED HAND MASK минимум 4 недели.

Меры предосторожности

- Перед первым применением проведите тест на чувствительность (см. раздел «Способ применения»).
- Допустимо использовать маску только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Не используйте маску на участках кожи с открытыми ранами, язвами, глубокими трещинами, свежими послеоперационными швами или признаками сильного воспаления.
- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием маски во время беременности и в период лактации.
- Во время работы устройства не смотрите прямо на включенные диоды.
- Не используйте и не храните маску вблизи обогревателей, открытого огня, под прямыми солнечными лучами или в автомобиле в жаркую погоду.

— Не сгибайте маску слишком сильно, не сдавливайте и не ставьте на нее тяжелые предметы, поскольку внутри маски находятся гибкие микросхемы и светодиоды — это может нанести механические повреждения.

— Не пытайтесь разбирать или модифицировать устройство самостоятельно. Это может привести к поломке, удару током и аннулирует гарантию.

Предупреждения:

— Прекратите использование, если вы испытываете дискомфорт или ухудшение самочувствия.

— Не используйте маску, пока она подключена к сети и заряжается. Перед процедурой всегда отключайте кабель питания.

— Не используйте маску, если она повреждена, свяжитесь с организацией уполномоченной производителем на принятие претензий.

— Устройство не является водонепроницаемым. Не используйте его в ванной комнате, вблизи раковин или других источников воды. Не прикасайтесь к маске, зарядному кабелю или адаптеру мокрыми руками.

— Очищайте маску только после ее выключения и отключения от сети. Не погружайте устройство в воду и не мойте под проточной водой.

Чистка

1. Очищайте внутреннюю поверхность маски после каждого использования.

2. Выключите маску перед очисткой.

3. Не используйте высокотемпературные или агрессивные дезинфицирующие средства.

4. Не используйте бензол, разбавители, ацетат или другие легковоспламеняющиеся вещества для очистки.

5. Не распыляйте воду напрямую на поверхность маски.

Поверхностная очистка:

1. Протрите обе стороны маски мягкой безворсовой тканью, смоченной в мягком чистящем растворе на водной основе.

2. Положите маску на чистую сухую поверхность до полного высыхания на воздухе.

Визуальный осмотр:

1. Осмотрите поверхность устройства на наличие видимых загрязнений. Если загрязнения остались, перейдите к следующему шагу.

Глубокая очистка (для стойких пятен):

1. Осторожно протрите силиконовую поверхность дважды 70%–80% раствором этанола (каждый раз по 3 минуты), после чего тщательно вытрите насухо влажной или сухой тканью.

2. Дайте маске высохнуть на воздухе перед использованием.

Хранение

Храните LED HAND MASK


1. Вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов (распылители, масла, газ и т. д.).
2. При комнатной температуре в сухом месте.
3. Избегайте хранения в запыленных помещениях, под прямыми солнечными лучами или в условиях повышенной влажности.

Зарядка

При низком уровне заряда световой индикатор под цифрой 1 на контроллере начнет мигать. После шести вспышек, сопровождающихся звуковыми сигналами, устройство автоматически выключится.

Во время зарядки используйте только оригинальный зарядный кабель Type-C, входящий в комплект поставки. Категорически запрещается использовать маску для рук, пока она подключена к сети и заряжается. Использование сетевого адаптера с напряжением ниже 5V (В) приведет к сбою зарядки. Использование адаптера с напряжением выше 5V (В) может повредить пульт управления.

Для зарядки вставьте зарядный кабель Type C-Type C одним концом в отверстие для зарядки на контроллере маски, второй конец подсоедините к адаптеру.



Процесс зарядки сопровождается последовательным миганием светодиодов, которые отражают текущий уровень энергии встроенного аккумулятора: 0-25%: мигает первый светодиодный индикатор, остальные не горят.

25-50%: первый светодиод горит непрерывно, второй индикатор мигает.

50-75%: первые два светодиода горят непрерывно, третий индикатор мигает.

75-100%: три светодиода горят непрерывно, четвертый индикатор мигает.

100% (зарядка завершена): горят все четыре индикатора до тех пор, пока пульт управления подключен к источнику питания. При отключении дисплей автоматически гаснет.

Утилизация



По истечении срока службы устройства его компоненты (особенно литий-ионная батарея и электронные детали) могут нанести вред окружающей среде, если их выбросить вместе с обычным мусором.

1. Не выбрасывайте гаджет в обычный мусорный контейнер вместе с пищевыми отходами.
2. Утилизируйте устройство в соответствии с локальными нормами законодательства.
3. Сдайте устройство в специализированные пункты приема электроники и аккумуляторов для их дальнейшей сортировки и переработки.

Гарантия

На Светодиодную маску для ухода за кожей рук LED HAND MASK от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

LED HAND MASK

СВЕТОДИОДНАЯ МАСКА ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ РУК

Артикул: **FM-05**

Материал: **ABS пластик, силикон**

Размер (ВхШхГ): **385x185x52 мм**

Вес: **326 г**

Рабочее напряжение: **3,7 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ООО «ВАУ» 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, помещ. 35/14.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS



Inhaltsverzeichnis

Technische Daten.....	15
Zweckbestimmung.....	16
Gerätekomponenten.....	16
Bedienungsanleitung	17
Anwendung.....	19
Vorsichtsmaßnahmen	20
Reinigung	21
Lagerung	22
Aufladen	22
Entsorgung.....	23
Garantie.....	23


Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	FM-05
Materialien	ABS-Kunststoff, Silikon
Abmessungen	385x185x52 mm
Gewicht	326 g
Stromquelle	Li-Ionen-Akku
Akkukapazität	1500 mAh
Betriebsspannung	3,7 V
Versorgungsspannung	5 V
Modi	Automatische und manuelle Steuerung
Lichtfarben und Wellenlängen	Rot (630 nm) Blau (415 nm) NIR (Nahes Infrarotlicht) (830 nm) Mischlicht (rot + blau)
Smart-Timer	Automatischer Steuerungsmodus — 15 Minuten Manueller Steuerungsmodus — 10 Minuten
Ladezeit	1,5 Stunden
Max. kontinuierliche Nutzungsdauer	40 Minuten
Bestrahlungsstärke (Intensität)	Rot — 4,9 mW/cm ² Blau — 28 mW/cm ² NIR (Nahes Infrarotlicht) — 10,1 mW/cm ² Mischlicht (rot + blau) — 15 mW/cm ²
Anzahl der LEDs	106 Lampen

Zweckbestimmung

Die LED HAND MASK ist eine Handmaske, die für die tiefe Regeneration und Verjüngung der Haut an Händen, Handgelenken und Unterarmen entwickelt wurde. Das rote Lichtspektrum zielt auf die Aktivierung der Kollagensynthese ab, was hilft, die Hautelastizität wiederherzustellen und altersbedingte Pigmentierung zu beseitigen. Die blauen und violetten Lichtmodi sind darauf ausgerichtet, Entzündungen zu reduzieren und eine antiseptische Wirkung zu gewährleisten, während die Nahes Infrarot (NIR) Technologie für eine tiefere Einwirkung auf das Gewebe konzipiert ist. Die Verwendung von sicherem, lebensmittelechtem Silikon und einem kabellosen Controller macht die professionelle Pflegebehandlung zu Hause so komfortabel und zugänglich wie möglich.


Gerätekomponenten



1. LED HAND MASK
2. Fernbedienung
3. Type C-Type C-Ladekabel
4. Befestigungsbänder

Fernbedienung

1. Power-Taste / Lichtauswahl
2. Taste zum Umschalten zwischen automatischem und manuellem Modus
3. Automatischer Steuerungsmodus
4. Manueller Steuerungsmodus
5. Roter Lichtmodus
6. Blauer Lichtmodus
7. Nahes Infrarotlicht (NIR) Modus
8. Mischlichtmodus (rot + blau)




Lieferumfang


- Maske x1
- Befestigungsbänder x2
- Type C-Type C-Ladekabel x1
- Bedienungsanleitung x1
- Aufbewahrungsbeutel x1

Bedienungsanleitung

1. Bringen Sie die Befestigungsbänder an der Maske an. Legen Sie die Maske mit der Vorderseite nach oben. Fädeln Sie das rechte Band (dessen Vorderseite vollständig mit Klettverschluss und die Rückseite mit Silikon bedeckt ist) durch die rechte Öffnung an der Maske. Befestigen Sie ein Ende des Bandes an seinem Hauptteil.



2. Wiederholen Sie diese Schritte mit dem linken Band. Seine Vorderseite hat einen Klettverschluss, ist aber größtenteils mit Silikon bedeckt. Fädeln Sie das linke Band durch die Öffnung an der linken Seite der Maske. Befestigen Sie ein Ende des Bandes am Klettverschluss.



3. Legen Sie die Maske an der Hand an. Befestigen Sie das linke Band am rechten Band.

4. Drücken Sie die Power-Taste kurz. Die Maske schaltet sich automatisch im manuellen Steuerungsmodus mit rotem Licht ein.

5. Wählen Sie mit der Taste zum Umschalten der Modi den gewünschten Steuerungsmodus: automatisch (Lichtfarben wechseln automatisch) oder manueller Modus (1 Licht leuchtet während der gesamten Behandlung).

6. Nach Auswahl einer der Steuerungsarten leuchtet eine LED-Anzeige neben dem Modussymbol A (auto — automatisch) oder M (manual — manuell) auf der Fernbedienung auf.

7. Wählen Sie im manuellen Steuerungsmodus mit der Power-Taste / Lichtauswahl das gewünschte Licht für die Lichttherapie-Sitzung.

8. Das rote Licht beginnt automatisch zuerst (Symbol auf der Fernbedienung — 1). Dann wechselt das Licht durch Drücken der Taste zu Blau (Symbol auf der Fernbedienung — 2). Erneutes Drücken startet das Nahe Infrarotlicht (Symbol auf der Fernbedienung — 3). Ein weiterer Tastendruck schaltet das Mischlicht ein (Symbol auf der Fernbedienung — 4).

9. Im manuellen Steuerungsmodus ist ein 10-Minuten-Smart-Timer aktiv; nach dessen Ablauf schaltet sich die Maske selbstständig aus.

10. Beim Umschalten der Modi wird der Smart-Timer neu gestartet.

11. Im automatischen Modus wechseln die Lichter automatisch: 5 Minuten — rotes Licht, 4 Minuten — blaues Licht, 3 Minuten - Nahes Infrarotlicht, 3 Minuten — Mischlicht.

12. Die gesamte Sitzungsdauer im automatischen Modus beträgt 15 Minuten. Danach schaltet sich die Maske selbstständig aus.

13. Halten Sie die Power-Taste gedrückt, um die Maske auszuschalten.

Anwendung

Sensibilisierungstest

[Wichtig] Vor der ersten Behandlung muss ein Sensibilisierungstest durchgeführt werden.

- Platzieren Sie das Gerät auf der Innenseite Ihres Unterarms.
- Schalten Sie die Maske ein und führen Sie eine mindestens 10-minütige Lichttherapie-Sitzung durch.
- Wenn Sie Hitze oder Unbehagen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab.
- Warten Sie nach Abschluss des Tests mindestens 6 Stunden. Wenn die Haut an der Innenseite des Arms gerötet ist und/oder juckt, ist die LED HAND MASK nicht für Sie geeignet. Wenden Sie sich an die zur Entgegennahme von Verbraucherreklamationen befugte Organisation.

Nach Abschluss des Sensibilisierungstests:

- Reinigen Sie die Haut Ihrer Hand vor Beginn der Sitzung, tragen Sie keine Pflegeprodukte auf.
- Bringen Sie die Befestigungsbänder an der Maske an.
- Legen Sie die Maske an der Hand an, befestigen Sie die Bänder.
- Wählen Sie den gewünschten Steuerungsmodus: automatisch oder manuell.
- Wählen Sie im manuellen Steuerungsmodus das gewünschte Licht für die Lichttherapie.


In der LED HAND MASK sind folgende Lichttypen verfügbar:



Rot (630 nm)
Stimuliert die Durchblutung, reduziert Entzündungen, heilt Mikrorisse und hellt Pigmentflecken auf.



Blau (415 nm)
Normalisiert den Fettgehalt der Haut, zerstört Bakterien, bekämpft Hautunreinheiten und beruhigt.



Nahes Infrarot (NIR) (830 nm)
Dringt in tiefe Gewebeschichten ein, beschleunigt die Zellerneuerung, erhöht die Elastizität und strafft die Haut der Hände.



Mischlicht (rot + blau) (630 + 415 nm)
Kombiniert die Kraft zweier Spektren für einen starken Anti-Aging-, antibakteriellen und regenerierenden Effekt.

- Führen Sie eine Lichttherapie-Sitzung durch. Im manuellen Steuerungsmodus wird nicht empfohlen, das 10-Minuten-Nutzungslimit zu überschreiten.
- Nach der Lichttherapie-Sitzung wird empfohlen, Pflege- und Feuchtigkeitsprodukte aufzutragen.

Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Die Maske ist mit einem Smart-Timer ausgestattet; im automatischen Steuerungsmodus endet die Sitzung nach 15 Minuten automatisch, im manuellen Steuerungsmodus endet die Sitzung nach 10 Minuten automatisch. Es wird nicht empfohlen, das Gerät länger als die angegebene Zeit zu verwenden.

Wenn Sie die Lichttherapie-Maske zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, den folgenden Zeitplan einzuhalten.

Woche	Häufigkeit	Manuelle Steuerung	Automatische Steuerung
1 Woche	Alle 3 Tage	10 Minuten	15 Minuten
2 Woche	Alle 2 Tage	10 Minuten	15 Minuten
3 Woche	Alle 2 Tage	10 Minuten	15 Minuten
4 Woche	Jeden Tag	10 Minuten	15 Minuten

Um einen sichtbaren Effekt zu erzielen, wird empfohlen, die LED HAND MASK mindestens 4 Wochen lang zu verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Sensibilisierungstest auf Licht durch (siehe Abschnitt „Anwendung“).
- Die Maske darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Verwenden Sie die Maske nicht auf Hautbereichen mit offenen Wunden, Geschwüren, tiefen Rissen, frischen Operationsnarben oder Anzeichen einer starken Entzündung.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung der Maske während der Schwangerschaft und Stillzeit einen Arzt.
- Blicken Sie während des Betriebs des Geräts nicht direkt in die eingeschalteten Dioden.
- Verwenden und lagern Sie die Maske nicht in der Nähe von Heizgeräten, offenen Flammen, unter direktem Sonnenlicht oder bei heißem Wetter in einem Auto.

- Biegen Sie die Maske nicht zu stark, drücken Sie sie nicht zusammen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, da sich im Inneren der Maske flexible Mikroschaltkreise und LEDs befinden – dies kann zu mechanischen Schäden führen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu modifizieren. Dies kann zu Beschädigungen und einem elektrischen Schlag führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Warnhinweise:

- Es ist untersagt, das Gerät zu verwenden, wenn Sie an Krankheiten leiden, die eine erhöhte Lichtempfindlichkeit verursachen (z. B. Lupus, Fotodermatitis), oder Medikamente/Kosmetika anwenden, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen (Retinoide, bestimmte Antibiotika, ätherische Zitrusöle).
- Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Sie Unbehagen verspüren oder sich Ihr Zustand verschlechtert.
- Verwenden Sie die Maske nicht, während sie an das Stromnetz angeschlossen ist und lädt. Trennen Sie vor der Behandlung immer das Netzkabel.
- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn sie beschädigt ist, wenden Sie sich an die vom Hersteller autorisierte Organisation zur Entgegennahme von Reklamationen.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nicht im Badezimmer, in der Nähe von Waschbecken oder anderen Wasserquellen. Berühren Sie die Maske, das Ladekabel oder den Adapter nicht mit nassen Händen.
- Reinigen Sie die Maske erst nach dem Ausschalten und Trennen vom Stromnetz. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und waschen Sie es nicht unter fließendem Wasser.

Reinigung

1. Reinigen Sie die Innenseite der Maske nach jedem Gebrauch.
2. Schalten Sie die Maske vor der Reinigung aus.
3. Verwenden Sie keine Hochtemperatur- oder aggressiven Desinfektionsmittel.
4. Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, Verdünner, Butylacetat oder andere leicht entflammbare Substanzen.
5. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche der Maske.

Oberflächenreinigung:

1. Wischen Sie beide Seiten der Maske mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit einer milden Reinigungslösung auf Wasserbasis angefeuchtet ist.
2. Legen Sie die Maske auf eine saubere, trockene Oberfläche, bis sie an der Luft vollständig getrocknet ist.

Visuelle Inspektion:

1. Überprüfen Sie die Geräteoberfläche auf sichtbare Verschmutzungen. Falls Rückstände vorhanden sind, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Tiefenreinigung (bei hartnäckigen Flecken):

1. Wischen Sie die Silikonoberfläche vorsichtig zweimal mit einer 70%–80% igen Ethanollösung ab (jeweils 3 Minuten lang) und wischen Sie sie anschließend mit einem feuchten oder trockenen Tuch gründlich trocken.
2. Lassen Sie die Maske vor der Verwendung vollständig an der Luft trocknen.

Lagerung

Bewahren Sie die LED HAND MASK wie folgt auf


1. Fern von leicht entflammaren und explosiven Materialien (Sprays, Öle, Gas usw.).
2. Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort.
3. Vermeiden Sie die Lagerung in staubigen Räumen, unter direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Aufladen

Bei niedrigem Akkustand beginnt die Lichtanzeige unter der Zahl 1 am Controller zu blinken. Nach sechs Blinksignalen, begleitet von Signaltönen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Verwenden Sie während des Ladevorgangs nur das im Lieferumfang enthaltene Original-Type-C-Ladekabel. Es ist strengstens untersagt, die Handmaske zu verwenden, während sie an das Stromnetz angeschlossen ist und lädt. Die Verwendung eines Netzadapters mit einer Spannung unter 5V (V) führt zu einem Ladefehler. Die Verwendung eines Adapters mit einer Spannung über 5V (V) kann die Fernbedienung beschädigen.

Stecken Sie zum Aufladen ein Ende des Type C-Type C-Ladekabels in den Ladeanschluss am Controller der Maske und verbinden Sie das andere Ende mit dem Adapter.



Der Ladevorgang wird vom sequenziellen Blinken der LEDs begleitet, die den aktuellen Ladestand des integrierten Akkus anzeigen:

0-25%: Die erste LED-Anzeige blinkt, die restlichen leuchten nicht.

25-50%: Die erste LED leuchtet dauerhaft, die zweite Anzeige blinkt.

50-75%: Die ersten beiden LEDs leuchten dauerhaft, die dritte Anzeige blinkt.

75-100%: Drei LEDs leuchten dauerhaft, die vierte Anzeige blinkt.

100% (Aufladen abgeschlossen): Alle 4 LED-Anzeigen leuchten dauerhaft.

Entsorgung



Am Ende der Lebensdauer des Geräts können seine Komponenten (insbesondere der Lithium-Ionen-Akku und die elektronischen Teile) die Umwelt schädigen, wenn sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

1. Entsorgen Sie das Gerät nicht im normalen Abfallbehälter zusammen mit Lebensmittelabfällen.
2. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.
3. Geben Sie das Gerät an spezialisierten Sammelstellen für Elektronikschrott und Altbatterien zur weiteren Sortierung und zum Recycling ab.

Garantie

Auf die LED-Lichttherapie-Handmaske LED HAND MASK der Marke WAU gewähren wir eine Garantie von 1 Jahr. Innerhalb der Garantiezeit wird das Produkt bei Feststellung technischer Mängel ersetzt oder repariert. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch unsachgemäße Bedienung oder Transport verursacht wurden, sowie auf Produkte nach einer Eigenreparatur.

LED HAND MASK

LED-LICHTTHERAPIE-HANDMASKE

Modell: **FM-05**
Material: **ABS-Kunststoff, Silikon**
Abmessungen (HxBxT): **385x185x52 mm**
Gewicht: **326 g**
Spannung: **3,7 V**
Leistung: **5,5 W**
Hergestellt in: **PRC**

Autorisierter Herstellervertreter: WAU Global Limited.
63A College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand.
e-mail: info@wauglobal.com

Wichtiger Hinweis: Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, Design und technische Spezifikationen zu ändern. Die neueste Version dieses Handbuchs ist verfügbar unter: wauglobal.com

Table of Contents

Technical Specifications	26
Purpose	27
Device components	27
Operating Procedures.....	28
Usage Method	30
Precautions	31
Cleaning	32
Storage.....	33
Charging	33
Disposal.....	34
Warranty.....	34


Technical Specifications

Parameter	Value
Model	FM-05
Materials	ABS plastic, silicone
Dimensions	385x185x52 mm
Weight	326 g
Power source	Li-ion battery
Battery capacity	1500 mAh
Operating voltage	3,7 V
Supply voltage	5 V
Modes	Automatic and manual control
Light types and wavelengths	Red (630 nm) Blue (415 nm) NIR (Near Infrared light) (830 nm) Mixed (red + blue)
Smart-timer	Automatic control mode — 15 minutes Manual control mode — 10 minutes
Charging time	1,5 hours
Max continuous use time	40 minutes
Irridation intensity	Red — 4,9 mW/cm ² Blue — 28 mW/cm ² NIR (Near Infrared light) — 10,1 mW/cm ² Mixed (red + blue) — 15 mW/cm ²
Number of LEDs	106 lamps

Purpose

LED HAND MASK is a hand mask designed for deep restoration and rejuvenation of the skin of the hands, wrists, and forearms. The red spectrum is aimed at activating collagen synthesis, which helps restore skin elasticity and eliminate age-related pigmentation. The blue and purple light modes aim to reduce inflammation and provide an antiseptic effect, while Near Infrared (NIR) technology is designed for a deeper impact on the tissues. The use of safe food-grade silicone and a wireless controller makes the professional care procedure as comfortable and accessible as possible at home.


Device components



1. LED HAND MASK
2. Remote control
3. Type C-Type C charging cable
4. Fastening straps

Remote control

1. Power button / light selection
2. Auto and manual mode switch button
3. Automatic control mode
4. Manual control mode
5. Red light mode
6. Blue light mode
7. Near Infrared (NIR) light mode
8. Mixed light (red + blue) mode




Package contents


Mask x1
Fastening straps x2
Type C-Type C charging cable x1
User manual x1, storage bag x1

Operating Procedures

1. Attach the fastening straps to the mask. Place the mask face up. Thread the right strap (its front side is completely covered with velcro, and the back with silicone) into the right hole on the mask. Fasten one end of the strap to its body.



2. Repeat these steps with the left strap. Its front side has velcro, but is mostly covered with silicone. Thread the left strap into the hole on the left side of the mask. Fasten one end of the strap to the velcro.



3. Put the mask on your hand. Fasten the left strap to the right strap.
4. Short press the Power button. The mask automatically turns on in manual control mode with red light.
5. Using the mode switch button, select your desired control mode: automatic (lights change automatically) or manual mode (1 light stays on throughout the procedure).
6. After selecting one of the control types, an LED indicator will light up next to the mode symbol A (auto — automatic) or M (manual — manual) on the remote control.
7. In manual control mode, use the Power button / light selection to select the desired light for the phototherapy session.
8. The red light automatically starts first (symbol on the remote control — 1). Then, by pressing the button, the light switches to blue (symbol on the remote control — 2). Pressing again starts the Near Infrared light (symbol on the remote control — 3). Another press of the button turns on the mixed light (symbol on the remote control — 4).
9. In manual control mode, a 10-minute smart-timer operates; after it expires, the mask will turn off automatically.
10. When switching modes, the smart-timer will restart.
11. In automatic mode, the lights will change automatically: 5 minutes — red light, 4 minutes — blue light, 3 minutes — Near Infrared light, 3 minutes — mixed light.
12. The total session time in automatic mode is 15 minutes. Afterwards, the mask will turn off automatically.
13. To turn off the mask, press and hold the Power button.

Usage Method

Sensitivity test

[Important] You must carry out a sensitivity test before your first treatment.

- Place the device on the inside of your forearm.
- Turn on the mask and run at least a 10-minute phototherapy session.
- If you feel heat or discomfort, stop using the device immediately.
- After completing the test, wait at least 6 hours. If the skin on the inside of your arm is red and/or itchy, the LED HAND MASK is not suitable for you. Contact the organization authorized to handle consumer claims.

After completing the sensitivity test:

- Cleanse the skin of your hand before starting the session, do not apply skincare products.
- Attach the fastening straps to the mask.
- Put the mask on your hand, fasten the straps.
- Select your desired control mode: automatic or manual.


The following light types are available in LED HAND MASK:



Red (630 nm)
Stimulates blood circulation, reduces inflammation, heals microcracks, and lightens pigmentation spots.



Blue (415 nm)
Normalizes skin oiliness, destroys bacteria, fights breakouts, and soothes.



Near Infrared (NIR) (830 nm)
Penetrates into deep tissue layers, accelerates cell renewal, increases elasticity, and tightens the skin of the hands.



Mixed (red + blue) (630 + 415 nm)
Combines the power of two spectrums for a powerful anti-aging, antibacterial, and restorative effect.

- Run a phototherapy session. In manual control mode, it is not recommended to exceed the 10-minute usage limit.
- After the phototherapy session, it is recommended to apply skincare and moisturizing products.

Frequency and duration of use:

The mask is equipped with a smart-timer, in automatic control mode the session will end automatically after 15 minutes, in manual control mode the session will automatically end after 10 minutes. It is not recommended to use the device longer than the specified time.

If you are using the phototherapy mask for the first time, we recommend following the schedule below.

Week	Frequency	Manual control	Automatic control
Week 1	Every 3 days	10 minutes	15 minutes
Week 2	Every 2 days	10 minutes	15 minutes
Week 3	Every 2 days	10 minutes	15 minutes
Week 4	Every day	10 minutes	15 minutes

To achieve a visible effect, it is recommended to use the LED HAND MASK for at least 4 weeks.

Precautions

- Before the first use, carry out a sensitivity test to light (see the «Usage Method» section).
- The mask may only be used for its intended purpose in accordance with the user manual.
- Do not use the mask on skin areas with open wounds, ulcers, deep cracks, fresh postoperative scars, or signs of severe inflammation.
- Consult a physician before using the mask during pregnancy and lactation.
- Do not look directly at the lit diodes while the device is operating.
- Do not use or store the mask near heaters, open flames, under direct sunlight, or in a car in hot weather.
- Do not bend the mask too much, do not squeeze it, and do not place heavy objects on it, as there are flexible microcircuits and LEDs inside the mask — this can cause mechanical damage.
- Do not attempt to disassemble or modify the device yourself. This can lead to damage, electric shock, and will void the warranty.

Warnings:

- It is prohibited to use the device if you suffer from diseases causing increased photosensitivity (e. g., lupus, photodermatitis), or take medications/cosmetics that increase photosensitivity (retinoids, certain antibiotics, citrus essential oils).
- Stop using the device if you experience discomfort or worsening of your condition.
- Do not use the mask while it is plugged in and charging. Always disconnect the power cable before the procedure.
- Do not use the mask if it is damaged, contact the organization authorized by the manufacturer to handle consumer claims.
- The device is not waterproof. Do not use it in the bathroom, near sinks or other water sources. Do not touch the mask, charging cable, or adapter with wet hands.
- Clean the mask only after turning it off and unplugging it. Do not immerse the device in water and do not wash it under running water.

Cleaning

1. Clean the inner surface of the mask after each use.
2. Turn off the mask before cleaning.
3. Do not use high-temperature or aggressive disinfectants.
4. Do not use benzene, thinners, butyl acetate, or other flammable substances for cleaning.
5. Do not spray water directly onto the surface of the mask.

Surface cleaning:

1. Wipe both sides of the mask with a soft, lint-free cloth dampened with a mild water-based cleaning solution.
2. Place the mask on a clean, dry surface until it is completely air-dried.

Visual inspection:

1. Inspect the device surface for any visible dirt. If contamination remains, proceed to the next step.

Deep cleaning (for stubborn stains):

1. Carefully wipe the silicone surface twice with a 70%–80% ethanol solution (3 minutes each time), then wipe thoroughly dry with a damp or dry cloth.
2. Allow the mask to air-dry completely before use.

Storage

Store the LED HAND MASK:


1. Away from flammable and explosive materials (sprays, oils, gas, etc.).
2. At room temperature in a dry place.
3. Avoid storing in dusty areas, in direct sunlight, or in high-humidity conditions.

Charging

When the battery level is low, the light indicator under the number 1 on the controller will start to flash. After six flashes, accompanied by beeps, the device will turn off automatically.

During charging, use only the original Type-C charging cable included in the package. It is strictly prohibited to use the hand mask while it is plugged in and charging. Using a power adapter with a voltage below 5V (V) will cause a charging failure. Using an adapter with a voltage above 5V (V) may damage the remote control.

To charge, insert one end of the Type C-Type C charging cable into the charging port on the mask controller, and connect the other end to the adapter.



The charging process is accompanied by the sequential flashing of the LEDs, which reflect the current power level of the built-in battery:

0-25%: The first LED indicator flashes, the rest are off.

25-50%: The first LED stays lit continuously, the second indicator flashes.

50-75%: The first two LEDs stay lit continuously, the third indicator flashes.

75-100%: Three LEDs stay lit continuously, the fourth indicator flashes.

100% (Charging complete): All 4 LED indicators stay lit continuously.

Disposal



At the end of the device's service life, its components (especially the lithium-ion battery and electronic parts) may harm the environment if disposed of with regular household waste.

1. Do not dispose of the device in a regular waste bin along with food waste.
2. Dispose of the device in accordance with local legal regulations.
3. Take the device to specialized electronics and battery collection points for further sorting and recycling.

Warranty

The WAU brand LED HAND MASK phototherapy hand mask is covered by a 1-year warranty. During the warranty period, the product is subject to replacement or repair if technical defects are discovered. This warranty does not cover malfunctions caused by improper operation or transportation, nor does it apply to products after unauthorized repair.

LED HAND MASK

PHOTOTHERAPY HAND MASK

Model: **FM-05**

Materials: **ABS plastic, silicone**

Dimensions (H×W×D): **385x185x52 mm**

Weight: **326 g**

Voltage: **3,7 V**

Power: **5,5 W**

Origin: **PRC**

Authorized manufacturer representative: WAU Global Limited.
63A College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand.
e-mail: info@wauglobal.com

Important Notice: Important Notice: To ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: wauglobal.com