

wau



NEO

PLASMA DEVICE

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение.....	5
Детали устройства.....	5
Порядок работы.....	6
Способ применения.....	7
Чистка.....	8
Хранение.....	8
Зарядка.....	9
Меры предосторожности.....	9
Гарантия.....	10


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	BPW-002
Материалы	ABS пластик, PC пластик, силикон
Размер (ВхШхГ)	Массажер с базой 189х50х45 мм
Вес	Массажер с базой 183 гр
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	1000 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Мощность	5 Вт
Время зарядки	3 часа
Время работы (от полной зарядки)	60 минут
Смарт-таймер	10 минут
Уровень водонепроницаемости	IPX3

Назначение

Аппарат для омоложения NEO включил в себя современную плазменную технологию. Она используется для дезинфекции кожи и борьбы с кожными заболеваниями: ионизированный газ убивает болезнетворные бактерии на поверхности кожи. Омоложение плазмой происходит за счет регенерации кожи: нагрев, который оказывает плазма, стимулирует восстановление коллагена. Под действием плазмы также перестраиваются липидные биослои, формируются временные каналы, что облегчает прохождение лекарственных и косметических средств в кожу.

Детали устройства



1. Рабочая поверхность
2. Кнопка вкл/ выкл/ переключение уровня интенсивности
3. Индикатор уровня интенсивности
4. Индикатор зарядки
5. Разъем для зарядки
6. База-подставка

Комплектация

Устройство x1, база-подставка x1, кабель для зарядки x1, мешочек для хранения x1, салфетка x1, инструкция x1.

Порядок работы

1. Длительным нажатием (2 сек) на кнопку вкл/ выкл включите устройство. Звуковой сигнал обозначит включение девайса.
2. Загорится дисплей с индикаторами уровня интенсивности. В устройстве предусмотрено 3 уровня силы воздействия: STRONG (сильный), MEDIUM (средний) и SOFT (слабый).
3. Повторным нажатием на кнопку переключения уровней выберите подходящую вам силу воздействия. Первым запускается уровень SOFT, его иконка загорится на дисплее. Повторное нажатие на кнопку переключит вас на уровень MEDIUM, следующее нажатие запустит уровень STRONG.
4. В аппарате предусмотрен смарт-таймер, девайс автоматически выключится через 10 минут работы, издав звуковой сигнал.

5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку вкл/ выкл/ переключение уровня интенсивности.

Способ применения

1. Умойтесь, используя ваше очищающее средство. Очистите кожу от загрязнений и излишков кожного сала.

2. Осушите лицо от жидкости перед тем как использовать массажер. Если на вашей коже останется вода — это может стать причиной получения травмы. Пожалуйста, будьте предельно внимательны.

3. Включите устройство и выберите необходимый уровень интенсивности. Рекомендуется начинать с минимальной силы воздействия, чтобы кожа могла адаптироваться к применению аппарата.

4. При проведении процедуры не прижимайте девайс вплотную к коже, держите его на расстоянии 2-3 мм от поверхности лица. Медленно проводите массажером по коже, двигаясь по массажным линиям снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос). Особое внимание уделите проблемным зонам. Во время использования девайс издает звук генерации плазмы, вы также можете почувствовать запах озона — это нормально.

5. После завершения процедуры выключите девайс, очистите кожу лица и нанесите ваше уходовое косметическое средство. Для лучшего впитывания косметики проведите легкий массаж.

6. Очистите рабочую поверхность аппарата влажной (пропитанной спиртом) салфеткой.

[Важно]: Пыль и остатки кожного сала легко прилипают к керамической части рабочей поверхности аппарата, когда они расщепляются плазмой в процессе процедуры. Это может привести к пожелтению керамической поверхности, однако не влияет на эффективность работы устройства.

Чистка

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен.
- Строго запрещено мочить девайс, погружать его в воду или мыть под струей проточной воды.
- Пожалуйста, чистите аппарат при помощи мягкой салфетки или ватного диска.
- Допустимо очищать рабочую поверхность и корпус устройства влажной тканью.
- Не используйте щелочные чистящие средства, эфирные масла на спиртовой основе или растворители для очищения прибора.

Хранение

- Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- Держите устройство вдали от агрессивных жидкостей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

- При низком уровне заряда аккумулятора индикатор зарядки начинает быстро мигать, а сам аппарат издает короткие звуковые сигналы, после чего выключается.
- Подключите зарядный кабель с разъемом Type-C к разьему устройства, обратный конец кабеля с разъемом USB подключите к адаптеру.
- Во время зарядки индикатор заряда мигает.
- Во время зарядки аппарат не включается.
- При достижении полной зарядки индикатор заряда будет гореть постоянно.

Меры предосторожности

Запрещено использовать девайс:

- детям;
- лицам, страдающим от аллергии;
- лицам, перенесшим хирургические операции на лице/глазах.

- Не используйте девайс, если он был погружен в воду, работает некорректно, если он был поврежден или сломан.
- Не используйте девайс в области глаз (вдоль верхней и нижней орбитальной косточки), в области висков, на щитовидной железе, а также на области груди и гениталий.
- Не разбирайте устройство, так как это может привести к повреждениям, неисправностям, поражению электрическим током, пожару или травмам.

Гарантия

На Аппарат для омоложения NEO от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

NEO

АППАРАТ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ

Артикул: **BPW-002**

Материал: **ABS пластик, PC пластик, силикон**

Размер: **(ВхШхГ) 189x45x50 мм**

Вес: **183 гр**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, офис 14-14.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru

Table of Contents

Technical Specifications	13
Purpose.....	14
Device Components.....	14
Operating Procedure.....	15
Usage Method	16
Cleaning & Maintenance.....	17
Storage.....	17
Charging.....	17
Precautions	18
Warranty.....	18


Technical Specifications

Parameter	Value
Model	BPW-002
Materials	ABS plastic, PC plastic, silicone
Dimensions (HxWxD)	Device with base: 189x50x45 mm
Weight	Device with base: 183 g
Power source	Lithium-ion battery
Battery capacity	1000 mAh
Operating voltage	3.7 V
Power	5 W
Charging time	3 hours
Operating time (from full charge)	60 minutes
Smart-timer	10 minutes
Water resistance level	IPX3

Purpose

The NEO rejuvenation device incorporates advanced plasma technology. This technology is used to disinfect the skin and combat skin diseases by eliminating surface infections. Plasma rejuvenation works by regenerating the skin: the heat generated by the plasma stimulates collagen restoration. Plasma also restructures lipid bilayers and forms temporary channels, which facilitates the penetration of medicinal and cosmetic products into the skin.

Device Components



1. Working Surface
2. On/ Off/ Intensity Level Switch Button
3. Intensity Level Indicator
4. Charging Indicator
5. Charging Port
6. Base

Package Contents

Device x1, Base x1, Charging Cable x1, Storage Pouch x1, Cleaning Cloth x1, User Manual x1.

Operating Procedure

1. Turn on the device by pressing and holding the on/ off button for 2 seconds. A sound will indicate that the device is on.
2. The display will light up, showing the intensity level indicators. The device offers three intensity levels: STRONG, MEDIUM, and SOFT.
3. Select the desired intensity level by pressing the level switch button repeatedly. The SOFT level will activate first, and its icon will light up on the display. Pressing the button again will switch to the MEDIUM level, and a subsequent press will activate the STRONG level.
4. The device features a smart timer; it will automatically turn off after 10 minutes of operation, accompanied by an audible signal.
5. To turn off the device, press and hold the on/ off/ intensity level switch button.

Usage Method

1. Wash your face with your preferred cleanser to remove impurities and excess sebum.
2. Dry your face thoroughly before using the massager. Any remaining water on your skin may cause significant discomfort during device application.
3. Turn on the device and select the desired intensity level. It's recommended to start with the lowest setting to allow your skin to adapt to the apparatus.
4. Slowly move the massager across your skin along the massage lines, moving upwards from the chin to the hairline. Pay special attention to problem areas. During use, the device will emit a plasma generation sound, and you may also notice an ozone smell — this is normal.
5. After completing the procedure, turn off the device, cleanse your face, and apply your skincare product. Gently massage your face to improve cosmetic absorption.
6. Clean the working surface of the device with a damp (alcohol-soaked) wipe.

[Important]: Dust and sebum residue easily adhere to the ceramic part of the device's working surface when broken down by plasma during the procedure. This may lead to yellowing of the ceramic surface but does not affect the device's performance.

Cleaning & Maintenance

- Before cleaning, make sure the device is turned off.
- Do not immerse the device in water or wash it under running water.
- Please clean the device with a soft cloth or cotton pad.
- It is permissible to clean the working surface and the body with a damp cloth.
- Do not use alkaline cleaning agents, alcohol-based essential oils, or solvents to clean the device.

Storage

- Keep the device in a dry and dust-free place.
- Keep the device away from high temperatures.
- Keep the device away from aggressive liquids.
- Keep the device out of reach of children.

Charging

- When the battery level is low, the charging indicator will flash rapidly and the device will emit short beeps before turning off.
- Connect the Type-C charging cable to the device's port, and the USB end of the cable to the adapter.
- The charging indicator flashes during charging.
- The device will not turn on while charging.
- When fully charged, the charging indicator will remain solid.

Precautions

Do not use the device:

- on children;
 - on individuals suffering from allergies;
 - on individuals who have undergone facial/ eye surgery.
-
- Do not use the device if it has been immersed in water, is malfunctioning, or if it has been damaged or broken.
 - Do not use the device in the eye area (along the upper and lower orbital bone), on the temples, on the thyroid gland, or on the chest and genital areas.
 - Do not disassemble the device, as this may lead to damage, malfunctions, electric shock, fire, or injury.

Warranty

The NEO Plasma Device by WAU comes with a 1-year warranty from the date of purchase. If technical defects are found within the warranty period, the device will be replaced or repaired.

This warranty does not cover malfunctions caused by improper use or transportation, or devices that have undergone self-repair.

NEO

PLASMA DEVICE

Model: **BPW-002**

Materials: **ABS plastic, PC plastic, silicone**

Dimensions (HxWxD): **189x45x50 mm**

Weight: **183 g**

Voltage: **3.7 V**

Power: **5 W**

Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representative: I.E. Umantsev
A.N., Leningradsky Prospekt 37, Office 14-14, Moscow
125167, Russia.

info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: wauglobal.com