

wau



AI

EYE MASSAGER

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	6
Меры предосторожности	8
Чистка	10
Хранение	10
Зарядка	11
Утилизация.....	11
Гарантия.....	11


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	B-016
Материалы	Пластик ABS + сплав цинка
Размер (ВхШхГ)	Устройство - 155x26x28мм; Зарядная станция - 62x55x59мм
Вес	Устройство - 94г; Зарядная станция - 67г
Встроенный источник питания	литиевый аккумулятор
Напряжение питания	3,7 В
Напряжение рабочее	11 В
Время зарядки	2 часа
Емкость аккумулятора	450 мАч
Максимальное время непрерывного использования устройства	до 40 минут
Режимы	EMS + красный свет/ RF + красный свет

Назначение

Благодарим Вас за покупку нашего массажера для кожи вокруг глаз AI. Используемые в нем технологии RF и EMS в сочетании с технологией красного света (620нм - 630нм) помогают бороться с морщинами вокруг глаз, темными кругами и мешками под глазами. Массажер подтягивает кожу вокруг глаз, успокаивает ее и осветляет, а также позволяет ей лучше впитывать питательные вещества из уходовых средств и в полной мере получать от них пользу.

Детали устройства



1 - рабочая поверхность

2 - индикатор режима и батареи

3 - кнопка вкл/выкл/переключение режима

4 - контактная точка зарядки

5 - зарядная станция

6 - кабель для зарядки USB - Type-C

Комплектация

Устройство x1

Мешочек для хранения x1

Зарядная станция x1

Кабель для зарядки x1

Инструкция x1

Порядок работы

1. Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.
2. Устройство имеет 2 режима работы: режим "RF + красный свет" и режим "EMS + красный свет". Выбор режима осуществляется нажатием на кнопку вкл/выкл.



3. Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.
4. Устройство оснащено функцией автоматического выключения (спустя 10 минут непрерывного использования)

Способ применения

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства.

Режим RF + красный свет

Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить прибор, затем выберите режим RF + красный свет (индикатор должен загореться красным)

Шаг 2: После нанесения массажного геля-проводника прикоснитесь к коже рабочей поверхностью устройства и начните массаж, медленно двигаясь по массажным линиям по орбитальной косточке от внутренней части глаза к внешней и лучами от внешнего уголка глаза, как показано на рисунке. Производить смену глаза необходимо каждые 2 минуты.



[Примечание]: проводить процедуру на данном режиме рекомендуется в вечернее время не более 4-х раз в неделю. Радиоволны, генерируемые устройством, нагревают дерму кожи. Пожалуйста, пере-

мещайте рабочую поверхность устройства во время использования. Не задерживайтесь на одном участке кожи, чтобы избежать ожогов. В устройстве предусмотрен специальный звуковой сигнал, который напоминает о необходимости перемещения устройства каждые 10 секунд.

Радиоволны, генерируемые устройством, проникают в подкожные ткани, где, благодаря естественному сопротивлению, высвобождается тепловая энергия. Действие устройства основано на принципе, согласно которому коллагеновые волокна дермы сокращаются при температуре 55-70°C, тем самым подтягивая кожу и способствуя регенерации коллагена. Мгновенные сокращения волокон коллагена способствуют обновлению кожи, увеличению толщины и плотности дермы и заполнению морщин.

Использование красного света с определенной длиной волны способствует циркуляции крови, оказывает противовоспалительный эффект, снимает припухлость, боль, осветляет пигментацию, подходит для всех типов кожи. Красный свет проникает в кожу глубже остальных. Он воздействует на фибробласты (клетки, которые синтезируют коллаген), за счет чего способствует омоложению кожи и борется с признаками старения.

Режим EMS + красный свет

Шаг 1: Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить прибор, затем выберите режим EMS + красный свет (индикатор должен загореться синим)

Шаг 2: После нанесения массажного геля-проводника прикоснитесь к коже рабочей поверхностью устройства и начните массаж, медленно двигаясь по массажным линиям по орбитальной косточке или нижней части надбровной дуги от внутренней части глаза к внешней, как показано на рисунке. Производить смену глаза необходимо каждые 2 минуты.



[Примечание]: проводить процедуру на данном режиме рекомендует-ся утром не более 2-3х раз в неделю.

Микроток EMS активизирует мышцы лица и двигательные нервы. Таким образом, улучшается кровообращение, активизируется работа клеток, что уменьшает отечность, подтягивает кожу и делает ее более упругой.

Использование красного света с определенной длиной волны способствует циркуляции крови, оказывает противовоспалительный эффект, снимает припухлость, боль, осветляет пигментацию, подходит для всех типов кожи. Красный свет проникает в кожу глубже остальных. Он воздействует на фибробласты (клетки, которые синтезируют коллаген), за счет чего способствует омоложению кожи и борется с признаками старения.

Меры предосторожности

- 1) Не мочите зарядный кабель. Не погружайте устройство в воду.
- 2) Не заряжайте устройство в местах, где есть риск его намокания. Например, в ванной, душе или рядом с бассейном.
- 3) Не бросайте устройство в огонь.
- 4) Устройство следует заряжать только кабелем для зарядки, который идет в комплекте.
- 5) Во избежание травм прекратите использование прибора, если аксессуар или кабель для зарядки повреждены.
- 6) Если кабель для зарядки поврежден, во избежание возникновения опасных ситуаций, его следует заменить оригинальным кабелем.
- 7) Заряжайте прибор полностью не реже одного раза в 2 месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
- 8) Данное устройство не предназначено для детей младше 12 лет, а также лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом и знаниями. Использование устройства этой группой лиц возможно только под наблюдением.
- 9) Не используйте прибор, если он визуально имеет повреждения. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать его самостоятельно, это может привести к серьезным травмам глаз или кожи, а также стать причиной поражения электрическим током и смерти.
- 10) Используйте прибор только по назначению в соответствии с настоящей инструкцией.
- 11) Заряжать, использовать и хранить прибор рекомендуется при температуре 5-35°C.
- 12) Не используйте прибор, если в течение последних 2-х недель вы делали косметологические процедуры (например, химический или механический пилинг, лазерную шлифовку, фракционное лазерное лечение, мезотерапию, процедуры с филлерами или любые другие процедуры для скульптурирования лица).

Общие рекомендации

- 1) Регулярная чистка устройства обеспечивает более высокую производительность и долгий срок службы.
- 2) Не используйте прибор во время сна или в состоянии сонливости.

Противопоказания

- 1) Если у вас есть медицинские противопоказания, перед использованием проконсультируйтесь с дерматологом.
- 2) Не используйте прибор, если вы чувствительны к свету.
- 3) Не используйте прибор, если у вас имеются: трещины или открытые раны на коже, кожные заболевания или сильная угревая сыпь, солнечные ожоги, кожные инфекции и т.д.
- 4) Не используйте прибор на верхнем и нижнем веке, глазном яблоке и слизистой оболочке.
- 5) Не используйте прибор на родинках, бородавках, вросших волосах или раздраженной коже.
- 6) Не используйте прибор совместно с другими людьми, так как это может привести к перекрестному заражению бактериями и развитию опасных инфекций.

Чистка

Выполнение следующих инструкций важно для обеспечения надлежащего функционирования Вашего устройства.

Их несоблюдение может привести к тому, что массажер станет менее эффективным или перестанет работать.

Перед началом чистки убедитесь, что прибор выключен.

- a. Тщательно очищайте корпус устройства и рабочую поверхность после каждого использования, чтобы продлить срок его службы.
- b. Никогда не мойте само устройство и зарядную станцию под краном и не замачивайте их в воде.
- c. При чистке прибора используйте только сухую ткань.
- d. Не используйте для чистки прибора металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как спирт или ацетон.



[Примечание]: Протирайте детали чистой сухой тканью.

[Совет]: Для удаления остатков уходовых средств с рабочей поверхности можно использовать влажные салфетки.

Хранение

- a. Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- b. Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- c. Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.
- d. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

1) Зарядка через подключение к компьютеру: включите компьютер, подключите зарядный кабель к USB-порту компьютера и Type-C разъему зарядной станции, установите прибор на станцию и начните зарядку.

2) Зарядка с помощью адаптера: подключите кабель USB для зарядки к порту USB адаптера и Type-C разъему зарядной станции, установите прибор на станцию и начните зарядку. Технические характеристики адаптера: 5V 1A

3) Индикация: Во время зарядки индикатор мигает, при полной зарядке индикатор горит непрерывно.

[Примечание]: Перед зарядкой убедитесь, что контактная точка зарядки и зарядный кабель сухие и на них нет следов влаги и средств по уходу за кожей. Не заряжайте прибор в местах, где он может упасть в воду. Пожалуйста, не используйте прибор во время зарядки. Прибор не должен стоять на зарядке более 24 часов.



Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

Гарантия

На массажер для кожи вокруг глаз AI от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

МАССАЖЕР ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

Артикул: **B-016**
Материал: **ABS пластик, цинковый сплав**
Размер: (ВхШхГ) **155x26x28 мм**
Вес: **94 гр**
Напряжение: **3,7 В**
Мощность: **1,5 Вт**
Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru

Table of contents

Technical specifications.....	14
Purpose.....	14
Device Components.....	15
Operating Procedure.....	16
Usage Method.....	16
Precautions.....	18
Cleaning & Maintenance.....	20
Storage	20
Charging.....	21
Disposal.....	21
Warranty.....	21


Technical specifications

Parameter	Value
Model Number	B-016
Materials	ABS Plastic + Zinc Alloy
Dimensions (H×W×D)	Device: 155×26×28 mm Charging Station: 62×55×59 mm
Weight	Device: 94 g Charging Station: 67 g
Built-in Power Source	Lithium Battery
Power Supply Voltage	3.7 V
Operating Voltage	11 V
Charging Time	2 hours
Battery Capacity	450 mAh
Maximum Continuous Use Time	Up to 40 minutes
Modes	EMS + Red Light / RF + Red Light

Purpose

Thank you for purchasing our AI Eye Skin Device. The device utilizes RF and EMS technologies in combination with red light therapy (620 nm – 630 nm) to help reduce wrinkles around the eyes, dark circles, and under-eye puffiness. The device helps to tighten and soothe the skin around eyes, brighten the complexion, and improve the absorption of skincare products, enhancing their overall effectiveness.

Device Components



- 1. Operating Surface
- 2. Mode and Battery Indicator
- 3. On/off/Mode Switch

- 4. Charging Contact Point
- 5. Charging Station
- 6. USB Type-C Charging Cable

Package Contents

Device ×1
Storage Pouch ×1
Charging Station ×1
Charging Cable ×1
User Manual ×1

Operating Procedure

1. To turn on the device, press and hold the power button.
2. The device has two operating modes: RF + Red Light Mode and EMS + Red Light Mode. Press the power button to switch between modes.



Red Indicator Light –
RF + Red Light Mode



Blue Indicator Light –
EMS + Red Light Mode

3. To turn off the device, press and hold the power button.
4. The device is equipped with an automatic shut-off feature and will power off after 10 minutes of continuous use.

Usage Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

[Note]: Users with reduced sensitivity to heat should use the RF function with caution, as it generates a warming effect.

RF + Red Light Mode

Step 1: Press and hold the power button to turn on the device, then select RF + Red Light Mode (indicated by a red light).

Step 2: After applying a conductive massage gel, place the working surface of the device against the skin and begin massaging. Move slowly along the massage lines: from the inner to the outer corner of the eye, following the orbital bone, and then outward in a fan-like motion from the outer corner, as shown in the diagram. Switch to the other eye every 2 minutes.



[Note]: This mode is recommended for use in the evening, no more than 4 times per week.

The radiofrequency waves generated by the device heat the dermis. Please keep the device moving during use and avoid lingering in one area to prevent burns. The device emits an audible signal every 10 seconds to remind you to change position.

The radiofrequency waves generated by the device penetrate into the subcutaneous tissues, where natural resistance produces thermal energy. The device operates on the principle that collagen fibers in the dermis contract at temperatures between 55–70°C. This tightens the skin and stimulates collagen regeneration. The immediate contraction of collagen fibers promotes skin renewal, increases dermal thickness and density, and helps reduce the appearance of wrinkles.

Using red light at a specific wavelength enhances blood circulation, has anti-inflammatory properties, reduces swelling and discomfort, brightens pigmentation, and is suitable for all skin types. Red light penetrates deeper than other wavelengths, stimulating fibroblasts – cells responsible for collagen production – which promotes skin rejuvenation and combats signs of aging.

EMS + Red Light Mode

Step 1: Press and hold the power button to turn on the device, then select EMS + Red Light Mode (indicated by a blue light).

Step 2: After applying a conductive massage gel, place the working surface of the device against the skin and begin massaging. Move slowly along the massage lines: either along the orbital bone or the brow line, from the inner to the outer corner of the eye, as shown in the diagram. Switch to the other eye every 2 minutes.



[Note]: This mode is recommended for use in the morning, no more than 2–3 times per week. The EMS microcurrents stimulate facial muscles and motor nerves, improving blood circulation and activating cellular function. This helps reduce puffiness, tighten the skin, and increase its firmness and elasticity.

Using red light at a specific wavelength enhances blood circulation, has anti-inflammatory properties, reduces swelling and discomfort, brightens pigmentation, and is suitable for all skin types. Red light penetrates deeper than other wavelengths and stimulates fibroblasts — cells that synthesize collagen — promoting skin rejuvenation and helping to fight signs of aging.

Precautions

- 1) Do not expose the charging cable to water. Do not submerge the device in water.
- 2) Do not charge the device in locations where it may get wet, such as in the bathroom, shower, or near a pool.
- 3) Do not throw the device into fire.
- 4) Use only the original charging cable provided with the device to charge it.
- 5) To avoid injury, stop using the device if any accessories or the charging cable are damaged.
- 6) If the charging cable is damaged, replace it with an original cable to Fully charge the device at least once every two months to extend battery life.
- 7) This device is not intended for use by children under 12 years old, or by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised.
- 8) Do not use the device if it is visibly damaged. Do not attempt to disassemble or repair the device yourself. Doing so may result in serious eye or skin injuries, electric shock, or even death.
- 9) Use the device only as intended and in accordance with this manual.
- 10) It is recommended to charge, operate, and store the device at temperatures between 5°C and 35°C.
- 11) Do not use the device if you have undergone cosmetic procedures in the past two weeks (e. g., chemical or mechanical peels, laser resurfacing, fractional laser treatment, mesotherapy, dermal fillers, or any other facial contouring procedures).

Recommendations

- 1) Regular cleaning of the device ensures optimal performance and extends its lifespan.
- 2) Do not use the device while sleeping or in a drowsy state.

Contraindications

- 1) If you have any medical conditions, consult a dermatologist before using the device.
- 2) Do not use the device if you are sensitive to light.
- 3) Do not use the device if you have cracks or open wounds on the skin, skin diseases or severe acne, sunburn, skin infections, etc.
- 4) Do not use the device on the upper or lower eyelids, eyeballs, or mucous membranes.
- 5) Do not use the device on moles, warts, ingrown hairs, or irritated skin.
- 6) Do not share the device with others, as this may result in cross-contamination and the spread of harmful infections.

Cleaning

Following these instructions is essential to ensure your device functions properly.

Failure to do so may reduce its effectiveness or cause it to stop working. Ensure the device is turned off before cleaning.

- a. Carefully clean the device housing and working surface after each use to extend its lifespan.
- b. Do not rinse the device or charging station under running water or submerge them in water.
- c. Use a dry cloth to clean the device.
- d. Do not use metal sponges, abrasive cleaners, or harsh liquids such as alcohol or acetone.



[Note]: Wipe all components with a clean, dry cloth.

[Tip]: You may use wet wipes to remove skincare product residue from the working surface.

Storage

- a. Store the device in a dry, dust-free place.
- b. Keep the device away from high temperatures.
- c. Keep the device away from corrosive or aggressive liquids.
- d. Store the device out of reach of children.

Charging

1) Charging via computer: turn on your computer, connect the charging cable to a USB port on the computer and to the Type-C port on the charging station. Place the device onto the charging station to begin charging.

2) Charging with an adapter: connect the USB charging cable to a USB adapter and the Type-C port on the charging station. Place the device onto the station to begin charging. Adapter specifications: 5V 1A

3) Indicator light: While charging, the indicator light will blink. Once fully charged, the indicator will stay on continuously.

[Note]: Before charging, make sure that the contact point and charging cable are dry and free of any moisture or skincare products. Do not charge the device in locations where it may fall into water. Please do not use the device while it is charging. The device should not remain on the charging station for more than 24 hours.



Disposal



Do not dispose of the device with household waste. Instead, please take it to a designated recycling center to help protect the environment.

Warranty

The AI Eye Massager by WAU is covered by a 1-year warranty. During the warranty period, the device is eligible for replacement or repair in the event of any technical defects. This warranty does not cover malfunctions caused by improper use, transportation damage, or unauthorized repairs performed by the user.

NEO

EYE MASSAGER

Model: **B-016**
Material: **ABS Plastic, Zinc Alloy**
Dimensions (H×W×D): **155 × 26 × 28 mm**
Weight: **94 g**
Voltage: **3.7 V**
Power: **1.5 W**
Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representative: I. E. Umantsev A. N.
Leningradsky Prospekt 37, Office 14-14, Moscow 125167, Russia
info@wauglobal.com

Important Notice: To ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: wauglobal.com



RoHS

