

wau



ATAMA

HAIR GROWTH & SCALP
MASSAGE DEVICE

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	7
Меры предосторожности	8
Чистка	9
Хранение	9
Зарядка	9
Утилизация.....	10
Гарантия.....	10

Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	BP216
Материалы	ABS + силикон + сталь SUS303
Размер (ВхШхГ)	234x87,4x47,7 мм
Вес	213,5 г
Встроенный источник питания	AC100-240V 50/60HZ
Напряжение питания	5V1A
Рабочее напряжение	3,7 Вт
Емкость аккумулятора	850 мАч
Время зарядки	3 часа
Время работы от полной зарядки	2 часа
Максимальное время непрерывного использования устройства	10 минут
Степень защиты от воды	IPX6
Интенсивность ирридации	Красный свет — 35,659 мВт/см ² Синий свет — 80,265 мВт/см ²

Назначение

Массажер АТАМА — идеальный выбор для ускорения роста волос, поддержания их здоровья, а также улучшения состояния кожи головы в домашних условиях.


Каждому пользователю доступны несколько режимов для индивидуальной настройки устройства под личные нужды:

EMS — стимулирует кожу головы с помощью ионов и тока с определенными характеристиками, способствует очищению закупоренных пор и активизирует «спящие» волосяные фолликулы. В результате кожа головы легче усваивает питательные вещества, а корни волос укрепляются.

LED — красный/ синий свет стимулирует рост волосяных фолликулов, улучшает их иммунитет, ускоряет рост волос, делает их гуще, борется с выпадением волос, а также повышает их эластичность и придает блеск.

VR — режим вибрации, стимулирующий активизацию спящих волосяных фолликулов и рост здоровых волос.

Детали устройства




1. Лазерные лампы
2. LED-лампы
3. LED-режим
4. Массажный зубчик
5. Индикатор режима EMS/ батареи
6. Режим вибрации
7. Кнопка вкл/ выкл/ переключения режима EMS
8. Разъем для зарядки
9. Кабель для зарядки USB-Type-C

Комплектация

Устройство x1
Мешочек для хранения x1
Кабель для зарядки x1
Инструкция x1

Порядок работы



1. Рабочая поверхность массажера в целях защиты от повреждений покрыта 2-мя защитными пленками. Перед использованием массажера снимите обе пленки.



2. Длительное нажатие (1,2 сек) включает устройство (при включении массажер издает 1 звуковой сигнал) и режим EMS (уровень 1), при этом на индикаторе загорится 1 лампочка.

После включения первое краткое нажатие кнопки активирует 2-й уровень режима EMS, при этом на индикаторе загорится 2 лампочки. Второе краткое нажатие — 3-й уровень режима EMS, повторное нажатие полностью отключит режим EMS, три лампочки на индикаторе будут одновременно мерцать. При длительном нажатии (1,2 сек) работающее устройство издает 2 звуковых сигнала и выключится.



3. Первое краткое нажатие включает режим непрерывной вибрации. Второе нажатие — режим пульсирующей вибрации. Третье — выключает режим вибрации. Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом.



4. Первое краткое нажатие включает режим светотерапии красный свет (630 нм) + лазер (650 нм). После второго нажатия цвет сменится на синий (466 нм). Третье нажатие выключает LED-режим. Пере-

ключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом.

По истечении 10 минут непрерывного использования устройство отключится автоматически без перехода в режим ожидания, то есть у Вас не будет «запаса» времени для переключения функций.

При низком уровне заряда массажер издает 5 звуковых сигналов, а перед выключением устройства индикатор батареи подаст мигающий световой сигнал 10 раз.

Режимы EMS/ LED/ вибрация могут быть использованы в любой комбинации.

Способ применения

1. Включите массажер.

2. Установите комбинацию из нужных вам режимов.

Обратите внимание, если вы используете режим EMS, волосы и кожа головы должны быть слегка влажными для лучшей проводимости импульсов. Режимы вибрации и светотерапии эффективно работают и на сухих волосах.

3. Для массажа макушки головы двигайтесь круговыми движениями по часовой стрелке в области макушки. Массаж одной области должен занимать 1-2 минуты.

4. Для проведения массажа других частей головы двигайтесь по направлению роста волос от лица к затылку как будто расчесывая волосы. Вы можете также двигаться по спирали или зигзагообразно.



5. Все движения по одной области повторяются 3-5 раз.

6. По завершении массажа выключите прибор.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства;
2. Использовать с осторожностью:
 - В течение менструации и в период лактации;
 - При наличии телеангиэктазии;
 - При наличии временной пломбы или в ходе лечения зубов;
 - При аллергии на металл;
 - При повышенной температуре и гипертонии;
 - При наличии пластических операций, воспалений кожи и зуда;
3. Не использовать вблизи мест с металлическими протезами (глазные яблоки, внутреннее ухо, области костей и суставов);
4. Запрещается использовать в местах с патологиями вен или артерий, а также при наличии тромбоза или проблем со свертыванием крови;
5. Не допускайте сильного физического воздействия на кожу головы;
6. Используйте устройство только в соответствии с руководством пользователя;
7. Запрещается самостоятельно разбирать, обслуживать и модернизировать изделие;
8. Пожалуйста, храните прибор в сухом и чистом месте;
9. Не храните устройство в местах с повышенной/ пониженной температурой окружающей среды, а также вблизи источников открытого огня;
10. Вынимайте вилку из розетки после завершения зарядки.


Чистка

- a. Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен, не подключайте его к источнику питания.
- b. После каждого использования протирайте устройство влажной тканью и храните в сухом и прохладном месте.
- c. Устройство предназначено только для личного использования, не используйте его совместно с другими людьми.
- d. Сохраните это руководство пользователя для дальнейшего использования.

Хранение

- a. Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- b. Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- c. Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.
- d. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка



- 1) Зарядка через подключение к компьютеру: включите компьютер, подключите зарядный кабель к USB-порту компьютера и Type-C разъему устройства.
- 2) Зарядка с помощью адаптера: подключите кабель USB для зарядки к порту USB адаптера и Type-C разъему устройства.
- 3) Индикация: во время зарядки 3 лампы индикатора загораются поочередно, при достижении 100% заряда все 3 лампы будут гореть постоянно.

Спецификация электропитания: 5V 1A 110-220V (несоблюдение этого условия приведет к повреждению устройства и его поломке).

Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

Гарантия

На массажер для стимуляции роста волос и ухода за кожей головы ATAMA от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

АТАМА

МАССАЖЕР ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС
И УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

Артикул: **BP216**

Материал: **ABS + силикон + сталь SUS303**

Размер: (ВхШхГ) **234x87,4x47,7 мм**

Вес: **213,5 гр**

Напряжение: **5 В**

Мощность: **3,7 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А. Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS



Inhaltsverzeichnis

Technische Daten.....	13
Zweck	13
Gerätekomponenten.....	14
Bedienung	15
Anwendungsmethode.....	16
Vorsichtsmaßnahmen	17
Reinigung	18
Lagerung	18
Aufladen	18
Entsorgung.....	19
Garantie.....	19

Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	BP216
Materialien	ABS-Kunststoff + Silikon + Edelstahl SUS303
Abmessungen (HxBxT):	234x87,4x47,7 mm
Gewicht	213,5 g
Eingebauter Stromanschluss	AC 100-240V
Netzteilspannung	5V1A
Betriebsspannung	3,7 V
Akkukapazität	850 mAh
Ladezeit	3 Stunden
Betriebsdauer ab Vollladung	2 Stunden
Smart-Timer	Bis zu 10 Minuten
Wasserdichtigkeit	IPX6
Bestrahlungsintensität	Rotes Licht – 35,659 mW/cm ² Blaues Licht – 80,265 mW/cm ²

Zweck

Das ATAMA Massagegerät ist die perfekte Wahl, um das Haarwachstum zu beschleunigen, die Haargesundheit zu erhalten und den Zustand der Kopfhaut zu Hause zu verbessern.


Jeder Benutzer hat Zugang zu verschiedenen Modi für eine individuelle Anpassung:

EMS – Stimuliert die Kopfhaut mit Ionen und Mikrostrom, hilft, verstopfte Poren zu reinigen und «schlafende» Haarfollikel zu aktivieren. Dadurch nimmt die Kopfhaut Nährstoffe leichter auf und die Haarwurzeln werden gestärkt.

LED – Rotes/blauges Licht stimuliert das Wachstum von Haarfollikeln, verbessert deren Widerstandsfähigkeit, beschleunigt das Haarwachstum, macht die Haare dicker, bekämpft Haarausfall, erhöht ihre Elastizität und verleiht ihnen Glanz.

VR – Mikrovibrationsmassage stimuliert die Aktivierung ruhender Haarfollikel und das Wachstum gesunder Haare.


Gerätekomponenten



Lieferumfang

- Gerät ×1
- Aufbewahrungstasche ×1
- Ladekabel ×1
- Benutzerhandbuch ×1

Bedienung



1. Die Arbeitsfläche des Massagegeräts ist durch zwei Schutzfolien vor Beschädigungen geschützt. Entfernen Sie beide Folien, bevor Sie das Gerät verwenden.

2. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein- / Aus-Taste für 1,2 Sekunden gedrückt. Nach dem Einschalten gibt das Gerät einen Signalton von sich und wechselt in den EMS-Modus (Stufe 1), der durch eine leuchtende LED angezeigt wird. Ein kurzes Drücken nach der Aktivierung schaltet in den EMS-Modus Stufe 2 (zwei LEDs leuchten auf). Ein weiteres kurzes Drücken schaltet in den EMS-Modus Stufe 3 (drei LEDs leuchten auf). Ein erneutes Drücken schaltet den EMS-Modus aus und alle drei LEDs blinken gleichzeitig. Zum Ausschalten des Geräts halten Sie die Taste erneut 1,2 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät gibt zwei Signaltöne von sich und schaltet sich aus.



3. Vibrationsmodus: Erstes kurzes Drücken: aktiviert die kontinuierliche Vibration. Zweites kurzes Drücken: aktiviert die pulsierende Vibration. Drittes kurzes Drücken: schaltet den Vibrationsmodus aus. Jede Modusumschaltung wird von einem kurzen Signalton begleitet.



4. LED-Lichttherapiemodus: Erstes kurzes Drücken: aktiviert die Rotlichttherapie (630 nm) + Laser (650 nm). Zweites kurzes

Drücken: schaltet auf Blaulicht (466 nm) um. Drittes kurzes Drücken: schaltet den LED-Modus aus. Jede Modusumschaltung wird von einem kurzen Signalton begleitet.

Nach 10 Minuten ununterbrochener Nutzung schaltet sich das Gerät automatisch aus, ohne in den Standby-Modus zu wechseln. Das bedeutet, dass es keine verbleibende Zeitpufferung für den Funktionswechsel gibt. Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät fünf Signaltöne ab. Kurz vor dem Ausschalten blinkt die Akkuanzeige zehnmal. Die Modi EMS, LED und Vibration können in beliebiger Kombination verwendet werden.

Anwendungsmethode

1. Schalten Sie das Massagegerät ein.
2. Wählen Sie Ihre gewünschte Kombination von Modi. Hinweis: Wenn Sie den EMS-Modus verwenden, achten Sie darauf, dass Ihr Haar und Ihre Kopfhaut leicht feucht sind, um die Leitfähigkeit zu verbessern. Die Vibrations- und Lichttherapie-Modi sind auch bei trockenem Haar wirksam.
3. Um den Oberkopf zu massieren, bewegen Sie das Gerät in kreisförmigen, im Uhrzeigersinn verlaufenden Bewegungen um den Scheitelbereich. Massieren Sie jeden Bereich 1-2 Minuten lang.
4. Um andere Teile des Kopfes zu massieren, bewegen Sie das Gerät in Richtung des Haarwuchses – von der Stirn zum Hinterkopf – wie beim Kämmen der Haare. Sie können auch spiralförmige oder Zickzack-Bewegungen verwenden.



5. Wiederholen Sie alle Bewegungen in jedem Bereich 3- bis 5-mal.
6. Schalten Sie das Gerät nach Abschluss der Massage aus.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Seien Sie in den folgenden Fällen bei der Verwendung vorsichtig:
 - Während der Menstruation oder Stillzeit;
 - Bei Teleangiectasien (Besenreisern);
 - Wenn Sie provisorische Zahnfüllungen tragen oder sich in zahnärztlicher Behandlung befinden;
 - Bei einer Metallallergie;
 - Bei Fieber oder Bluthochdruck;
 - Wenn Sie sich einer Schönheitsoperation unterzogen haben oder unter Hautentzündungen oder Juckreiz leiden.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Bereichen mit Metallimplantaten (z. B. Augäpfel, Innenohr, Knochen oder Gelenke).
4. Nicht auf Bereichen anwenden, die von venösen oder arteriellen Störungen, Thrombophlebitis oder Blutgerinnungsstörungen betroffen sind.
5. Üben Sie keinen starken physischen Druck auf die Kopfhaut aus.
6. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
7. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, warten oder modifizieren Sie es nicht.
8. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort.
9. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer.
10. Trennen Sie das Gerät nach Abschluss des Ladevorgangs vom Stromnetz.


Reinigung

- a. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet und nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- b. Wischen Sie das Gerät nach jeder Verwendung mit einem feuchten Tuch ab und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- c. Dieses Gerät ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt; teilen Sie es nicht mit anderen.
- d. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Lagerung

- a. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf.
- b. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.
- c. Halten Sie das Gerät von aggressiven Flüssigkeiten fern.
- d. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Aufladen



- 1) Aufladen über den Computer: Schalten Sie den Computer ein und verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Anschluss des Computers und dem Typ-C-Anschluss des Geräts.
- 2) Aufladen über einen Adapter: Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem USB-Anschluss des Adapters und dem Typ-C-Anschluss des Geräts.
- 3) Anzeige: Während des Ladevorgangs leuchten die 3 Kontrollleuchten nacheinander auf. Sobald der Ladezustand 100%

erreicht hat, leuchten alle 3 Leuchten dauerhaft.

Spezifikation des Netzteils: 5V 1A 110-220V (Die Nichtbeachtung dieser Bedingung führt zu einer Beschädigung und einem Ausfall des Geräts.)

Entsorgung



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie es stattdessen zu einer ausgewiesenen Recycling-Sammelstelle, um die Umwelt zu schützen.

Garantie

Das ATAMA Haarwuchs- und Kopfhaut-Massagegerät von WAU hat eine Garantie von 1 Jahr. Innerhalb dieses Garantiezeitraums ist das Gerät im Falle technischer Mängel reparatur- oder austauschberechtigt. Diese Garantie gilt nicht für Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Transportschäden oder nicht autorisierte Reparaturen durch den Benutzer verursacht wurden.

ATAMA

HAARWUCHS- & KOPFHAAUT-MASSAGEGERÄT

Modell: **BP216**

Material: **ABS-Kunststoff + Silikon + Edelstahl SUS303**

Abmessungen (H×B×T): **234 x 87,4 x 47,7 mm**

Gewicht: **213 g**

Spannung: **5 V**

Leistung: **3 W**

Hergestellt in: **VRC**

Autorisierter Herstellervertreter: WAU Global Limited
63A College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand
e-mail: info@wauglobal.com

Wichtiger Hinweis: Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, Design und technische Spezifikationen zu ändern. Die neueste Version dieses Handbuchs ist verfügbar unter: wauglobal.com



RoHS



Table of Contents

Technical specifications.....	22
Purpose	22
Device Components	23
Operating Procedure	24
Usage Method	25
Precautions	26
Cleaning & Maintenance.....	27
Storage.....	27
Charging	27
Disposal.....	28
Warranty.....	28

Technical specifications

Parameter	Value
Model Number	BP216
Materials	ABS Plastic + Silicone + Steel SUS303
Dimensions (H×W×D):	234x87,4x47,7mm
Weight:	213,5 g
Built-in Power Source	AC100-240V 50/60HZ
Power Supply Voltage	5V1A
Operating Voltage	3,7 V
Battery Capacity	850 mAh
Charging Time	3 hours
Operating time from full charge	2 hours
Smart-timer	Up to 10 minutes
Water Resistance Level	IPX6
Irridation Intensity	Red light — 35,659 mW/cm ² Blue light — 80,265 mW/cm ²

Purpose


The ATAMA massage device is a perfect choice for accelerating hair growth, maintaining hair health, and improving scalp condition at home.

Each user has access to several modes for individual adjustment:

EMS — stimulates the scalp with ions and microcurrents, helps to clear clogged pores and activates «sleeping» hair follicles. As a result, the scalp absorbs nutrients more easily, and the hair roots are strengthened.
LED — red/ blue light stimulates the growth of hair follicles, improves their immunity, accelerates hair growth, makes them thicker, fights hair loss, and also increases their elasticity and adds shine.

VR — microvibration massage stimulates the activation of dormant hair follicles and the growth of healthy hair.

Device Components



Package Contents

Device ×1
Storage Pouch ×1
Charging Cable ×1
User Guide ×1

Operating Procedure



1. The massage device's working surface is protected by two protective films to prevent damage. Remove both films before using the device.

2. To turn on the device, press and hold the power button for 1,2 seconds. Upon activation, the device will emit one beep and enter EMS Mode (Level 1), indicated by one illuminated LED. A short press after activation switches to EMS Mode Level 2 (two LEDs will light up). Another short press switches to EMS Mode Level 3 (three LEDs will light up). A subsequent press turns off EMS Mode, and all three LEDs will blink simultaneously. To power off the device, press and hold the button again for 1,2 seconds. The device will emit two beeps and shut down.



3. Vibration Mode: First short press: activates continuous vibration. Second short press: activates pulsating vibration. Third short press: turns off vibration mode. Each mode switch is accompanied by a short beep.



4. LED Light Therapy Mode: First short press: activates red light therapy (630 nm) + laser (650 nm). Second short press: switches to blue light (466 nm). Third short press: turns off LED mode. Each mode switch is accompanied by a short beep.

After 10 minutes of continuous use, the device will automatically power off without entering standby mode. This means there is no remaining time buffer for switching functions.

When the battery is low, the device will emit five beeps. Just before shutting down, the battery indicator will flash ten times.

EMS, LED, and Vibration modes can be used in any combination.

Usage Method

1. Turn on the massager.

2. Select your desired combination of modes.

Note: If you are using EMS mode, ensure that your hair and scalp are slightly damp to improve conductivity. Vibration and light therapy modes are effective even on dry hair.

3. To massage the crown of the head, move the device in circular, clockwise motions around the crown area. Spend 1-2 minutes massaging each area.

4. To massage other parts of the head, move the device in the direction of hair growth – from the forehead toward the back of the head – as if combing the hair. You may also use spiral or zigzag movements.



5. Repeat all movements in each area 3 to 5 times.

6. After completing the massage, turn off the device.

Precautions

1. Please read this user guide carefully before using the device.
2. Use with caution in the following cases:
 - During menstruation or lactation;
 - In the presence of telangiectasia (spider veins);
 - When wearing temporary dental fillings or undergoing dental treatment;
 - If you have a metal allergy;
 - In cases of fever or hypertension;
 - If you have undergone plastic surgery, or are experiencing skin inflammation or itching.
3. Do not use near areas with metal implants (e. g., eyeballs, inner ear, bones, or joints).
4. Do not use on areas affected by venous or arterial disorders, thrombophlebitis, or blood clotting issues.
5. Avoid applying strong physical pressure to the scalp.
6. Use the device only as instructed in the user manual.
7. Do not disassemble, service, or modify the device yourself.
8. Store the device in a dry and clean place.
9. Do not store the device in areas with extremely high or low temperatures or near open flames.
10. Unplug the device after charging is complete.


Cleaning & Maintenance

- a. Make sure the device is turned off and not connected to a power source before cleaning.
- b. After each use, wipe the device with a damp cloth and store it in a cool, dry place.
- c. This device is intended for personal use only; do not share it with others.
- d. Keep this user guide for future reference.

Storage

- a. Store the device in a dry and dust-free place.
- b. Keep the device away from high temperatures.
- c. Keep the device away from aggressive liquids.
- d. Store the device out of reach of children.

Charging



1) Charging via computer connection:
Turn on the computer, connect the USB charging cable to the USB port of the computer and the Type-C port of the device.

2) Charging via adapter:
Connect the USB charging cable to the USB port of the adapter and the Type-C port of the device.

3) Indication:
During charging, 3 indicator lights will light up one by one, when 100% charge is reached, all 3 lights will be on continuously.

Power supply specification: 5V 1A 110-220V (Failure to comply with this condition will result in damage to the device and its breakdown).

Disposal



Do not dispose the device with household waste. Instead, please take it to a designated recycling center to help protect the environment.

Warranty

The ATAMA hair growth & scalp massage device by WAU is covered by a 1-year warranty. During the warranty period, the device is eligible for replacement or repair in the event of any technical defects. This warranty does not apply to malfunctions caused by improper use, transportation damage, or unauthorized repairs performed by the user.

ATAMA

HAIR GROWTH & SCALP MASSAGE DEVICE



Model: **BP216**

Material: **ABS Plastic + Silicone + Steel SUS303**

Dimensions (H×W×D): **234×87,4×47,7 mm**

Weight: **213 g**

Voltage: **5 V**

Power: **3 W**

Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representative: WAU Global Limited
63A College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand
e-mail: info@wauglobal.com

Important Notice: To ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: wauglobal.com



RoHS

