

wau



MAMI

MICROCURRENT & PHOTOTHERAPY MASSAGER

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	7
Чистка	9
Хранение	9
Зарядка	10
Меры предосторожности	11
Утилизация.....	12
Гарантия.....	12



Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	ST-H313
Номинальное рабочее напряжение	5-9 В
Номинальное напряжение питания	3,7 В
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	900 мАч
Материал	ABS пластик, цинковый сплав
Размеры	Устройство — 147,1x83x44,4 мм Подставка — 57,1x57,1x76 мм
Вес	Устройство — 179 г Подставка — 108 г
Время зарядки	3 часа
Время работы	Режим красного света/ синего света — 200 мин Режим смешанного света — 300 мин
Режимы	Микроток (3 уровня) + Фототерапия (3 света) + Вибрация (опционально)

Назначение

Лифтинг массажер для лица и шеи MAMI от бренда WAU — это девайс, который использует усовершенствованную технологию микротоковой терапии. 3 уровня интенсивности микротоков в сочетании с низкочастотной вибрацией, красным, синим и смешанным светом LED терапии улучшают впитывающую способность кожи и подтягивают ее. Результатом использования MAMI будет здоровая, эластичная, глянцевая кожа.

Детали устройства



1. Массажная поверхность
2. Индикатор уровня интенсивности микротоков/индикатор зарядки
3. Кнопка LEVEL — регулирование интенсивности микротоков/вкл-выкл вибрации


4. Кнопка POWER — вкл-выкл/кнопка переключения режимов/индикатор режима
5. Разъем для зарядки
6. Кабель для зарядки USB-Type C
7. Подставка

Комплектация

Массажер x1
Подставка x1
Зарядный кабель x1
Инструкция x1
Мешочек для хранения x1
Салфетка x1

Порядок работы

1. Данное устройство имеет 3 режима по типу света фототерапии и 3 уровня интенсивности микротоков.
2. Чтобы включить устройство нажмите и удерживайте кнопку POWER. Кнопка POWER также позволяет выбирать тип света для фототерапии.
3. После включения массажера кнопка LEVEL позволяет выбрать уровень интенсивности микротоков от слабого до сильного (короткое нажатие) или включить/ отключить вибрацию (длительное нажатие).
4. Чтобы выключить девайс нажмите и удерживайте кнопку POWER.



Смарт-таймер: устройство автоматически выключится после 10 минут работы.

Способ применения

Шаг 1:

Нажмите и удерживайте кнопку POWER, чтобы включить массажер. Коротким нажатием на данную кнопку определите режим фототерапии.

Автоматически самым первым включается синий свет, повторное нажатие позволяет выбрать красный свет, чтобы включить режим смешанного света нажмите кнопку POWER еще раз.



Шаг 2:

Коротким нажатием на кнопку LEVEL определите уровень воздействия микротоков.

Уровень интенсивности микротоков регулируется от слабого к среднему и до самого сильного.

Слабый уровень — горит 1 индикатор (Low)

Средний уровень — горят 2 индикатора (Low + Medium)

Сильный уровень — горят 3 индикатора (Low + Medium + High)

При помощи длительного нажатия на кнопку LEVEL включите вибрацию. Такое же длинное нажатие позволяет отключить вибрацию.


Шаг 3:

Нанесите на кожу массажный гель-проводник. Приложите массажную поверхность устройства к коже лица.

Шаг 4:

Проведите массаж лица по линиям, указанным на рисунке, двигаясь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу).

Проведите массаж по массажным линиям повторно от трех раз. Не рекомендуется работать устройством более 10 минут.



Эффект от использования и особенности каждого из режимов:

1. Микроток воздействует на мышечные волокна и лимфатические каналы. Проведение микротоковой терапии активирует выработку эластина, и коллагена, за счет чего происходит разглаживание морщин и подтяжка кожи. Проработка микротоком лимфатических каналов способствует выведению лишней жидкости и токсинов, за счет чего улучшается тонус и цвет кожи.

Общий эффект от использования микротоков — это стимуляция процессов обновления кожи.

2. Фототерапия

Синий свет. Борется с акне, осветляет кожу, сужает поры, восстанавливает чувствительную кожу, регулирует образование кожного сала.

Красный свет. Стимулирует систему циркуляции крови и лимфатическую систему, активирует митохондрии в клетках. Специфическая длина волны красного света помогает преобразовать энергию света в клеточную энергию, нейтрализовать свободные радикалы, появляющиеся в клетках. Красный свет запускает производство фибробластов, которые в свою очередь продуцируют коллаген. Данные процессы запускают ускорение циркуляции крови, что позволяет разгладить морщины и увлажнить кожу изнутри.

Смешанный свет. Сочетает в себе функционал красного и синего света.

3. Вибрация

Подключение вибрации позволит промассировать и подтянуть кожу, сократить проявленность тонких линий и морщин.



[Примечание]: проводить массаж с использованием девайса MAMI можно до 4-5 раз в неделю.

Чистка

Внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями по обслуживанию девайса — это обеспечит его корректную работу. При несоблюдении данных рекомендаций эффективность использования массажера и качество его работы будут снижены.

Перед началом чистки убедитесь, что устройство выключено.

- Для очищения девайса используйте только сухие ткани.
- Для чистки массажера не используйте металлические мочалки, чистящие средства, содержащие абразивы, а также коррозионные жидкости, такие как спирт или ацетон.
- Тщательно очищайте устройство и проверяйте его работоспособность после каждой чистки.
- Не мойте девайс под проточной водой, не погружайте его в воду.
- Убедитесь, что все части девайса вытерты насухо перед тем, как подсоединять его к зарядке.



Хранение

- Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

1. Зарядка через компьютер с помощью USB кабеля: включите компьютер, подсоедините кабель USB к USB порту компьютера, а другой конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к устройству, чтобы начать зарядку.

2. Зарядка с помощью адаптера: подключите кабель USB к розетке саадаптером. Второй конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к разъему в устройстве.

Характеристики адаптера: 5В = 1А.

3. Во время подзарядки все 3 индикатора (уровня интенсивности микро-токов) мигают, при достижении полного заряда они будут гореть постоянно.



[Внимание]: перед подзарядкой убедитесь, что разъем для зарядки, который расположен на устройстве, сухой, не содержит воды и не загрязнен косметическими продуктами.

Пожалуйста, не заряжайте массажер в местах, где он может попасть в воду. Не используйте устройство во время зарядки. Время зарядки девайса не должно превышать 24 часов. Пожалуйста, минимум раз в 2 месяца заряжайте массажер полностью на 100% — это позволит продлить срок службы аккумулятора.

Просим вас использовать кабель, который идет в комплекте с массажером.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием массажера и сохраните данную инструкцию для использования в будущем.

Опасно

- Сохраняйте разъем зарядки и провод USB сухими. Никогда не погружайте их в воду.
- Не заряжайте устройство во влажной среде (например, рядом с наполненной ванной, работающим душем, рядом с полным бассейном воды).
- Не бросайте устройство в огонь.

Внимание

- Используйте устройство только с тем USB-кабелем, который идет в комплекте с данным массажером.
- Во избежание получения травмы не используйте массажер, USB-кабель, если они сломаны или повреждены.
- Если USB-кабель поврежден, заменяйте его только оригинальным проводом, чтобы избежать опасности.
- Подзаряжайте массажер полностью на 100% минимум раз в 2 месяца — это позволит продлить срок службы аккумулятора.
- Это устройство не предназначено для использования людьми младше 12 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями, или тем, кто не имеет опыта использования или осведомленности о работе подобных массажеров, до тех пор пока им не будет оказано личное сопровождение или инструктаж по девайсу.

С осторожностью

- Используйте устройство только по назначению.
- Заряжайте/ используйте/ храните массажер при температуре от 5 до 40°C, от 35 до 95°F.
- Не используйте девайс, если ваша кожа проходит этап заживления после косметических процедур таких как косметический или химический пилинги, лазерная шлифовка, фракционное лазерное омоложение, мезотерапия или после использования дермальных филлеров в последние две недели.
- Используя девайс при наличии имплантов или металлических протезов, будьте внимательны и ориентируйтесь на собственные ощущения, если применение массажера вызывает дискомфорт — прекратите использование.

Общие рекомендации

- Регулярная чистка устройства обеспечивает результативную работу и длительный срок использования девайса.
- Не используйте массажер во время сна или в состоянии дремоты.

Прочие предупреждения

- Не прикладывайте аппарат напрямую к уху. Это может вызвать временную потерю слуха.
- Не используйте данное устройство, если у вас есть проблемы со здоровьем ушей (наружный отит, ушная инфекция, прочие заболевания).
- Не используйте массажер на потрескавшейся коже, при наличии открытых ран, на проблемной или раздраженной коже (коже страдающей от тяжелого акне, солнечного ожога, от инфекции и пр.).
- Не используйте устройство при наличии кардиостимулятора.
- Не используйте устройство на чувствительной области вокруг глаз, так как кожа там тонкая и деликатная.
- Не используйте девайс на слизистой (например, внутри носа, рта, в области гениталий), так как это может вызвать местное раздражение.
- Не используйте данный прибор при наличии заболеваний щитовидной железы или при приеме лекарств для лечения щитовидной железы.

Утилизация



Не выбрасывайте данное устройство вместе с ежедневными бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте данный массажер в соответствии с нормами местного законодательства или сдайте в центр переработки отходов.

Гарантия

Благодарим Вас за приобретение лифтинг массажера для лица и шеи MAMI от бренда WAU. На устройство распространяется гарантия с гарантийным сроком 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

Артикул: **ST-H313**

Материал: **ABS пластик, цинковый сплав, нержавеющая сталь**

Размер: (ВхШхГ) **147х83х44 мм**

Вес: **179 г**

Напряжение: **3.7 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А. Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS



Table of Contents

Technical Specifications	15
Purpose	15
Device Components	16
Operating Procedure	17
Usage Method	18
Cleaning & Maintenance	20
Storage	20
Charging	21
Precautions	22
Disposal	23
Warranty	23




Technical Specifications

Parameter	Value
Model	ST-H313
Nominal Operating	5-9 V
Nominal Power Supply Voltage	3,7 V
Power Source	Lithium-ion Battery
Battery Capacity	900 mAh
Material	ABS Plastic, Zinc Alloy
Dimensions	Device: 147,1×83×44,4 mm Base: 57,1×57,1×76 mm
Weight	Device: 179 g Base: 108 g
Charging Time	3 hours
Operating Time	Red/ Blue Light Mode: 200 min Mixed Light Mode: 300 min
Modes	Microcurrent (3 levels) + Phototherapy (3 light modes) + Vibration (optional)

Purpose

The MAMI Microcurrent & Phototherapy massager for face and neck by WAU is a device utilizing advanced microcurrent therapy technology. Featuring 3 intensity levels of microcurrents combined with low-frequency vibration and red, blue, and mixed LED light therapy, it enhances skin absorption and tightens the skin. Regular use of MAMI results in healthy, elastic, and radiant skin.

Device Components



- 1. Massage Surface
- 2. Microcurrent Intensity Indicator/ Charging Indicator
- 3. LEVEL Button — Adjusts microcurrent intensity/ Turns vibration on or off


- 4. POWER Button — Power on/ off/ Mode switch button/ Mode indicator
- 5. Charging Port
- 6. USB Type-C Charging Cable
- 7. Base

Package Contents

- Massager ×1
- Base ×1
- USB Charging Cable ×1
- User Guide ×1
- Storage Pouch ×1
- Cleaning Cloth ×1

Operating Procedure

1. This device features 3 phototherapy light modes and 3 levels of microcurrent intensity.
2. To turn on the device, press and hold the POWER button. The POWER button also allows you to select the phototherapy light mode.
3. After the massager is turned on, use the LEVEL button to select the microcurrent intensity level from low to high (short press) or to switch the vibration function on/ off (long press).
4. To turn off the device, press and hold the POWER button.




Smart Timer: The device will automatically turn off after 10 minutes of operation.

Usage Method

Step 1:

Press and hold the POWER button to turn on the massager. Use short presses of the POWER button to select the phototherapy light mode. The device will automatically start with the blue light. Press the POWER button again to switch to red light. Press the POWER button once more to activate the mixed light mode.



Step 2:

Use short presses of the LEVEL button to select the microcurrent intensity level.

The intensity levels range from low to medium, and then to high.

Low level: 1 indicator lit (Low)

Medium level: 2 indicators lit (Low + Medium)

High level: 3 indicators lit (Low + Medium + High)


Press and hold the LEVEL button to turn the vibration function on or off.

Step 3:

Apply a conductive massage gel to the skin. Place the massage surface of the device on the skin of your face.

Step 4:

Massage your face along the lines shown in the illustration, moving from the bottom (chin) upwards (towards the hairline on the forehead). Repeat the massage along the indicated lines at least three times. It is not recommended to use the device for more than 10 minutes at a time.



Effects and Features of Each Mode:

1. Microcurrent targets muscle fibers and lymphatic channels.

By toning facial muscles, blood circulation improves, allowing cells to be enriched with collagen. This results in the smoothing of wrinkles and skin tightening.

Working on the lymphatic channels with microcurrents helps to remove excess fluids and toxins, improving skin tone and complexion.

Overall, microcurrent therapy stimulates skin regeneration processes.

2. Phototherapy

Blue Light: Fights acne, brightens the skin, tightens pores, soothes sensitive skin, and regulates sebum production.

Red Light: Stimulates blood and lymphatic circulation and activates mitochondria within cells. The specific wavelength of red light converts light energy into cellular energy, neutralizing free radicals in the cells. Red light also triggers fibroblast production, which generates collagen, promoting improved blood circulation, wrinkle reduction, and deep skin hydration.

Mixed Light: Combines the benefits of both red and blue light.

3. Vibration

Activating vibration massages and firms the skin, reducing the appearance of fine lines and wrinkles.



Note: Use the MAMI massager up to 4–5 times per week for best results.

Cleaning & Maintenance

Please carefully follow the instructions below to ensure proper maintenance of the device. Failure to adhere to these recommendations may reduce the massager's effectiveness and performance.

Before cleaning, make sure the device is turned off

- Use only dry cloths to clean the device.
- Do not use metal scrubbers, abrasive cleaning agents, or corrosive liquids such as alcohol or acetone.
- Thoroughly clean the device and check its functionality after each cleaning.
- Do not rinse the device under running water or immerse it in water.
- Ensure all parts of the device are completely dry before connecting it to the charger.



Storage

- Store the device in a dry, dust-free environment.
- Keep the device away from high temperatures.
- Avoid exposure to aggressive liquids.
- Store the device out of reach of children.

Charging

1. Charging via computer using USB cable:

Turn on your computer and connect the USB cable to the computer's USB port. Connect the other end of the cable with the Type-C connector to the device to start charging.

2. Charging with an adapter:

Plug the USB cable into a power adapter and then connect the Type-C end of the cable to the device's charging port.

Adapter specifications: 5V = 1A.

3. During charging, all three microcurrent intensity indicators will flash. When fully charged, the indicators will remain steadily lit.



Attention: before charging, ensure the charging port on the device is dry and free from water or cosmetic residues.

Please do not charge the massager in locations where it may come into contact with water. Do not use the device while it is charging.

Charging time should not exceed 24 hours.

To extend the battery life, fully charge the massager at least once every two months.

Please use only the cable provided with the massager.

Precautions

Please read the user manual carefully before using the massager and keep this instruction for future reference.

Danger

- Keep the charging port and USB cable dry. Never immerse them in water.
- Do not charge the device in a humid environment (e.g., near a filled bathtub, running shower, or a pool).
- Do not throw the device into fire.

Caution

- Use only the USB cable supplied with this massager.
- To avoid injury, do not use the massager or USB cable if they are broken or damaged.
- If the USB cable is damaged, replace it only with an original cable to avoid hazards.
- Fully charge the massager at least once every two months to prolong battery life.
- This device is not intended for use by children under 12 years old, people with limited physical, sensory, or mental capabilities, or those without experience or knowledge of such devices, unless they are supervised or instructed on proper use.

Use with Care

- Use the device only as intended.
- Charge, use, and store the massager at temperatures between 5 °C and 40 °C (35 °F to 95 °F).
- Do not use the device if your skin is in the healing phase after cosmetic procedures such as chemical peels, laser resurfacing, fractional laser treatments, mesotherapy, or dermal filler injections within the last two weeks.

General Recommendations

- Regular cleaning of the device ensures effective performance and extends its service life.
- Do not use the massager while sleeping or in a drowsy state.

Additional Warnings

- Do not apply the device directly to the ear. This may cause temporary hearing loss.
- Do not use this device if you have ear health issues (such as otitis externa, ear infections, or other ear diseases).
- Do not use the massager on cracked skin, open wounds, or problematic or irritated skin (such as skin affected by severe acne, sunburn, infection, etc.).
- Do not use the device if you have a pacemaker, implants, or metal prostheses.
- Do not use the device on the sensitive skin around the eyes, as this skin is thin and delicate.
- Do not use the device on mucous membranes (e.g., inside the nose, mouth, or genital area), as this may cause local irritation.
- Do not use this device if you have thyroid gland disorders or are taking medication for thyroid treatment.

Disposal



Do not dispose of this device with regular household waste. Please dispose the massager in accordance with local regulations or take it to a designated recycling center.

Warranty

Thank you for purchasing the MAMI Microcurrent & Phototherapy massager by WAU. This device is covered by a 1-year warranty from the date of purchase. During the warranty period, products found to have technical defects are subject to repair or replacement.

This warranty does not cover malfunctions caused by improper use, transportation damage, or devices that have been repaired independently.

MAMI

MICROCURRENT & PHOTOTHERAPY MASSAGER

Model: **ST-H313**

Material: **ABS пластик, цинковый сплав, нержавеющая сталь**

Dimensions (HxWxD): **147x83x44 mm**

Weight: **179 g**

Voltage: **3.7 V**

Power: **5 W**

Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representative: I. E. Umantsev A. N.
Leningradsky Prospekt 37, Office 14-14, Moscow, 125167, Russia
info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: wauglobal.com



RoHS

