

wau



MAMI

EMS & PHOTOTHERAPY MASSAGER

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	7
Чистка	9
Хранение	9
Зарядка	10
Меры предосторожности	11
Утилизация.....	12
Гарантия.....	12



Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	ST-H313
Номинальное рабочее напряжение	5-9 В
Номинальное напряжение питания	3,7 В
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	900 мАч
Материал	ABS пластик, цинковый сплав
Размеры	Устройство — 147,1x83x44,4 мм Подставка — 57,1x57,1x76 мм
Вес	Устройство — 179 г Подставка — 108 г
Время зарядки	3 часа
Время работы	Режим красного света/ синего света — 200 мин Режим смешанного света — 300 мин
Режимы	EMS (3 уровня) + Фототерапия (3 света) + Вибрация (опционально)
Интенсивность ирридации	Красный свет — 7,7867 мВт/см ² Синий свет — 32,758 мВт/см ² Смешанный свет — 23,322 мВт/см ²
EMS	1 уровень — 0,08 mA 2 уровень — 0,11mA 3 уровень — 0,13 mA

Назначение

Лифтинг массажер для лица и шеи MAMI от бренда WAU — это девайс, который использует усовершенствованную технологию микротоковой EMS терапии. 3 уровня интенсивности EMS токов в сочетании с низкочастотной вибрацией, красным, синим и смешанным светом LED терапии улучшают впитывающую способность кожи и подтягивают ее. Результатом использования MAMI будет здоровая, эластичная, глянцевая кожа.

Детали устройства



1. Массажная поверхность
2. Индикатор уровня интенсивности EMS/индикатор зарядки
3. Кнопка LEVEL — регулирование интенсивности EMS/вкл-выкл вибрации


4. Кнопка POWER — вкл-выкл/кнопка переключения режимов/индикатор режима
5. Разъем для зарядки
6. Кабель для зарядки USB-Type C
7. Подставка

Комплектация

Массажер x1
Подставка x1
Зарядный кабель x1
Инструкция x1
Мешочек для хранения x1
Салфетка x1

Порядок работы

1. Данное устройство имеет 3 режима по типу света фототерапии и 3 уровня интенсивности EMS.
2. Чтобы включить устройство нажмите и удерживайте кнопку POWER. Кнопка POWER также позволяет выбирать тип света для фототерапии.
3. После включения массажера кнопка LEVEL позволяет выбрать уровень интенсивности EMS от слабого до сильного (короткое нажатие) или включить/ отключить вибрацию (длительное нажатие).
4. Чтобы выключить девайс нажмите и удерживайте кнопку POWER.



Смарт-таймер: устройство автоматически выключится после 10 минут работы.

Способ применения

Шаг 1:

Нажмите и удерживайте кнопку POWER, чтобы включить массажер. Коротким нажатием на данную кнопку определите режим фототерапии.

Автоматически самым первым включается синий свет, повторное нажатие позволяет выбрать красный свет, чтобы включить режим смешанного света нажмите кнопку POWER еще раз.



Шаг 2:

Коротким нажатием на кнопку LEVEL определите уровень воздействия EMS.

Уровень интенсивности EMS регулируется от слабого к среднему и до самого сильного.

Слабый уровень — горит 1 индикатор (Low)

Средний уровень — горят 2 индикатора (Low + Medium)

Сильный уровень — горят 3 индикатора (Low + Medium + High)

При помощи длительного нажатия на кнопку LEVEL включите вибрацию. Такое же длинное нажатие позволяет отключить вибрацию.


Шаг 3:

Нанесите на кожу массажный гель-проводник. Приложите массажную поверхность устройства к коже лица.

Шаг 4:

Проведите массаж лица по линиям, указанным на рисунке, двигаясь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу).

Проведите массаж по массажным линиям повторно от трех раз. Не рекомендуется работать устройством более 10 минут.



Эффект от использования и особенности каждого из режимов:

1. EMS воздействует на мышечные волокна, вызывая их активное сокращение и расслабление. Проведение EMS-терапии укрепляет мышечный каркас, повышает тонус и способствует подтяжке кожи за счет улучшения работы мышц. Интенсивная стимуляция усиливает кровообращение, благодаря чему ткани получают больше кислорода и питательных веществ. Общий эффект от использования EMS — это выраженное укрепление мышц, улучшение контуров и повышение упругости кожи.

2. Фототерапия

Синий свет. Борется с акне, осветляет кожу, сужает поры, восстанавливает чувствительную кожу, регулирует образование кожного сала.

Красный свет. Стимулирует систему циркуляции крови и лимфатическую систему, активизирует митохондрии в клетках. Специфическая длина волны красного света помогает преобразовать энергию света в клеточную энергию, нейтрализовать свободные радикалы, появляющиеся в клетках. Красный свет запускает производство фибробластов, которые в свою очередь продуцируют коллаген. Данные процессы запускают ускорение циркуляции крови, что позволяет разгладить морщины и увлажнить кожу изнутри.

Смешанный свет. Сочетает в себе функционал красного и синего света.

3. Вибрация

Подключение вибрации позволит промассировать и подтянуть кожу, сократить проявленность тонких линий и морщин.



[Примечание]: проводить массаж с использованием девайса MAMI можно до 4-5 раз в неделю.

Чистка

Внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями по обслуживанию девайса — это обеспечит его корректную работу. При несоблюдении данных рекомендаций эффективность использования массажера и качество его работы будут снижены.

Перед началом чистки убедитесь, что устройство выключено.

- Для очищения девайса используйте только сухие ткани.
- Для чистки массажера не используйте металлические мочалки, чистящие средства, содержащие абразивы, а также коррозионные жидкости, такие как спирт или ацетон.
- Тщательно очищайте устройство и проверяйте его работоспособность после каждой чистки.
- Не мойте девайс под проточной водой, не погружайте его в воду.
- Убедитесь, что все части девайса вытерты насухо перед тем, как подсоединять его к зарядке.



Хранение

- Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

1. Зарядка через компьютер с помощью USB кабеля: включите компьютер, подсоедините кабель USB к USB порту компьютера, а другой конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к устройству, чтобы начать зарядку.

2. Зарядка с помощью адаптера: подключите кабель USB к розетке саадаптером. Второй конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к разъему в устройстве.

Характеристики адаптера: 5В = 1А.

3. Во время подзарядки все 3 индикатора (уровня интенсивности микротоков) мигают, при достижении полного заряда они будут гореть постоянно.



[Внимание]: перед подзарядкой убедитесь, что разъем для зарядки, который расположен на устройстве, сухой, не содержит воды и не загрязнен косметическими продуктами.

Пожалуйста, не заряжайте массажер в местах, где он может попасть в воду. Не используйте устройство во время зарядки. Время зарядки девайса не должно превышать 24 часов. Пожалуйста, минимум раз в 2 месяца заряжайте массажер полностью на 100% — это позволит продлить срок службы аккумулятора.

Просим вас использовать кабель, который идет в комплекте с массажером.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием массажера и сохраните данную инструкцию для использования в будущем.

Опасно

- Сохраняйте разъем зарядки и провод USB сухими. Никогда не погружайте их в воду.
- Не заряжайте устройство во влажной среде (например, рядом с наполненной ванной, работающим душем, рядом с полным бассейном воды).
- Не бросайте устройство в огонь.

Внимание

- Используйте устройство только с тем USB-кабелем, который идет в комплекте с данным массажером.
- Во избежание получения травмы не используйте массажер, USB-кабель, если они сломаны или повреждены.
- Если USB-кабель поврежден, заменяйте его только оригинальным проводом, чтобы избежать опасности.
- Подзаряжайте массажер полностью на 100% минимум раз в 2 месяца — это позволит продлить срок службы аккумулятора.
- Это устройство не предназначено для использования людьми младше 12 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями, или тем, кто не имеет опыта использования или осведомленности о работе подобных массажеров, до тех пор пока им не будет оказано личное сопровождение или инструктаж по девайсу.

С осторожностью

- Используйте устройство только по назначению.
- Заряжайте/ используйте/ храните массажер при температуре от 5 до 40°C, от 35 до 95°F.
- Не используйте девайс, если ваша кожа проходит этап заживления после косметических процедур таких как косметический или химический пилинги, лазерная шлифовка, фракционное лазерное омоложение, мезотерапия или после использования дермальных филлеров в последние две недели.
- Используя девайс при наличии имплантов или металлических протезов, будьте внимательны и ориентируйтесь на собственные ощущения, если применение массажера вызывает дискомфорт — прекратите использование.

Общие рекомендации

- Регулярная чистка устройства обеспечивает результативную работу и длительный срок использования девайса.
- Не используйте массажер во время сна или в состоянии дремоты.

Прочие предупреждения

- Не прикладывайте аппарат напрямую к уху. Это может вызвать временную потерю слуха.
- Не используйте данное устройство, если у вас есть проблемы со здоровьем ушей (наружный отит, ушная инфекция, прочие заболевания).
- Не используйте массажер на потрескавшейся коже, при наличии открытых ран, на проблемной или раздраженной коже (коже страдающей от тяжелого акне, солнечного ожога, от инфекции и пр.).
- Не используйте устройство при наличии кардиостимулятора.
- Не используйте устройство на чувствительной области вокруг глаз, так как кожа там тонкая и деликатная.
- Не используйте девайс на слизистой (например, внутри носа, рта, в области гениталий), так как это может вызвать местное раздражение.
- Не используйте данный прибор при наличии заболеваний щитовидной железы или при приеме лекарств для лечения щитовидной железы.

Утилизация



Не выбрасывайте данное устройство вместе с ежедневными бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте данный массажер в соответствии с нормами локального законодательства или сдайте в центр переработки отходов.

Гарантия

Благодарим Вас за приобретение лифтинг массажера для лица и шеи MAMI от бренда WAU. На устройство распространяется гарантия с гарантийным сроком 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

Артикул: **ST-H313**

Материал: **ABS пластик, цинковый сплав, нержавеющая сталь**

Размер: (ВхШхГ) **147х83х44 мм**

Вес: **179 г**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ИП Уманцев А. Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS



Inhaltsverzeichnis

Technische Daten.....	15
Zweck	15
Gerätekomponenten	16
Bedienung	17
Anwendungsmethode	18
Reinigung	20
Lagerung	20
Aufladen	21
Vorsichtsmaßnahmen	22
Entsorgung	23
Garantie	23




Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	ST-H313
Betriebsspannung	5-9 V
Leistung	3,7 V
Stromquelle	Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	900 mAh
Materialien	ABS-Kunststoff, Zinklegierung
Abmessungen	Gerät — 147,1x83x44,4 mm Ladestation — 57,1x57,1x76 mm
Gewicht	Gerät — 179 g, Ladestation — 108 g
Ladezeit	3 Stunden
Betriebszeit	Rot/Blau-Lichtmodus — 200 Min. Mischlichtmodus — 300 Min.
Modi	EMS (3 Stufen) + Phototherapie (3 Lichter) + Vibration (optional)
Bestrahlungsintensität	Rotes Licht — 7,7867 mW/cm ² Blaues Licht — 32,758 mW/cm ² Gemischtes (Lila) Licht — 23,322 mW/cm ²
EMS	Stufe 1 — 0,08 mA Stufe 2 — 0,11 mA Stufe 3 — 0,13 mA

Zweck

Der MAMI Lifting-Massagegerät für Gesicht und Hals der Marke WAU ist ein Gerät, das eine fortschrittliche Mikrostrom-EMS-Technologie verwendet. Drei Intensitätsstufen der EMS-Ströme in Kombination mit niederfrequenter Vibration sowie rotem, blauem und kombiniertem LED-Licht verbessern die Aufnahmefähigkeit der Haut und straffen sie. Das Ergebnis der Anwendung von MAMI ist eine gesunde, elastische und strahlende Haut.

Gerätekomponenten



- 1. Massagefläche
- 2. EMS-Intensitätsstufenanzeige/
Ladeanzeige
- 3. LEVEL-Taste (EMS-Intensitätsstufenanzeige/
Vibration Ein-Aus)


- 4. POWER-Taste (Ein-Aus/
Moduswechsel/ Modusanzeige)
- 5. Ladeanschluss
- 6. USB-Typ-C-Ladekabel
- 7. Standfuß

Lieferumfang

- Massagegerät x1
- Standfuß x1
- Ladekabel x1
- Bedienungsanleitung x1
- Aufbewahrungsbeutel x1
- Reinigungstuch x1

Bedienung

1. Dieses Gerät verfügt über 3 Phototherapie-Lichtmodi und 3 EMS-Intensitätsstufen.
2. Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die POWER-Taste gedrückt. Mit der POWER-Taste können Sie auch die Art des Phototherapie-Lichts auswählen.
3. Sobald das Massagegerät eingeschaltet ist, können Sie mit der LEVEL-Taste die EMS-Intensitätsstufe wählen (kurzes Drücken) oder die Vibration aktivieren/ deaktivieren (langes Drücken).
4. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die POWER-Taste gedrückt.



Intelligenter Timer: Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Betrieb automatisch aus.

Anwendungsmethode

Schritt 1:

Halten Sie die POWER-Taste gedrückt, um das Massagegerät einzuschalten. Durch kurzes Drücken dieser Taste legen Sie den Phototherapie-Modus fest. Automatisch schaltet sich zuerst das blaue Licht ein; ein erneutes Drücken ermöglicht die Auswahl des roten Lichts; um den Mischlicht-Modus zu aktivieren, drücken Sie die POWER-Taste noch einmal.



Schritt 2:

Durch kurzes Drücken der LEVEL-Taste bestimmen Sie die Intensität des EMS. Die EMS-Intensität wird von schwach über mittel bis hin zur stärksten Stufe eingestellt.

Schwache Stufe — 1 Anzeige leuchtet (Low)

Mittlere Stufe — 2 Anzeigen leuchten (Low + Medium)

Starke Stufe — 3 Anzeigen leuchten (Low + Medium + High)

Durch langes Drücken der LEVEL-Taste schalten Sie die Vibration ein.

Durch erneutes langes Drücken wird die Vibration wieder deaktiviert.

Schritt 3:

Tragen Sie ein leitfähiges Massagegel auf die Haut auf. Setzen Sie die Massagelfläche des Geräts auf die Gesichtshaut auf.

Schritt 4:

Führen Sie die Gesichtsmassage durch, indem Sie sich von unten nach oben entlang der Massagelinien bewegen, wie in der Abbildung gezeigt.

Wirkung und Merkmale der einzelnen Modi:

1. EMS wirkt auf die Muskelfasern und führt zu deren aktiver Kontraktion und Entspannung. Die EMS-Therapie stärkt die Muskelstruktur, erhöht den Tonus und trägt durch die Verbesserung der Muskelfunktion zur Straffung der Haut bei. Die intensive Stimulation verbessert die Durchblutung, wodurch das Gewebe mehr Sauerstoff und Nährstoffe erhält. Der

Gesamteffekt der EMS-Anwendung ist eine deutliche Stärkung der Muskeln, verbesserte Konturen und eine erhöhte Hautfestigkeit.

2. Phototherapie


Blaues Licht: Bekämpft Akne, hellt die Haut auf, verfeinert die Poren, regeneriert empfindliche Haut und reguliert die Talgproduktion.

Rotes Licht: Stimuliert das Durchblutungs- und Lymphsystem, aktiviert die Mitochondrien in den Zellen. Die spezifische Wellenlänge des roten Lichts hilft dabei, Lichtenergie in Zellenergie umzuwandeln und freie Radikale in den Zellen zu neutralisieren. Rotes Licht regt die Produktion von Fibroblasten an, die wiederum Kollagen produzieren. Diese Prozesse beschleunigen die Durchblutung, was die Glättung von Falten ermöglicht und die Haut von innen heraus mit Feuchtigkeit versorgt.

Mischlicht: Kombiniert die Funktionen von rotem und blauem Licht.

3. Vibration

Das Zuschalten der Vibration ermöglicht eine Massage und Straffung der Haut und reduziert das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten.





Reinigung

Bitte lesen Sie die folgenden Wartungshinweise für Ihr Gerät sorgfältig durch, um dessen einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Werden diese Empfehlungen nicht befolgt, kann die Wirksamkeit und Leistung des Massagegeräts beeinträchtigt werden.

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ausschließlich trockene Tücher.
- Verwenden Sie keine Metallschwämme, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten wie Alkohol oder Aceton zur Reinigung des Massagegeräts.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich und überprüfen Sie nach jeder Reinigung seine Funktionsfähigkeit.
- Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Geräts trocken sind, bevor Sie es an das Ladegerät anschließen.




Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.
- Halten Sie das Gerät von aggressiven Flüssigkeiten fern.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Aufladen

1. Aufladen über den Computer mit einem USB-Kabel: Schalten Sie den Computer ein, schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers an und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Typ-C-Stecker mit dem Gerät, um den Ladevorgang zu starten.
2. Aufladen mit einem Adapter: Schließen Sie das USB-Kabel über einen Adapter an eine Steckdose an. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Typ-C-Stecker mit dem Anschluss am Gerät. Adapterspezifikationen: 5V=1A (oder 5V, 1A)
3. Während des Ladevorgangs blinken alle 3 Anzeigen (der Mikrostrom-Intensitätsstufen); sobald eine vollständige Ladung erreicht ist, leuchten sie permanent.



Achtung: Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der Ladeanschluss am Gerät trocken, frei von Wasser und nicht mit kosmetischen Produkten verunreinigt ist. Bitte laden Sie das Massagegerät nicht an Orten auf, an denen es ins Wasser fallen könnte. Verwenden Sie das Gerät nicht, während es geladen wird. Die Ladezeit des Geräts sollte 24 Stunden nicht überschreiten. Bitte laden Sie das Massagegerät mindestens einmal alle 2 Monate vollständig auf 100% auf; dies trägt dazu bei, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Verwenden Sie das Kabel, das im Lieferumfang des Massagegeräts enthalten ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Massagegeräts sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch auf.

Gefahr

- Halten Sie den Ladeanschluss und das USB-Kabel trocken. Tauchen Sie diese niemals in Wasser.
- Laden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. in der Nähe einer vollen Badewanne, einer laufenden Dusche oder eines vollen Schwimmbeckens).
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer.

Achtung

- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem USB-Kabel, das im Lieferumfang dieses Massagegeräts enthalten ist.
- Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Massagegerät oder das USB-Kabel nicht, wenn diese defekt oder beschädigt sind.
- Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, ersetzen Sie es nur durch ein Originalkabel, um Gefahren zu vermeiden.
- Laden Sie das Massagegerät mindestens einmal alle 2 Monate vollständig auf 100% auf — dies ermöglicht es, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 12 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis über den Betrieb solcher Massagegeräte bestimmt, es sei denn, sie werden persönlich beaufsichtigt oder in die Bedienung des Geräts eingewiesen.

Mit Vorsicht

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Laden/ verwenden/ lagern Sie das Massagegerät bei Temperaturen von 5 bis 40 °C (35 bis 95 °F).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich Ihre Haut in einer Heilungsphase nach kosmetischen Eingriffen befindet, wie z. B. nach kosmetischen oder chemischen Peelings, Laser-Resurfacing, fraktionierter Laser-Verjüngung, Mesotherapie oder nach der Verwendung von Hautfüllern (Dermal Fillers) in den letzten zwei Wochen.

Allgemeine Empfehlungen

- Eine regelmäßige Reinigung des Geräts gewährleistet einen effektiven Betrieb und eine lange Nutzungsdauer des Geräts.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht während des Schlafens oder in einem schläfrigen Zustand.

Weitere Warnhinweise

- Wenden Sie das Gerät nicht direkt am Ohr an. Dies kann zu vorübergehendem Hörverlust führen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Probleme mit der Gesundheit Ihrer Ohren haben (Außenohrentzündung, Ohrinfektion oder andere Erkrankungen).
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf rissiger Haut, bei offenen Wunden oder auf problematischer oder irritierter Haut (Haut mit schwerer Akne, Sonnenbrand, Infektionen usw.).
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Vorhandensein eines Herzschrittmachers, bei Implantaten oder Metallprothesen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der empfindlichen Augenpartie, da die Haut dort dünn und zart ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Schleimhäuten (zum Beispiel in der Nase, im Mund oder im Genitalbereich), da dies lokale Reizungen verursachen kann.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Schilddrüsenerkrankungen oder während der Einnahme von Medikamenten zur Schilddrüsenbehandlung.

Entsorgung



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht zusammen mit dem täglichen Hausmüll. Bitte entsorgen Sie dieses Massagegerät gemäß den örtlichen Vorschriften oder geben Sie es an ein Recycling-Zentrum weiter.

Garantie

Der MAMI EMS & Phototherapie-Massager von WAU ist durch eine 1-jährige Garantie abgedeckt. Während der Garantiezeit wird das Produkt im Falle von technischen Defekten ersetzt oder repariert. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Fehlfunktionen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Transport verursacht wurden, oder auf Produkte, die eigenständig repariert wurden.

Modell: **ST-H313**

Material: **ABS-Kunststoff, Zinklegierung, Edelstahl**

Abmessungen (H×B×T): **147x83x44 mm**

Gewicht: **179 g**

Spannung: **3,7 V**

Leistung: **5 W**

Hergestellt in: **PRC**

Autorisierter Herstellervertreter: WAU Global Limited
63A College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand
E-Mail: info@wauglobal.com

Wichtiger Hinweis: Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, Design und technische Spezifikationen zu ändern. Die neueste Version dieses Handbuchs ist verfügbar unter: wauglobal.com



RoHS



Table of Contents

Technical Specifications	26
Purpose	26
Device Components	27
Operating Procedure	28
Usage Method	29
Cleaning & Maintenance	31
Storage	31
Charging	32
Precautions	33
Disposal	34
Warranty	34




Technical Specifications

Parameter	Value
Model	ST-H313
Nominal Operating	5-9 V
Nominal Power Supply Voltage	3,7 V
Power Source	Lithium-ion Battery
Battery Capacity	900 mAh
Material	ABS Plastic, Zinc Alloy
Dimensions	Device: 147,1×83×44,4 mm Base: 57,1×57,1×76 mm
Weight	Device: 179 g Base: 108 g
Charging Time	3 hours
Operating Time	Red/ Blue Light Mode: 200 min Mixed Light Mode: 300 min
Modes	EMS (3 levels) + Phototherapy (3 light modes) + Vibration (optional)
Irridation Intensity	Red light — 7,7867 mW/cm ² Blue light — 32,758 mW/cm ² Mixed (Purple) light — 23,322 mW/cm ²
EMS	Level 1 — 0,08 mA Level 2 — 0,11 mA Level 3 — 0,13 mA

Purpose

The MAMI lifting massager for the face and neck by the WAU brand is a device that uses advanced microcurrent EMS therapy technology. Three levels of EMS intensity, combined with low-frequency vibration and red, blue, and mixed LED light therapy, improve the skin's absorption ability and help tighten it. The result of using MAMI is healthy, elastic, and radiant skin.

Device Components



- 1. Massage Surface
- 2. EMS Intensity level Indicator/
Charging Indicator
- 3. LEVEL Button — Adjusts
EMS intensity/ Turns vibration
on or off


- 4. POWER Button — Power on/
off/ Mode switch button/ Mode
indicator
- 5. Charging Port
- 6. USB Type-C Charging Cable
- 7. Base

Package Contents

Massager ×1
Base ×1
USB Charging Cable ×1
User Guide ×1
Storage Pouch ×1
Cleaning Cloth ×1

Operating Procedure

1. This device features 3 phototherapy light modes and 3 levels of EMS intensity.
2. To turn on the device, press and hold the POWER button. The POWER button also allows you to select the phototherapy light mode.
3. After the massager is turned on, use the LEVEL button to select the EMS intensity level from low to high (short press) or to switch the vibration function on/ off (long press).
4. To turn off the device, press and hold the POWER button.




Smart Timer: The device will automatically turn off after 10 minutes of operation.

Usage Method

Step 1:

Press and hold the POWER button to turn on the massager. Use short presses of the POWER button to select the phototherapy light mode. The device will automatically start with the blue light. Press the POWER button again to switch to red light. Press the POWER button once more to activate the mixed light mode.



Step 2:

Use short presses of the LEVEL button to select the EMS intensity level. The intensity levels range from low to medium, and then to high.

Low level: 1 indicator lit (Low)

Medium level: 2 indicators lit (Low + Medium)

High level: 3 indicators lit (Low + Medium + High)


Press and hold the LEVEL button to turn the vibration function on or off.

Step 3:

Apply a conductive massage gel to the skin. Place the massage surface of the device on the skin of your face.

Step 4:

Massage your face along the lines shown in the illustration, moving from the bottom (chin) upwards (towards the hairline on the forehead). Repeat the massage along the indicated lines at least three times. It is not recommended to use the device for more than 10 minutes at a time.



Effects and Features of Each Mode:

1. EMS acts on muscle fibers, causing them to actively contract and relax. EMS therapy strengthens the muscular framework, increases tone, and helps tighten the skin by improving muscle function. Intensive stimulation enhances blood circulation, allowing tissues to receive more oxygen and nutrients. The overall effect of EMS use is visibly stronger muscles, improved contours, and increased skin firmness.

2. Phototherapy

Blue Light: Fights acne, brightens the skin, tightens pores, soothes sensitive skin, and regulates sebum production.

Red Light: Stimulates blood and lymphatic circulation and activates mitochondria within cells. The specific wavelength of red light converts light energy into cellular energy, neutralizing free radicals in the cells. Red light also triggers fibroblast production, which generates collagen, promoting improved blood circulation, wrinkle reduction, and deep skin hydration.

Mixed Light: Combines the benefits of both red and blue light.

3. Vibration

Activating vibration massages and firms the skin, reducing the appearance of fine lines and wrinkles.



Note: Use the MAMI massager up to 4–5 times per week for best results.

Cleaning & Maintenance

Please carefully follow the instructions below to ensure proper maintenance of the device. Failure to adhere to these recommendations may reduce the massager's effectiveness and performance.

Before cleaning, make sure the device is turned off

- Use only dry cloths to clean the device.
- Do not use metal scrubbers, abrasive cleaning agents, or corrosive liquids such as alcohol or acetone.
- Thoroughly clean the device and check its functionality after each cleaning.
- Do not rinse the device under running water or immerse it in water.
- Ensure all parts of the device are completely dry before connecting it to the charger.



Storage

- Store the device in a dry, dust-free environment.
- Keep the device away from high temperatures.
- Avoid exposure to aggressive liquids.
- Store the device out of reach of children.

Charging

1. Charging via computer using USB cable:

Turn on your computer and connect the USB cable to the computer's USB port. Connect the other end of the cable with the Type-C connector to the device to start charging.

2. Charging with an adapter:

Plug the USB cable into a power adapter and then connect the Type-C end of the cable to the device's charging port.

Adapter specifications: 5V = 1A.

3. During charging, all three microcurrent intensity indicators will flash. When fully charged, the indicators will remain steadily lit.



Attention: before charging, ensure the charging port on the device is dry and free from water or cosmetic residues.

Please do not charge the massager in locations where it may come into contact with water. Do not use the device while it is charging.

Charging time should not exceed 24 hours.

To extend the battery life, fully charge the massager at least once every two months.

Please use only the cable provided with the massager.

Precautions

Please read the user manual carefully before using the massager and keep this instruction for future reference.

Danger

- Keep the charging port and USB cable dry. Never immerse them in water.
- Do not charge the device in a humid environment (e.g., near a filled bathtub, running shower, or a pool).
- Do not throw the device into fire.

Caution

- Use only the USB cable supplied with this massager.
- To avoid injury, do not use the massager or USB cable if they are broken or damaged.
- If the USB cable is damaged, replace it only with an original cable to avoid hazards.
- Fully charge the massager at least once every two months to prolong battery life.
- This device is not intended for use by children under 12 years old, people with limited physical, sensory, or mental capabilities, or those without experience or knowledge of such devices, unless they are supervised or instructed on proper use.

Use with Care

- Use the device only as intended.
- Charge, use, and store the massager at temperatures between 5 °C and 40 °C (35 °F to 95 °F).
- Do not use the device if your skin is in the healing phase after cosmetic procedures such as chemical peels, laser resurfacing, fractional laser treatments, mesotherapy, or dermal filler injections within the last two weeks.

General Recommendations

- Regular cleaning of the device ensures effective performance and extends its service life.
- Do not use the massager while sleeping or in a drowsy state.

Additional Warnings

- Do not apply the device directly to the ear. This may cause temporary hearing loss.
- Do not use this device if you have ear health issues (such as otitis externa, ear infections, or other ear diseases).
- Do not use the massager on cracked skin, open wounds, or problematic or irritated skin (such as skin affected by severe acne, sunburn, infection, etc.).
- Do not use the device if you have a pacemaker, implants, or metal prostheses.
- Do not use the device on the sensitive skin around the eyes, as this skin is thin and delicate.
- Do not use the device on mucous membranes (e.g., inside the nose, mouth, or genital area), as this may cause local irritation.
- Do not use this device if you have thyroid gland disorders or are taking medication for thyroid treatment.

Disposal



Do not dispose of this device with regular household waste. Please dispose the massager in accordance with local regulations or take it to a designated recycling center.

Warranty

Thank you for purchasing the MAMI EMS & Phototherapy massager by WAU. This device is covered by a 1-year warranty from the date of purchase. During the warranty period, products found to have technical defects are subject to repair or replacement.

This warranty does not cover malfunctions caused by improper use, transportation damage, or devices that have been repaired independently.

MAMI

EMS & PHOTOTHERAPY MASSAGER

Model: **ST-H313**

Material: **ABS plastic, zinc alloy, stainless steel**

Dimensions (HxWxD): **147x83x44 mm**

Weight: **179 g**

Voltage: **3,7 V**

Power: **5 W**

Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representative: WAU Global Limited
63A College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand
info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: wauglobal.com



RoHS

