

wau



MIRA

FACE AND NECK LIFTING DEVICE

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	5
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	8
Чистка	10
Хранение	10
Зарядка	10
Меры предосторожности	11
Утилизация	12
Гарантия	12


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	MR-991
Материалы	PC пластик, ABS пластик, цинковый сплав, силикон
Размеры	179,5x72x48,4 мм (массажер) 81x69,8x64,8 мм (база)
Вес	164 г (массажер) 115 г (база)
Мощность	10 Вт
Рабочее напряжение	3,7 В
Источник питания	встроенный литий-полимерный аккумулятор
Емкость аккумулятора	1350 мАч
Режимы	свободная компоновка
Технологии	Микротоки (3 уровня) Фототерапия 3 света: красный — 630 нм, синий — 460 нм, зеленый — 520 нм Волновая вибрация (7000 оборотов/мин) Нагрев (42 ± 3 °C) Холод (15 ± 3 °C)
Смарт-таймер	10 минут *смарт-таймер режима Нагрев — 5 минут *смарт-таймер режима Холод — 3 минуты
Время работы	35 минут
Время зарядки	3 часа
Уровень водонепроницаемости	IPX4

Назначение

Многофункциональный девайс для лица MIRA сочетает 5 технологий: микротоки (3 уровня), LED-терапию (3 света), волновую вибрацию, режимы нагрева и холода для комплексного омоложения кожи. Свободно комбинируйте режимы, чтобы подобрать индивидуальную программу ухода: микротоки для клеточной энергии и подтяжки овала; LED-терапию для фотоомоложения и борьбы с несовершенствами; вибрацию для лимфодренажа и снятия отеков; нагрев для глубокого питания и релаксации мышц; холод для сужения пор и быстрого успокоения кожи.

Детали устройства



1. Рабочая поверхность
2. Вкл/выкл микротоков/вибрации
3. Кнопка вкл/выкл/переключение LED терапии
4. Вкл/выкл холода/нагрева
5. Индикатор уровня микротоков
6. Индикатор режима фототерапии
7. Индикатор режимов холода/нагрева
8. База-подставка для зарядки
9. Вентиляционные отверстия
10. Разъем Type-C для прямой зарядки и пины для бесконтактной
11. Разъем Type-C для зарядки через базу

Комплектация

Массажер x1, база-подставка для зарядки x1, крышка на рабочую поверхность x1, зарядный кабель USB-Type C x1, мешочек для хранения x1, инструкция x1.

Порядок работы

1. Девайс включается длительным нажатием на среднюю кнопку (кнопку вкл/выкл). Прозвучит сигнал включения.
2. После включения массажер перейдет в режим ожидания. Индикаторы светов фототерапии будут плавно мерцать. Если в течение 2 минут после перехода в режим ожидания, не будет установлен какой-либо режим, устройство выключится автоматически.
3. Короткое нажатие на среднюю кнопку переключает света фототерапии. Первое нажатие включает красный свет, второе нажатие – синий свет, третье – зеленый, четвертое, повторное нажатие отключает функцию фототерапии.

4. При каждом переключении света фототерапии вокруг центральной кнопки загорается световой диод, соответствующий определенному свету фототерапии.

5. Короткое нажатие на верхнюю кнопку (кнопку вкл/выкл микротоков) включает режим микротоков. Краткое нажатие позволяет установить уровень интенсивности токов. Первое нажатие — 1 уровень интенсивности (слабый), второе нажатие — 2 уровень интенсивности (средний), третье нажатие — 3 уровень интенсивности (сильный). Повторное нажатие полностью отключит режим микротоков.

6. При каждом переключении режима на дисплее устройства отображается уровень интенсивности токов: от самого слабого к самому сильному. 1 уровень интенсивности — горит 1 диод, 2 уровень — 2 диода, на 3 уровне горят все 3 диода.

7. Длительное нажатие на верхнюю кнопку (вкл/выкл микротоков/вибрации) включает волновую вибрацию. Повторное длительное нажатие на верхнюю кнопку отключает функцию вибрации.

8. Короткое нажатие на нижнюю кнопку (вкл/выкл холод/нагрев) включает режим холода. Он работает 3 минуты и автоматически выключается по истечении времени. Это защищает девайс от перегрева и позволяет в холодном режиме работать на максимально холодной температуре. При включении холодного режима на дисплее устройства загорается значок градусника синего цвета.

Обратите внимание, если устройство будет отключено во время работы режима холод или в момент его работы закончится смарт-таймер, вентилятор для охлаждения устройства продолжит работу в течение 10 секунд, после чего выключится автоматически.

9. Повторное нажатие на кнопку температуры переключает режим холода на нагрев. При переключении на теплый режим на дисплее загорается иконка термометра красного цвета. Режим нагрева работает до 5 минут, после чего автоматически отключается.

10. Если вы хотите продолжить работу в режиме холода или нагрева после их автоматического отключения, повторно запустите необходимый режим.

11. В данном массажере предусмотрен смарт-таймер. После 10 минут работы устройство выключается самостоятельно.

12. Если вы хотите отключить гаджет, длительно нажмите на кнопку вкл/выкл.

Способ применения

1. На очищенную кожу лица и шеи нанесите контактный гель-проводник или ваше уходовое средство на водной основе гелеобразной структуры что обеспечит лучшую проводимость токов для достижения максимальных результатов.

2. Включите устройство. Настройте необходимые вам режимы.



3. Начните массаж с области шеи. Двигайтесь по вертикальным линиям сверху от мочки уха к ключицам. Для «открытия» лимфатических путей.



4. Затем проведите массаж лица, двигаясь по массажным линиям от центра лица к периферии. Направление движения — диагонально вверх, чтобы противодействовать гравитации и подтянуть мышцы. Процедуру проводите, продвигаясь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу).



5. Зона лба требует разглаживания горизонтальных морщин, для этого двигайтесь вертикально вверх.

6. Для начала массажа рекомендуется включить режимы Нагрева и Вибрации. Комбинация этих двух технологий поможет подготовить кожу: сделать ее максимально восприимчивой к активным ингредиентам косметики и стимуляции. Цель подготовки — расслабить мышцы, расширить поры для очищения, усилить кровообращение и лимфодренаж, чтобы подготовить клетки. Длительность воздействия до 2 минут.

7. Далее идет основная часть процедуры, во время нее стимулируются клетки и мышцы, улучшается кровообращение. Цель данного этапа — создание нового коллагена и эластина, тренировка мышц (лифтинг) и устранение конкретных проблем (например, акне или пигментация). Включите режим микротоков, задайте комфортный для вас уровень интенсивности. Подключите LED-терапию. Начните с красного света.

8. После основного омолаживающего воздействия для решения конкретной проблемы вы можете переключить красный свет на синий (при работе с акне и борьбе с жирностью) или зеленый (для успокоения кожи и борьбы с куперозом/покраснениями/розацеа). Общая продолжительность этапа — 6 минут.

9. Завершите массаж, используя функцию холода. Данный этап позволяет зафиксировать достигнутые результаты. Холод успокоит кожу, снимет остаточное покраснение и закрепит активные компоненты косметических средств в коже. Завершающий этап до 2 минут.

Чистка

- Перед чисткой устройства выключите его и отсоедините от зарядного кабеля.
- Протрите корпус и рабочую поверхность гаджета мягкой влажной тканью.
- Запрещено использовать органические растворители, такие как спирт или бензин.
- Запрещено полностью погружать устройство в воду.

Хранение

- При длительном перерыве в использовании храните устройство полностью заряженным и подзаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца.
- Храните в сухом прохладном месте, избегая прямых солнечных лучей и воздействия высоких температур.

Зарядка

- Используйте только оригинальный или рекомендованный адаптер питания для данного устройства.
- Во время зарядки размещайте устройство в хорошо проветриваемом месте; не накрывайте его посторонними предметами.
- Если во время зарядки вы заметили аномальный нагрев, дым или другие необычные явления, немедленно отключите питание.
- Не используйте устройство во время зарядки.

1. Для зарядки через базу-подставку установите массажер в подставку. Убедитесь, что контакты устройства плотно прилегают к контактам базы. Подключите зарядный кабель разъемом USB к порту USB адаптера и разъемом Type-C к зарядной станции.
2. Для зарядки девайса напрямую подключите зарядный кабель разъемом USB к порту USB адаптера и разъемом Type-C к устройству, предварительно открыв силиконовую крышку.

3. Во время зарядки 4 индикатора кнопки вкл/выкл загораются попеременно по кругу.
4. При 100% зарядке все 4 индикатора горят постоянно.

Меры предосторожности



• Данное устройство предназначено только для персонального домашнего использования и не является медицинским прибором.

• Следующим категориям лиц следует использовать устройство только под руководством врача:

- Беременные и кормящие женщины.
- Люди с чувствительной кожей или кожными заболеваниями.
- Люди с установленными электронными медицинскими устройствами (например, кардиостимуляторами).
- Люди, страдающие диабетом или нарушениями кровообращения.

• Не используйте устройство на следующих участках:

- Поврежденные участки кожи (раны, воспаления, экзема).
- Области слизистых оболочек (глаза, рот).

• При использовании режима холода не задерживайте устройство на одном участке кожи слишком долго во избежание обморожения.

• При использовании режима нагрева немедленно прекратите процедуру, если чувствуете перегрев, чтобы предотвратить ожоги.

• Дети должны использовать устройство только под присмотром взрослых.

Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.



Гарантия

На Лифтинг-массажер для лица и шеи MIRA от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

MIRA

ЛИФТИНГ-МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА И ШЕИ

Артикул: **MR-991**

Материал: **PC пластик, ABS пластик, силикон, цинковый сплав**

Размер (ВхШхГ): **179,5х72х48,4 мм (массажер),**

81х69,8х64,8 мм (база)

Вес: **164 г (массажер), 115 г (база)**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **10 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А. Н. 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, офис 14-14.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	14
Zweck	15
Gerätekomponenten	15
Bedienung	16
Anwendungsmethode	18
Reinigung	19
Lagerung	19
Aufladen	20
Vorsichtsmaßnahmen	21
Entsorgung	21
Garantie	21


Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	MR-991
Materialien	PC-Kunststoff, ABS-Kunststoff, Zinklegierung, Silikon
Abmessungen	179,5x72x48,4 mm (Gerät) 81x69,8x64,8 mm (Basis)
Gewicht	164 g (Gerät) 115 g (Basis)
Leistung	10 W
Betriebsspannung	3,7 V
Stromquelle	Integrierter Lithium-Polymer-Akku
Akkukapazität	1350 mAh
Modi	Freie Kombination
Technologien	Mikrostrom (3 Stufen) Phototherapie 3 Lichtfarben: Rot — 630 nm, Blau — 460 nm, Grün — 520 nm Wellenvibration (7000 U/min) Erwärmung (42±3 °C) Kühlung (15±3 °C)
Smart-Timer	10 Minuten *Timer Erwärmungsmodus: 5 Minuten *Timer Kühlungsmodus: 3 Minuten
Betriebsdauer	35 Minuten
Ladezeit	3 Stunden
Wasserschutzklasse	IPX4

Zweck

Das multifunktionale MIRA-Gerät für Gesicht und Hals kombiniert 5 Technologien: Mikrostrom (3 Stufen), LED-Therapie (3 Lichtfarben), Wellenvibration sowie Erwärmungs- und Kühlungsmodi für eine umfassende Hautverjüngung. Sie können die Modi frei kombinieren, um ein individuelles Pflegeprogramm zu erstellen: Mikrostrom für zelluläre Energie und Straffung der Gesichtskonturen; LED-Therapie für Photoverjüngung und Bekämpfung von Hautunreinheiten; Vibration für Lymphdrainage und Reduzierung von Schwellungen; Erwärmung für Tiefenpflege und Muskelentspannung; Kühlung zur Verengung der Poren und sofortigen Hautberuhigung.

Gerätekomponenten



1. Behandlungsoberfläche
2. Ein-/Aus-Taste für Mikrostrom/Vibration
3. Ein-/Aus-Taste / Umschalten der LED-Therapie
4. Ein-/Aus-Taste für Kühlung/Erwärmung
5. Anzeige der Mikrostromstufe
6. Anzeige des Phototherapie-Modus
7. Anzeige des Kühlungs-/Erwärmungsmodus
8. Ladestation
9. Belüftungsöffnungen
10. USB-C-Anschluss für direktes Laden und Kontaktpins für kabelloses Laden
11. USB-C-Anschluss für das Laden über die Basis

Lieferumfang

Massagegerät ×1, Ladestation ×1,
Schutzabdeckung für Behandlungsoberfläche ×1,
USB-C-Ladekabel ×1, Aufbewahrungsbeutel ×1,
Bedienungsanleitung ×1.

Bedienung

1. Das Gerät wird durch langes Drücken der mittleren Taste (Ein-/Aus-Taste) eingeschaltet. Ein Einschaltsignal ertönt.
2. Nach dem Einschalten wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Die LED-Anzeigen pulsieren sanft. Wenn innerhalb von 2 Minuten kein Modus gewählt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.
3. Ein kurzer Druck auf die mittlere Taste wechselt die LED-Farben: Rot → Blau → Grün → Aus.

4. Ein kurzer Druck auf die obere Taste aktiviert den Mikrostrom. Wählen Sie die Intensität: Stufe 1 (schwach) → Stufe 2 (mittel) → Stufe 3 (stark) → Aus. Die Stufe wird durch 1 bis 3 LEDs angezeigt.
5. Ein langes Drücken der oberen Taste aktiviert die Wellenvibration. Erneutes langes Drücken schaltet diese aus.
6. Ein kurzer Druck auf die untere Taste aktiviert den Kühlungsmodus (3 Min. Timer, blaues Thermometer-Symbol). Hinweis: Nach Ablauf des Timers läuft der Lüfter zur Abkühlung noch 10 Sekunden weiter.
7. Ein erneuter Druck auf die untere Taste wechselt zum Erwärmungsmodus (5 Min. Timer, rotes Thermometer-Symbol).
8. Der integrierte Smart-Timer schaltet das Gerät nach insgesamt 10 Minuten Betrieb automatisch aus.
9. Zum manuellen Ausschalten drücken Sie lange die mittlere Taste.

Anwendungsmethode

1. Tragen Sie ein Kontaktgel oder ein wasserbasiertes Pflegeprodukt auf die gereinigte Haut auf.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die gewünschten Modi.



3. Beginnen Sie am Hals: Führen Sie das Gerät vom Ohrläppchen abwärts zum Schlüsselbein, um die Lymphwege zu „öffnen“.



4. Massieren Sie das Gesicht von der Mitte nach außen und diagonal nach oben, um die Muskeln zu straffen. Arbeiten Sie sich von unten (Kinn) nach oben (Haaransatz) vor.



5. Bewegen Sie das Gerät an der Stirn vertikal nach oben, um horizontale Falten zu glätten.

6. Vorbereitung (bis 2 Min.): Nutzen Sie Erwärmung und Vibration, um die Poren zu öffnen und die Durchblutung zu fördern.
7. Hauptphase (6 Min.): Nutzen Sie Mikrostrom und rote LED-Therapie für Kollagenbildung und Lifting. Wechseln Sie bei Bedarf zu Blau (Akne) oder Grün (Beruhigung/Couperose).
8. Abschluss (bis 2 Min.): Nutzen Sie die Kühlfunktion, um Wirkstoffe zu „versiegeln“ und die Haut zu beruhigen.

Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Ladekabel.
- Wegen der empfindlichen Elektronik darf das Gerät nicht in Wasser getaucht werden.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Lagerung

- Laden Sie den Akku bei längerer Nichtbenutzung alle 3 Monate auf.
- Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Aufladen

- Verwenden Sie nur das Original-Netzteil oder ein für dieses Gerät empfohlenes Netzteil.
- Platzieren Sie das Gerät während des Ladevorgangs an einem gut belüfteten Ort und decken Sie es nicht ab.
- Sollten Sie während des Ladevorgangs ungewöhnliche Hitzeentwicklung, Rauchentwicklung oder andere Anomalien bemerken, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.

1. Laden über die Basis: Setzen Sie das Massagegerät in die Ladestation ein. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des Geräts fest an den Kontaktpins der Basis anliegen. Verbinden Sie das USB-Ende des Ladekabels mit einem USB-Netzteil und das USB-C-Ende mit der Ladestation.

2. Direktes Laden: Verbinden Sie das USB-Ende des Ladekabels mit einem USB-Netzteil und das USB-C-Ende direkt mit dem Gerät, nachdem Sie die Silikonabdeckung geöffnet haben.

3. Anzeige: Während des Ladevorgangs leuchten die 4 Anzeigen der Ein-/Aus-Taste nacheinander im Kreis auf.

4. Vollständige Aufladung: Bei 100 % Ladung leuchten alle 4 Anzeigen dauerhaft.

Sicherheitshinweise



- Nur für den privaten Hausgebrauch.
Kein Medizinprodukt.

- Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt bei: Schwangerschaft, Hautkrankheiten, Herzschrittmachern oder Diabetes.
- Nicht auf Wunden, Schleimhäuten (Augen, Mund) oder entzündeter Haut anwenden.
- Zur Vermeidung von Erfrierungen oder Verbrennungen das Gerät in den Modi Kühlung/Erwärmung nicht zu lange auf einer Stelle halten.

Entsorgung



Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten.

Garantie

Auf das MIRA Massagegerät von WAU gewähren wir 1 Jahr Garantie ab Kaufdatum. Technische Defekte werden innerhalb dieses Zeitraums durch Reparatur oder Austausch behoben. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer Handhabung oder eigenmächtigen Reparaturen.

MIRA

LIFTING-DEVICE FÜR GESICHT UND HALS

Modell: **MR-991**

Material: **PC-Kunststoff, ABS-Kunststoff, Silikon, Zinklegierung**

Abmessungen (H×B×T): **179,5×72×48,4 mm (Gerät),**

81×69,8×64,8 mm (Basis)

Gewicht: **164 g (Gerät), 115 g (Basis)**

Spannung: **3,7 V**

Leistung: **10 W**

Hergestellt in: **PRC**

Autorisierter Herstellervertreter: PERFECT SQUARE LIMITED 54/2
Fairclough Rd, Beach Haven, Auckland, Auckland, 0626,
New Zealand

e-mail: info@wauglobal.com

Wichtiger Hinweis: Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, Design und technische Spezifikationen zu ändern. Die neueste Version dieses Handbuchs ist verfügbar unter: wauglobal.com



RoHS



Table of Contents

Technical Specifications	24
Purpose	25
Device Components	25
Operating Procedure	26
Usage Method	28
Cleaning	29
Storage	29
Charging	30
Precautions	31
Disposal	31
Warranty	32


Technical Specifications

Parameter	Value
Model	MR-991
Materials	PC plastic, ABS plastic, zinc alloy, silicone
Dimensions	179,5x72x48,4 mm (device) 81x69,8x64,8 mm (base)
Weight	164 g (device) 115 g (base)
Rated Power	10 W
Operating Voltage	3,7 V
Power Source	Built-in lithium polymer battery
Battery Capacity	1350 mAh
Modes	Custom combinations
Technologies	Microcurrents (3 intensity levels) Phototherapy 3 LED lights: Red — 630 nm, Blue — 460 nm, Green — 520 nm Wave Vibration (7000 rpm) Heating (42±3 °C) Cooling (15±3 °C)
Smart-Timer	10 minutes *Heating mode: 5 minutes *Cooling mode: 3 minutes
Operating Time	35 minutes
Charging Time	3 hours
Waterproof Level	IPX4

Purpose

The MIRA multifunctional facial device combines 5 technologies, including 3 levels of microcurrents, 3-color LED therapy, wave vibration, and heating and cooling modes for comprehensive skin rejuvenation, allowing you to freely combine modes to create a personalized skincare routine featuring microcurrents for cellular energy and contour lifting, LED therapy for photo-rejuvenation and targeting imperfections, vibration for lymphatic drainage and reducing puffiness, heating for deep nourishment and muscle relaxation, and cooling for pore tightening and instant skin soothing.

Device Components



1. Treatment surface
2. Microcurrents/Vibration On/Off
3. Power On/Off/LED therapy switch button
4. Cooling/Heating On/Off
5. Microcurrent level indicator
6. Phototherapy mode indicator
7. Cooling/Heating mode indicator
8. Charging base
9. Ventilation holes
10. Type-C port for direct charging and pins for contactless charging
11. Type-C port for base charging

Package Contents

Massager x1, charging base x1, treatment surface cover x1, USB Type-C charging cable x1, storage pouch x1, user manual x1.

Operating Procedure

1. **Power On:** Press and hold the middle button (Power On/Off) to turn on the device. An activation signal will sound.
2. **Standby Mode:** After powering on, the massager enters standby mode, and the LED therapy indicators will pulse gently. If no mode is selected within 2 minutes of entering standby, the device will shut down automatically.
3. **LED Therapy:** Briefly press the middle button to cycle through the LED light modes. The first press activates red light, the second – blue, the third – green, and the fourth press turns the phototherapy function off.
4. **Visual Feedback:** With each LED light switch, a light-emitting diode around the center button will light up.

5. **Microcurrents:** Briefly press the top button (Microcurrents On/Off) to activate the microcurrent mode. Short presses allow you to set the intensity level: first press for Level 1 (low), second for Level 2 (medium), and third for Level 3 (high). An additional press will turn the microcurrent mode off.
6. **Intensity Display:** Each intensity level is shown on the display: one LED for Level 1, two LEDs for Level 2, and three LEDs for Level 3.
7. **Wave Vibration:** Press and hold the top button (Microcurrents/Vibration) to activate wave vibration. Press and hold again to turn it off.
8. **Cooling Mode:** Briefly press the bottom button (Cooling/Heating) to activate cooling mode. It operates for 3 minutes and shuts off automatically to prevent overheating and maintain the lowest possible temperature. A blue thermometer icon will appear on the display. Please note: if the device is turned off during cooling mode or if the smart timer expires, the cooling fan will continue to run for 10 seconds before shutting down automatically.
9. **Heating Mode:** Press the temperature button again to switch from cooling to heating. A red thermometer icon will appear on the display. Heating mode operates for up to 5 minutes before automatic shutdown.
10. **Manual Extension:** If you wish to continue using cooling or heating after the automatic shutdown, simply restart the desired mode.
11. **General Smart Timer:** The device is equipped with a 10-minute master smart timer; it will shut down automatically after 10 minutes of total operation.
12. **Power Off:** To manually turn off the device, press and hold the middle Power On/Off button.

Usage Method

1. Preparation: Apply a conductive gel or a water-based gel skincare product to your cleansed face and neck. This ensures optimal conductivity for the microcurrents to achieve maximum results.
2. Power On: Turn on the device and select your desired modes.



3. Neck Massage: Start with the neck area. Move in vertical strokes downward from the earlobe toward the collarbones to "open" the lymphatic pathways.



4. Facial Massage: Massage the face by moving along the massage lines from the center outward toward the periphery. Direction of movement: diagonally upward to counteract gravity and lift the muscles. Perform the procedure moving from bottom (chin) to top (hairline).



5. Forehead: To smooth horizontal forehead wrinkles, move the device in vertical upward strokes.

6. Preparation Stage (up to 2 minutes): It is recommended to start with Heating and Vibration modes. This combination prepares the skin, making it highly receptive to active cosmetic ingredients and stimulation. The goal is to relax muscles, expand pores for cleansing, and boost blood circulation and lymphatic drainage.

7. Main Treatment Stage: This stage stimulates cells and muscles while improving blood flow to promote collagen and elastin production, muscle toning (lifting), and targeting specific skin concerns (e.g., acne or pigmentation). Activate Microcurrent mode at a comfortable intensity level and turn on LED Therapy, starting with the Red light.

8. Targeted Treatment (total stage duration — 6 minutes): Following the initial rejuvenation, you can switch from Red light to Blue light (to treat acne and oiliness) or Green light (to soothe the skin and address rosacea, redness, or couperose).

9. Finishing Stage (up to 2 minutes): Complete the massage using the Cooling function. This stage locks in the results. The cold will soothe the skin, reduce residual redness, and "seal" the active ingredients of your skincare products within the skin.

Cleaning

- Turn off the device and disconnect the charging cable before cleaning.
- Wipe the body and the treatment surface with a soft, damp cloth.
- Do not use organic solvents such as alcohol or gasoline.
- Do not immerse the device completely in water.

Storage

- If the device is not used for an extended period, store it fully charged and recharge the battery every 3 months.
- Store in a cool, dry place, avoiding direct sunlight and high-temperature environments.

Charging

- Use only the original or recommended power adapter for this device.
- Place the device in a well-ventilated area during charging; do not cover it with any objects.
- If you notice abnormal heating, smoke, or other unusual phenomena during charging, disconnect the power immediately.
- Do not use the device while it is charging.

1. Charging via Base: Place the massager into the charging base. Ensure that the device contacts are firmly aligned with the base pins. Connect the USB end of the charging cable to a USB adapter and the Type-C end to the charging station.

2. Direct Charging: Connect the USB end of the charging cable to a USB adapter and the Type-C end directly to the device after opening the silicone cover.

3. Indicator: During charging, the 4 indicators on the Power button will light up sequentially in a circular pattern.

4. Full Charge: When 100% charged, all 4 indicators will remain lit.

Precautions



- This device is intended for personal home use only and is not a medical device.

• The following individuals should use the device only under the guidance of a physician:

- Pregnant and lactating women.
- People with sensitive skin or skin diseases.
- People with implanted electronic medical devices (e.g., pacemakers).
- Diabetics or people with circulatory disorders.

• Do not use on the following areas:

- Damaged skin (wounds, inflammation, eczema).
- Mucous membranes (eyes, mouth).

• When using Cooling mode, do not keep the device on the same skin area for too long to prevent frostbite.

• When using Heating mode, stop use immediately if you feel excessive heat to prevent burns.

• Children must use the device only under adult supervision.

Disposal



Do not dispose of this product with household waste. Please take it to a specialized recycling center to help protect the environment.



Warranty

The MIRA Face and Neck Lifting Device by WAU is covered by a 1-year warranty from the date of purchase. If technical defects are found within the warranty period, the device will be replaced or repaired. This warranty does not cover malfunctions caused by improper use or transportation, or devices that have undergone self-repair.

MIRA

FACE AND NECK LIFTING DEVICE

Model: **MR-991**

Materials: **PC plastic, ABS plastic, silicone, zinc alloy**

Dimensions: **179,5x72x48,4 mm (device),**

81x69,8x64,8 mm (base)

Weight: **164 g (device), 115 g (base)**

Voltage: **3,7 V**

Power: **10 W**

Origin: **PRC**

Authorized manufacturer representative: PERFECT SQUARE
LIMITED 54/2 Fairclough Rd, Beach Haven, Auckland,
Auckland, 0626, New Zealand
e-mail: info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement,
the manufacturer reserves the right to modify design and
technical specifications. The latest version of this manual
is available at: wauglobal.com

