

wau



MIO2

MICROCURRENT MASSAGER WITH EMS FUNCTION

USER GUIDE



## Содержание

---

Технические характеристики .....	4
Назначение .....	4
Детали устройства .....	5
Порядок работы .....	6
Способ применения .....	6
Чистка .....	8
Хранение .....	9
Зарядка .....	9
Меры предосторожности .....	10
Утилизация .....	12
Гарантия.....	12

## Технические характеристики


Параметр	Величина
Артикул	ST-F818
Материалы	ABS пластик, PC пластик, цинковый сплав
Размер (ВхШхГ)	Массажер 136x54x22 мм Зарядная база 85x78x52 мм
Вес	Массажер 80 г Зарядная база 70 г
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	500 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Мощность	5 Вт
Время зарядки	2,5 часа
Время работы (от полной зарядки)	50 минут
Смарт-таймер	10 минут
Режимы	EMS/ Нагрев/ EMS + нагрев + вибрация
EMS	≤0,50 mA

## Назначение

Микротоковый девайс с функцией EMS MIO2 использует технологию EMS, нагрев и вибрацию для сохранения молодости кожи, ее здоровья и свежести. Массажер позволит снять отечность, усилит проникновение уходовых средств в кожу, подтянет овал лица. Особенная изогнутая форма подойдет для проведения массажа гуаша, а заостренные концы девайса можно использовать для акупунктурного массажа и расслабления мышц.

## Детали устройства

---



1. Массажная поверхность
2. Индикатор вкл/ режима/ зарядки
3. Кнопка «вкл/ выкл/ переключение режимов»
4. Магнитный разъем зарядки
5. Зарядная база
6. Зарядный кабель

### Комплектация

Устройство x1, база для зарядки x1, кабель для зарядки x1, мешочек для хранения x1, салфетка x1, инструкция x1.

## Порядок работы

---

1. Длительным нажатием на кнопку «вкл/ выкл/ переключение режимов» включите устройство.
2. Массажер имеет 3 режима работы. Первым после включения запускается режим EMS. Индикатор загорается голубым цветом.
3. Нажмите кнопку «вкл/ выкл/ переключение режимов» для переключения режима. Следующий режим работы — нагрев. Во время его работы индикатор горит красным.
4. Повторное нажатие кнопки переключения режимов запустит режим «EMS + нагрев + вибрация». Индикатор загорится белым цветом.
5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку «вкл/ выкл/ переключение режимов».
6. Устройство имеет смарт-таймер. После 10 минут работы девайс отключится автоматически. Обратите внимание, что при смене режима работы смарт-таймер не запускается заново, а продолжает отсчет до конца процедуры, работая на другом режиме.

## Способ применения

---

1. Включите устройство. Выберите нужный вам режим.
2. Нанесите на кожу массажный гель-проводник. Приложите массажную поверхность устройства к коже лица.
3. Проведите массаж лица, двигаясь по массажным линиям.
4. Двигайтесь снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос на лбу).
5. Проведите процедуру по всем массажным линиям повторно от трех раз, не



рекомендуется работать устройством более 10 минут.

[Примечание]: Во время массажа на третьем режиме советуется закрыть глаза и расслабить лицо, затем поместить массажер на участки с морщинами или на участки, склонные к появлению морщин, в области гусиных лапок и носогубной складки. Например, область между бровями; правый/ левый висок; правая левая носогубная складка.

6. При помощи салфетки очистите массажную поверхность.

*Эффект от использования и особенности каждого из режимов:*

1. EMS воздействует на мышечные волокна, вызывая их активное сокращение и расслабление. За счет интенсивной стимуляции мышц повышается их тонус и упругость, что способствует подтяжке кожи и улучшению контуров лица. Усиление кровообращения в процессе EMS-терапии помогает лучше насыщать ткани кислородом и питательными веществами. Общий эффект от использования EMS — это укрепление мышечного каркаса, повышение тонуса кожи и более выраженный лифтинг-эффект.

2. В режиме «Нагрев» воздействие на кожу теплом (до 45°C) активизирует циркуляцию крови, ускоряет метаболизм кожи, успокаивает ее, способствует впитыванию полезных ингредиентов таких как витамин С и минералы. Данный режим рекомендуется применять с использованием косметических средств.

3. Комбинация 3 технологий в режиме «EMS + Нагрев + Вибрация» позволит стимулировать циркуляцию крови, успокоить кожу, активировать клетки кожи, снять припухлости, запустить продуцирование коллагена и повысить эластичность кожи. Эффект от использования данного режима может выражаться в разглаживании тонких линий и морщин, лифтинге кожи лица и шеи и создании V-образной формы лица.

## Чистка

---

- Пожалуйста, чистите устройство после каждого использования, так как остатки косметических средств могут повредить его.
- Перед началом чистки убедитесь, что устройство выключено.
- Для очищения девайса используйте только сухие ткани.
- Для чистки массажера не используйте металлические мочалки, чистящие средства, содержащие абразивы, а также коррозионные жидкости, такие как спирт или ацетон и пр.
- Тщательно очищайте устройство и проверяйте его работоспособность после каждой чистки.
- Не мойте девайс под проточной водой, не погружайте его в воду.
- Убедитесь, что все части девайса вытерты насухо перед тем, как подсоединять его к зарядке.



## Хранение

---

- Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- Держите устройство вдали от агрессивных жидкостей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

## Зарядка

---


1. Подзарядка через компьютер с помощью USB кабеля: включите компьютер, подсоедините кабель USB к USB порту компьютера, а другой конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к зарядной базе.

2. Зарядка с помощью адаптера: подключите кабель USB к розетке с адаптером. Второй конец кабеля с разъемом Type C подсоедините к зарядной базе.

Характеристики адаптера: 5В 1А

3. Во время подзарядки световой индикатор мигает, при достижении полного заряда он будет гореть постоянно.

- После длительной паузы в использовании устройства, потребуется 15 минут для повторной активации и начала зарядки.



## Меры предосторожности

---

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием массажера и сохраните данную инструкцию для использования в будущем.

### Опасно

- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Не заряжайте устройство во влажной среде (например, рядом с наполненной ванной, работающим душем, рядом с полным бассейном воды).
- Не бросайте устройство в огонь.

### Внимание

- Не используйте устройство, если сам массажер или его комплектующие повреждены.
- Подзаряжайте массажер полностью на 100% минимум раз в 2 месяца — это позволит продлить срок службы аккумулятора.
- Это устройство не предназначено для использования людьми младше 12 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями или тем, кто не имеет опыта использования или осведомленности о работе подобных массажеров, до тех пор пока им не будет оказано личное сопровождение или инструктаж по девайсу.
- Не вставляйте металлосодержащие материалы в разъем устройства для зарядки во избежание короткого замыкания.

## **С осторожностью**

- Используйте устройство только по назначению.
- Заряжайте/ используйте/ храните массажер при температуре от 5 до 40°C, от 35 до 95°F.
- Не используйте устройство, если вы принимаете лекарственные средства со стероидами.
- Не используйте девайс, если ваша кожа проходит этап заживления после косметических процедур таких как косметический или химический пилинги, лазерная шлифовка, фракционное лазерное омоложение, мезотерапия или после использования дермальных филлеров в последние две недели.
- Проконсультируйтесь с дерматологом, если у вас есть вопросы по использованию девайса с учетом состояния вашей кожи или медицинских противопоказаний.
- Если во время применения массажера вы испытываете дискомфорт, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь со специалистом.
- Не рекомендуется использовать девайс совместно с кем-либо еще по гигиеническим причинам.

## **Общие рекомендации**

- Регулярная чистка устройства обеспечивает результативную работу и длительный срок использования девайса.
- Не используйте массажер во время сна или в состоянии дремоты.

## Утилизация

---



Не выбрасывайте данное устройство вместе с ежедневными бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте данный массажер в соответствии с нормами локального законодательства или сдайте в центр переработки отходов.

## Гарантия

---

На микротоковый массажер с функцией EMS MIO2 от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

# М102

---

## МИКРОТОКОВЫЙ МАССАЖЕР С ФУНКЦИЕЙ EMS

---

Артикул: **ST-F818**

Материал: **ABS пластик, PC пластик, цинковый сплав**

Размер: (ВхШхГ) **136x54x22 мм**

Вес: **150 г**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем  
на принятие претензий от потребителей: ИП Уманцев А. Н.  
125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.  
8-800-600-33-61.  
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования  
продукции производитель сохраняет за собой право  
внесения изменений в конструкцию, комплектацию  
и технические характеристики.  
Новейшую версию данного руководства можно  
посмотреть на сайте [wau.ru](http://wau.ru)



# Inhaltsverzeichnis

---

Technische Daten.....	15
Verwendungszweck .....	15
Gerätekomponenten .....	16
Bedienungsverfahren.....	17
Anwendungsmethode.....	17
Reinigung .....	19
Aufbewahrung.....	20
Aufladen .....	20
Vorsichtsmaßnahmen .....	21
Entsorgung.....	22
Garantie.....	23

## Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	ST-F818
Materialien	ABS-Kunststoff, PC-Kunststoff, Zinklegierung
Abmessungen (H×B×T)	Massagegerät 136×54×22 mm Ladestation 85×78×52 mm
Gewicht	Massagegerät 80 g Ladestation 70 g
Stromquelle	Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	500 mAh
Betriebsspannung	3,7 V
Leistung	5 W
Ladezeit	2,5 stunden
Betriebsdauer (vollständig geladen)	50 minuten
Smart-Timer	10 minuten
Modi	EMS/ Wärme/ EMS + Wärme + Vibration
EMS	≤0,50 mA


## Verwendungszweck

Das MIO2 Mikrostrom-Gerät mit EMS-Funktion nutzt EMS-Technologie, Wärme und Vibration, um die Haut jugendlich, gesund und frisch zu erhalten. Das Gerät hilft, Schwellungen zu reduzieren, die Aufnahme von Hautpflegeprodukten zu verbessern und die Gesichtskonturen zu verbessern.

Dank seiner speziell geschwungenen Form eignet es sich ideal für Gua-Sha-Massagen, während die spitzen Enden für Akupressurmassagen und Muskelentspannung verwendet werden können.

# Gerätedetails

---



1. Arbeitsfläche
2. Anzeige für Stromversorgung/ Modus/ Ladevorgang
3. Ein-/ Aus-/ Moduswahltaste
4. Magnetischer Ladeanschluss
5. Ladestation
6. Ladekabel

## Auffüllung

Gerät ×1, Ladestation ×1, Ladekabel ×1, Aufbewahrungstasche ×1, Reinigungstuch ×1, Bedienungsanleitung ×1.

## Bedienungsverfahren

---

1. Halten Sie die Ein-/ Aus-/ Modustaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Der Massager hat 3 Betriebsmodi. Nach dem Einschalten startet zuerst der EMS-Modus. Die Anzeige leuchtet blau.
3. Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu wechseln. Der nächste Modus ist der Heizmodus. In diesem Modus leuchtet die Anzeige rot.
4. Ein erneutes Drücken der Modustaste aktiviert den Modus „EMS + Heizung + Vibration“. Die Anzeige leuchtet weiß.
5. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/ Aus-/ Modustaste gedrückt.
6. Das Gerät verfügt über einen Smart-Timer. Nach 10 Minuten Betrieb schaltet es sich automatisch aus. Beachten Sie, dass beim Wechseln des Modus der Timer nicht zurückgesetzt wird, sondern weiter bis zum Ende der Prozedur herunterzählt – unabhängig vom aktuellen Modus.

## Anwendungsmethode

---

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den gewünschten Modus.
2. Tragen Sie ein leitfähiges Massagegel auf die Haut auf. Legen Sie die Massagefläche des Geräts auf die Gesichtshaut.
3. Führen Sie die Gesichtsmassage entlang der natürlichen Massagelinien durch.
4. Bewegen Sie das Gerät von unten nach oben – vom Kinn bis zum Haaransatz an der Stirn.
5. Wiederholen Sie den Vorgang entlang



aller Massagelinien mindestens dreimal. Es wird nicht empfohlen, das Gerät länger als 10 Minuten zu verwenden. [Hinweis]: Während der Massage im dritten Modus wird geraten die Augen zu schließen und das Gesicht zu entspannen. Platzieren Sie den Massager anschließend auf Hautbereichen mit Falten oder solchen, die zur Faltenbildung neigen, wie z. B. Krähenfüße und Nasolabialfalten – z. B. der Bereich zwischen den Augenbrauen, rechte/linke Schläfe, rechte/linke Nasolabialfalte.

6. Reinigen Sie die Massagefläche mit einem Tuch.

#### *Wirkung und Eigenschaften der einzelnen Modi:*

1. EMS wirkt auf die Muskelfasern und führt zu deren aktiver Kontraktion und Entspannung. Durch die intensive Muskelstimulation werden Tonus und Elastizität erhöht, was zur Straffung der Haut und Verbesserung der Gesichtskonturen beiträgt. Die verstärkte Durchblutung während der EMS-Therapie versorgt das Gewebe besser mit Sauerstoff und Nährstoffen. Der Gesamteffekt der EMS-Anwendung ist die Stärkung des Muskelgerüsts, die Verbesserung des Hauttonus und ein deutlich sichtbarer Lifting-Effekt.

2. Im Wärmemodus regt eine sanfte Erwärmung (bis zu 45 °C) die Durchblutung an, beschleunigt den Hautstoffwechsel, beruhigt die Haut und verbessert die Aufnahme aktiver Wirkstoffe wie Vitamin C und Mineralien. Dieser Modus wird in Kombination mit Hautpflegeprodukten empfohlen.

3. Die Kombination aus EMS + Wärme + Vibration stimuliert die Durchblutung, beruhigt die Haut, aktiviert Hautzellen, reduziert Schwellungen, fördert die Kollagenproduktion und steigert die Hautelastizität. Zu den möglichen Effekten dieses Modus gehören die Glättung feiner Linien und Falten,

das Lifting von Gesicht und Hals sowie die Definition eines V-förmigen Gesichtsprofilis.

## Reinigung

---

- Bitte reinigen Sie das Gerät nach jeder Anwendung, da Rückstände von Kosmetikprodukten das Gerät beschädigen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet ist.
- Verwenden Sie nur trockene Tücher zur Reinigung des Geräts.
- Verwenden Sie keine Metallschwämme, scheuernden Reinigungsmittel oder korrosive Flüssigkeiten wie Alkohol, Aceton oder ähnliche Substanzen zur Reinigung des Massagers.
- Reinigen Sie das Gerät gründlich und überprüfen Sie nach jeder Reinigung seine Funktionsfähigkeit.
- Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Geräts vollständig trocken sind, bevor Sie es an das Ladegerät anschließen.



## Aufbewahrung

---

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort auf.
- Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.
- Halten Sie das Gerät von aggressiven oder korrosiven Flüssigkeiten fern.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Aufladen


---

1. Aufladen über Computer mit USB-Kabel: Schalten Sie den Computer ein, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers und schließen Sie das andere Ende mit dem Type-C-Stecker an die Ladestation an.

2. Aufladen mit Adapter: Verbinden Sie das USB-Kabel über einen Adapter mit einer Steckdose. Schließen Sie das andere Ende mit dem Type-C-Stecker an die Ladestation an. Adapter-Spezifikationen: 5 V, 1 A

3. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige dauerhaft.

- Nach längerer Inaktivität kann es etwa 15 Minuten dauern, bis sich das Gerät wieder aktiviert und der Ladevorgang startet.



## Vorsichtsmaßnahmen

---

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Nutzung des Massagers sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Nutzung auf.

### Gefahren

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Laden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. in der Nähe einer gefüllten Badewanne, unter laufender Dusche oder am Pool) auf.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer.

### Warnhinweise

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Massager oder einzelne Komponenten beschädigt sind.
- Laden Sie den Massager mindestens jede 2 Monate vollständig auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 12 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis über solche Massager geeignet, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in den Ladeanschluss des Geräts, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

### Vorsicht

- Verwenden Sie das Gerät nur wie vorgesehen.
- Laden, verwenden und lagern Sie den Massager bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C (35 °F bis 95 °F).

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Steroidmedikamente einnehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich Ihre Haut innerhalb der letzten zwei Wochen von kosmetischen Verfahren wie chemischen Peelings, Laserbehandlungen, fraktionierter Laser-Verjüngung, Mesotherapie oder Dermal-Fillern erholt.
- Wenden Sie sich an Ihren Dermatologen, wenn Sie Fragen zur Verwendung des Geräts bei Ihrem Hautzustand oder medizinischen Kontraindikationen haben.
- Bei Unwohlsein während der Anwendung stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an Ihren Facharzt.
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nicht mit anderen geteilt werden.

### **Allgemeine Empfehlungen**

- Regelmäßige Reinigung gewährleistet eine effektive Funktion und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
- Verwenden Sie den Massager nicht während des Schlafens oder bei Benommenheit.

### **Entsorgung**

---



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Bitte entsorgen Sie den Massager gemäß den örtlichen Vorschriften oder geben Sie ihn bei einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle ab.

## **Garantie**

---

Der MIO2 Mikrostrom-Massager mit EMS-Funktion der Marke WAU ist ab Kaufdatum für 1 Jahr durch die Garantie abgedeckt.

Sollten während der Garantiezeit technische Mängel auftreten, ist das Produkt für Reparatur oder Austausch berechtigt.

Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, unsachgemäßen Transport oder unautorisierte Reparaturen verursacht wurden.

# MIO2

---

## MIKROSTROM-MASSAGER MIT EMS-FUNKTION

---

Modell: **ST-F818**

Materialien: **ABS-Kunststoff, PC-Kunststoff, Zinklegierung**

Abmessungen (H×B×T): **136 × 54 × 22 mm**

Gewicht: **150 g**

Spannung: **3,7 V**

Leistung: **5 W**

Hergestellt in: **PRC**

Autorisierter Herstellervertreter:

WAU Global Limited 63A College road, Northcote,

Auckland, 0627, New Zealand

[info@wauglobal.com](mailto:info@wauglobal.com)

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der ständigen Produktentwicklung behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen in Design, Ausstattung und technischen Spezifikationen vorzunehmen. Die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung ist verfügbar unter: [wauglobal.com](http://wauglobal.com)



RoHS



## Table of Contents

---

Technical Specifications .....	26
Purpose .....	26
Device Components .....	27
Operating Procedure .....	28
Usage Method .....	28
Cleaning & Maintenance .....	30
Storage.....	30
Charging .....	31
Precautions .....	32
Disposal.....	33
Warranty.....	33

## Technical Specifications


Parameter	Value
Model	ST-F818
Materials	ABS plastic, PC plastic, zinc alloy
Dimensions (H×W×D)	Massager: 136×54×22 mm Charging base: 85×78×52 mm
Weight	Massager: 80 g Charging base: 70 g
Power Source	Lithium-ion battery
Battery Capacity	500 mAh
Operating Voltage	3,7 V
Power	5 W
Charging Time	2,5 hours
Operating Time (full charge)	50 minutes
Smart Timer	10 minutes
Modes	EMS/ Heating/ EMS + Heating + Vibration
EMS	≤0,50 mA

## Purpose

The MIO2 microcurrent device with EMS function uses EMS technology, heating, and vibration to maintain youthful, healthy, and fresh-looking skin. The device helps reduce puffiness, enhances the absorption of skincare products, and improves facial contour. Its specially curved shape is perfect for Gua Sha massage, while the pointed ends can be used for acupressure massage and muscle relaxation.

## Device Components

---



1. Working surface
2. Power/ mode/ charging indicator
3. Power on/ off/ mode switch button
4. Magnetic charging port
5. Charging base
6. Charging cable

### Package Contents

Device ×1, charging base ×1, charging cable ×1, storage pouch ×1, cleaning cloth ×1, user guide ×1.

## Operating Procedure

---

1. Press and hold the power/ mode button to turn on the device.
2. The massager has 3 operating modes. After turning it on, the EMS mode starts first. The indicator lights up blue.
3. Press the power/ mode button to switch modes. The next mode is heating. During this mode, the indicator glows red.
4. Pressing the mode button again will activate the “EMS + heating + vibration” mode. The indicator lights up white.
5. To turn off the device, press and hold the power/ mode button.
6. The device features a smart timer. After 10 minutes of operation, it will automatically shut off. Note that when switching modes, the smart timer does not reset but continues counting down until the end of the session, regardless of the current mode.

## Usage Method

---

1. Turn on the device and select the desired mode.
2. Apply a conductive massage gel to the skin. Place the massaging surface of the device against the facial skin.
3. Perform the facial massage, following the massage lines.
4. Move the device upward from the chin toward the hairline on the forehead.
5. Repeat the procedure along all massage lines at least three times. It is not recommended to use the device for more than 10 minutes.

[Note]: During massage in the third mode, it is recommended to close your eyes



and relax your face. Then place the massager on areas with wrinkles or areas prone to wrinkle formation, such as crow's feet and nasolabial folds — for example, the area between the eyebrows; right/ left temples; right/ left nasolabial folds.

6. Clean the massage surface with a tissue.

### *Effects and Features of Each Mode:*

1. EMS acts on muscle fibers, causing them to actively contract and relax. Intensive muscle stimulation increases their tone and elasticity, which helps lift the skin and improve facial contours. Enhanced blood circulation during EMS therapy helps tissues receive more oxygen and nutrients. The overall effect of EMS use is strengthening the muscular framework, improving skin tone, and achieving a more pronounced lifting effect.

2. In Heating mode, gentle warmth (up to 45°C) stimulates blood flow, accelerates skin metabolism, soothes the skin, and enhances the absorption of active ingredients such as Vitamin C and minerals. This mode is recommended for use with skincare products.

3. The combination of all three technologies in the EMS + Heating + Vibration mode stimulates circulation, calms the skin, activates skin cells, reduces puffiness, boosts collagen production, and increases skin elasticity. The effects of this mode may include smoothing of fine lines and wrinkles, lifting of facial and neck contours, and the creation of a more defined V-shaped facial profile.

## Cleaning & Maintenance

---

- Please clean the device after each use, as residue from cosmetic products may damage it.
- Ensure the device is turned off before cleaning.
- Use only dry cloths to clean the device.
- Do not use metal scrubbers, abrasive cleaning agents, or corrosive liquids such as alcohol, acetone, or similar substances to clean the massager.
- Clean the device thoroughly and check its functionality after each cleaning.
- Do not rinse the device under running water or immerse it in water.
- Make sure all parts of the device are completely dry before connecting it to the charger.



## Storage

---

- Store the device in a dry, dust-free environment.
- Keep the device away from high temperatures.
- Keep the device away from harsh or corrosive liquids.
- Store the device out of reach of children.

## Charging

---


1. Charging via computer using USB cable: Turn on the computer, connect the USB cable to the computer's USB port, and connect the other end with the Type-C connector to the charging base.

2. Charging using an adapter: Connect the USB cable to a power outlet via an adapter. Connect the other end with the Type-C connector to the charging base.

Adapter specifications: 5 V, 1 A

3. During charging, the indicator light will blink. Once fully charged, the indicator will stay lit continuously.

- After a prolonged period of inactivity, it may take approximately 15 minutes for the device to reactivate and start charging again.



## Precautions

---

Please read the user manual carefully before using the massager and keep this instruction for future reference.

### Dangerous

- Never immerse the device in water.
- Do not charge the device in a damp environment (e. g., near a filled bathtub, running shower, or pool).
- Do not throw the device into fire.

### Warning

- Do not use the device if the massager or any of its components are damaged.
- Fully charge the massager at least once every 2 months to prolong battery life.
- This device is not intended for use by children under 12 years old or individuals with limited physical, sensory, or mental capabilities, or those without experience or awareness of such massagers, unless supervised or instructed personally.
- Do not insert metal objects into the device's charging port to avoid short circuits.

### Caution

- Use the device only as intended.
- Charge, use, and store the massager at temperatures between 5°C and 40°C (35°F to 95°F).
- Do not use the device if you are taking steroid medications.
- Do not use the device if your skin is healing from cosmetic procedures such as chemical peels, laser resurfacing,

fractional laser rejuvenation, mesotherapy, or dermal fillers within the last two weeks.

— Consult a dermatologist if you have any concerns regarding the use of this device considering your skin condition or medical contraindications.

— If you experience discomfort during use, stop immediately and consult a specialist.

— For hygiene reasons, do not share the device with others.

### **General Recommendations**

— Regular cleaning ensures effective operation and extends the device's lifespan.

— Do not use the massager while sleeping or drowsy.

### **Disposal**

---



Do not dispose of this device with regular household waste. Please dispose of the massager in accordance with local regulations or take it to a designated recycling center.

### **Warranty**

---

The MIO2 microcurrent massager with EMS function by the WAU brand is covered by a 1-year warranty from the date of purchase.

If any technical defects are discovered during the warranty period, the product is eligible for repair or replacement.

This warranty does not cover damage caused by misuse, improper transportation, or unauthorized repairs.



# MIO2

---

## MICROCURRENT MASSAGER WITH EMS FUNCTION

---

Model: **ST-F818**

Materials: **ABS plastic, PC plastic, zinc alloy**

Dimensions (H×W×D): **136×54×22 mm**

Weight: **150 g**

Voltage: **3,7 V**

Power: **5 W**

Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representative:

WAU Global Limited 63A College road, Northcote,

Auckland, 0627, New Zealand

[info@wauglobal.com](mailto:info@wauglobal.com)

Important Notice: to ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: [wauglobal.com](http://wauglobal.com)



RoHS

