

wau



MIGA

ORAL CARE IRRIGATOR

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	3
Назначение	3
Детали устройства	4
Порядок работы	5
Способ применения	6
Чистка	8
Хранение	8
Зарядка.....	9
Неисправности и способы их устранения.....	10
Меры предосторожности.....	11
Утилизация.....	12
Гарантия.....	14


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	OI-2107
Номинальное напряжение питания	5 В = 4 Вт
Номинальное рабочее напряжение	3.6 В = 8 Вт
Источник питания	литиевый аккумулятор
Емкость аккумулятора	1050 мАч, 3,6 В
Степень защиты от воды	IPX7
Режимы	деликатный/ мощный/ импульсный
Кол-во пульсаций	1600 пульсаций в минуту +/- 20%
Объем резервуара для воды	130 мл
Время работы	Деликатный режим - 50 мин/ Мощный режим - 45 минут/ Импульсный 100 минут/ Обеззараживание 220 минут
Время зарядки	3 ч


Назначение

Ирригатор MIGA от бренда WAU - это портативное устройство для ухода за полостью рта. 3 режима воздействия и режим обеззараживания для сопел, увеличенный объем резервуара для жидкости, 3 насадки в комплекте обеспечат эффективное удаление остатков пищи, зубного налета, очищение межзубных промежутков и десневых карманов. Девайс имеет складную конструкцию. Его удобно брать в путешествия или использовать для ухода за ортодонтическими конструкциями.

Детали



1. Сопло
2. Гнездо сопла
3. Кнопка включения
4. Кнопка переключения режимов
5. Индикаторы режимов
6. Крышка для защиты от пыли
7. Отсек для хранения сопла



8. Разъём для зарядки Type-C
9. Указатель
10. Резервуар для воды
11. Стандартное сопло для ежедневной чистки зубов
12. Пародонтическая насадка для чистки десневых карманов
13. Насадка для чистки языка
14. Кабель для зарядки с разъёмом Type-C

Порядок работы

Установка и снятие сопла

[Примечание]

Если при первом использовании изделия (в резервуаре для жидкости, в трубке для подачи воды) обнаружен мусор, изделие может быть повреждено.

Не беспокойтесь, если внутри изделия есть следы чистой жидкости - это норма. Данная жидкость является дистиллированной водой, используемой для проверки работоспособности ирригатора. Промойте изделие и пользуйтесь им без опаски.



а. Извлеките сопло из отсека для хранения сопла.



б. Вставьте сопло в гнездо для сопла, магнитный зажим автоматически зафиксирует сопло.



с. Чтобы снять сопло потяните его из гнезда.



д. Поместите сопло в отсек для хранения сопла и надёжно зафиксируйте.

[Осторожно] во время работы не давите на сопло.

Заполнение водой

а. Расскройте ирригатор: вытяните корпус устройства из резервуара для жидкости. Край резервуара должен совпасть с предыдущей линией на корпусе устройства. Убедитесь, что резервуар закрепился в фиксаторе.

б. Откройте крышку для защиты от пыли.

с. Удерживая ирригатор вертикально, залейте воду.

д. Залив воду, закройте крышку для защиты от пыли. Рекомендуется использовать чистую водопроводную воду. Если по ощущениям вода холодная, используйте воду комнатной температуры не выше 40°C. Также могут применяться солёная вода, средство для полости рта согласно рекомендациям врача.



Включение и выбор режима

Для переключения режимов нажимайте на кнопку «Переключения режимов». На Деликатном режиме горит первый индикатор. На Мощном режиме горит второй индикатор. При переключении на Импульсный режим загорится третий индикатор. В режиме Обеззараживания загорается последний - 4 индикатор. Выберите нужный режим. Рекомендуется начать с Деликатного режима и постепенно увеличивать интенсивность по мере привыкания.

Способ применения

а. Используйте стандартное многофункциональное сопло. Нажмите на кнопку включения, выберите желаемый режим. Затем расположите сопло напротив зубов так, чтобы струя воды была перпендикулярно обрабатываемой области. [Примечание]: чувствительные дёсны легко начинают кровоточить. Не направляйте струю непосредственно на дёсны!

б. Начинайте чистку с задних зубов и перемещайтесь к передним зубам. Пройдите таким образом весь зубной ряд, задерживаясь ненадолго у каждого зуба до тех пор, пока десна и пространство между зубами не будет очищено. Если вы начинали с внешней стороны зубного ряда, повторите процедуру для обратной стороны. Данный алгоритм нужно провести и для верхнего, и для нижнего ряда зубов.



[Примечание]: людям с чувствительными зубами рекомендуется выбирать деликатный режим.

с. Во время использования держите изделие вертикально во избежание отсоединения магнитного зажима сопла, что может привести к прекращению подачи воды.


d. Для очистки десневых карманов используйте пародонтологическую насадку. Нажмите на кнопку включения, выберите нужный режим. Расположите сопло под углом, так чтобы наконечник сопла был направлен на десневой край и в зубодесневой карман.

Проведите чистку в соответствии с рекомендациями указанными выше.

e. Для чистки языка воспользуйтесь насадкой в форме ложечки. Установите насадку, нажмите на кнопку включения, выберите необходимый режим. Двигайте насадку по языку подметающими движениями в одном направлении от корня к кончику языка. Чистка языка должна занимать 30 секунд - это приблизительно 5 подходов.

Режим обеззараживания

a. Поместите сопло в отсек для хранения сопла и закройте крышку для защиты от пыли.



b. Нажимайте на переключатель режимов для выбора четвёртого режима – режима обеззараживания, затем нажмите на кнопку включения.

с. Включится режим обеззараживания для стерилизации сопла и отсека для хранения сопла.

d. Не смотрите непосредственно на лампу для стерилизации фиолетового цвета во избежание повреждения зрения.

Чистка

После применения

- a. Выключите питание и откройте крышку для защиты от пыли.
- b. Переверните устройство вверх дном и закройте крышку.
- c. Конструкция данного изделия обладает защитой от воды IPX7, изделие можно мыть непосредственно под краном.
- d. Тщательно вымойте, высушите и храните в сухом месте.



Хранение

a. Сопло

Споласкивайте водой и вытирайте насухо тканью. Рекомендуется заменять сопло каждые 6 месяцев. При деформации кончика сопла незамедлительно замените его.

b. Корпус

Протирайте мягкой текстурированной тканью, смоченной небольшим количеством мягкого моющего средства.

c. Трубка

Трубку можно полностью вымыть как отсоединяя ее от устройства, осторожно потянув за неё, так и не отсоединяя.

Вымыв трубку, подсоедините её обратно к разъёму и вытрите насухо тканью. Не перегибайте трубку, в противном случае это приведёт к выходу из строя.


d. Фильтр

Фильтр следует регулярно очищать. Рекомендуемая периодичность очистки – каждые три месяца.

e. Резервуар для воды

Резервуар для воды имеет съёмную конструкцию для простоты чистки. Рекомендуемая периодичность чистки – раз в неделю.

[Рекомендация]: после использования ирригатора время от времени отсоединяйте и просушивайте резервуар для жидкости.




[Примечание]: для чистки не используйте горячую воду температурой выше 50°C.

[Рекомендация]: не используйте разбавитель, спирт или другие агрессивные чистящие средства, в противном случае это приведёт к изменению цвета изделия и выходу из строя.

Зарядка

[Примечание]: при низком уровне зарядки индикатор по краю кнопки мигает красным.

- Выключите питание и втяните резервуар.
- Вставьте разъём кабеля для зарядки Type-C в разъём для зарядки.
- Вставьте вилку в розетку и убедитесь, что индикатор загорелся.
- Во время зарядки индикатор по краю кнопки мерцает, после полной зарядки – горит постоянно. Полная зарядка длится 3 часа. От одной полной зарядки устройство может работать около 100 минут.



[Примечание] Во время зарядки положите устройство на плоскую поверхность и не допускайте попадания в резервуар и разъём для зарядки воды

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Не работает	Приобретено новое изделие, или изделием не пользовались более 3 месяцев	а. Заряжайте непрерывно в течение 3 часов до полного заряда. б. Свяжитесь с клиентской службой.
После зарядки работает только несколько минут	а. Недостаточное время зарядки, низкий уровень заряда б. Истёк срок службы аккумулятора	а. Заряжайте устройство непрерывно в течение 3 часов до полного заряда. б. Свяжитесь с клиентской службой
Низкое давление воды	а. Сопло забилося грязью б. Кончик сопла деформирован с. Грязь в насосе	а/б. Замените сопло с. Свяжитесь с клиентской службой
Нет струи воды	а. В резервуаре для воды отсутствует вода. б. Во время использования ирригатор слишком наклонён с. Трубка для воды подсоединена неправильно д. Грязь в насосе	а. Заполните резервуар б. Пользуйтесь устройством, удерживая его вертикально с. Подсоедините трубку для воды д. Свяжитесь с клиентской службой

Меры предосторожности

1. Во время зарядки держите разъём для зарядки сухим.
2. Не подключайте к источнику питания с напряжением, отличающимся от указанного.
3. Не касайтесь зарядного устройства влажными руками.
4. Не пользуйтесь повреждённым или работающим неправильно устройством.
5. Не направляйте струю воды непосредственно на язык, в уши и на другие части тела – давление воды может травмировать их.
6. При заболевании зубов пользуйтесь данным изделием под наблюдением стоматолога.
7. Данное изделие может использоваться совместно со средством для полости рта или средством, рекомендованным вашим стоматологом.
8. Неспециалисты не должны разбирать данное устройство или вставлять в его отверстия посторонние предметы.
9. Не рекомендуется эксплуатировать данное устройство в жёстких условиях вне помещения.
10. Не наливайте йод, отбеливатель или нерастворимые в воде ароматические масла в резервуар изделия, поскольку использование этих веществ повлияет на работоспособность и сократит срок службы устройства.
11. Перед использованием данного изделия извлеките из полости рта все украшения.
12. Не пользуйтесь данным изделием при наличии видимых ран на языке или во рту.
13. Если врач рекомендует принимать для лечения антибиотики, не пользуйтесь данным изделием, если только это не является рекомендацией врача.
14. Не направляйте струю воды в уши во избежание травмы.
15. Не позволяйте пользоваться данным изделием детям младше 3 лет.
16. Храните изделие в сухом и чистом помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
17. Прежде, чем убрать изделие на долгосрочное хранение (дольше 3 месяцев), полностью зарядите аккумулятор.
18. Не пытайтесь включать изделие без воды в резервуаре, это может привести к выходу устройства из строя.

[Примечания]:

1. Не используйте горячую воду температурой выше 50°C для чистки резервуара. Для увеличения срока службы резервуара не допускайте его деформации в результате воздействия высокой температуры. Для чистки данного изделия рекомендуется использовать воду комнатной температуры ниже 40°C или струю водопроводной воды.
2. Не добавляйте в воду зубную пасту, соль, твёрдые таблетки для ополаскивания рта или другие химические вещества во избежание засорения и повреждения изделия.
3. Прежде, чем налить жидкость для ополаскивания рта или освежитель, проверьте, не содержат ли они изопропил мирикат, который может повредить изделие и повлиять на нормальную работу.
4. Не используйте разбавители, спирты и другие агрессивные чистящие средства, в противном случае это может привести к изменению цвета изделия и выходу из строя.

Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

[Обращение с аккумулятором]

Встроенный аккумулятор содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. При утилизации ирригатора обязательно извлеките аккумулятор и утилизируйте его в официальном центре переработки.

Не разбирайте аккумулятор ирригатора, только извлекайте его перед утилизацией. Прежде, чем извлечь аккумулятор убедитесь, что он полностью разряжен.

[Извлечение аккумулятора]

1. Отключите ирригатор от источника питания.
2. Выключите ирригатор.
3. Откройте корпус и удалите все детали.
4. Отрежьте плюсовой и минусовой клеммы аккумулятора.
5. Извлеките аккумулятор.

Наименование и содержание опасных веществ в изделиях

Наименование детали	Токсичные и опасные вещества или элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром [Cr(VI)]	Полибромированные бифенилы (PBBS)	Полибромированные дифенилафиры (PBDEs)
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Крепёж	○	○	○	○	○	○
Электрические платы в сборе	×	○	○	○	○	○
Электродвигатель в сборе	×	○	○	○	○	○
Аккумулятор	○	○	○	○	○	○
Кабель	×	○	○	○	○	○

Данная таблица подготовлена в соответствии с указаниями SJ/T 11364.

○: означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонента ниже предельно допустимого значения, приведённого в GB/T 26572.

×: означает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале компонента превышает предельно допустимое значение, приведённое в GB/T 26572.



Срок эксплуатации в целях защиты окружающей среды, согласно данной маркировке, составляет 10 лет. В течение данного срока защиты окружающей среды изделие, содержащее токсичные и опасные вещества или элементы, при нормальных условиях не допускает протечку или нарушение конструкции, неиспользование изделия пользователем не приведёт к серьёзному загрязнению окружающей среды и не вызовет серьёзного вреда для здоровья или имущественного ущерба. Утилизация изделия по истечению срока защиты окружающей среды должна производиться разумно и согласно соответствующим национальным законам и правилам.

Гарантия

На ирригатор для полости рта MIGA от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

Артикул: **OI-2107**
Материал: **ABS пластик**
Размер: (ВхШхГ) **145x55x54 мм**
Вес: **195 гр**
Напряжение: **5 В**
Мощность: **8 Вт**
Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS



Table of Contents

Technical Specifications.....	18
Purpose.....	18
Device Components.....	19
Operating Procedure.....	20
Usage Method.....	21
Cleaning & Maintenance.....	23
Storage.....	23
Charging.....	24
Malfunctions and Solutions.....	25
Precautions.....	26
Disposal.....	27
Warranty.....	29


Technical Specifications

Parameter	Value
Model	OI-2107
Rated Supply Voltage	5 V = 4 W
Rated Operating Voltage	3.6 V = 8 W
Power Source	Lithium Battery
Battery Capacity	1050 mAh, 3.6 V
Water Resistance Rating	IPX7
Modes	Gentle/ Strong/ Pulse
Pulsation Frequency	1600 pulses per minute $\pm$ 20%
Water Tank Capacity	130 ml
Operating Time	Gentle Mode – 50 min Strong Mode – 45 min Pulse Mode – 100 min Sterilization – 220 min
Charging Time	3 hours


Purpose

The MIGA irrigator by WAU is a portable oral care device. It features 3 operating modes and a nozzle sterilization mode, an enlarged liquid reservoir, and comes with 3 attachments to effectively remove food debris, dental plaque, and clean interdental spaces and gum pockets. The device has a foldable design, making it convenient to take on trips or use for orthodontic appliance care.

Device Components



- 1. Nozzle
- 2. Nozzle socket
- 3. Power button
- 4. Mode switch button
- 5. Mode indicators
- 6. Dust cover
- 7. Nozzle storage compartment



- 8. Type-C charging port
- 9. Indicator
- 10. Water tank
- 11. Standard nozzle for daily tooth cleaning
- 12. Periodontal tip for cleaning gum pockets
- 13. Tongue cleaning tip
- 14. Type-C charging cable

Operating Procedure

Installing and Removing the Nozzle

[Note]

If any debris is found during the first use of the device (in the water tank or the water supply tube), it may appear that the product is damaged. Do not worry if you notice traces of clear liquid inside the device — this is normal. The liquid is distilled water used to test the irrigator's functionality. Rinse the product before use and proceed with confidence.




a. Remove the nozzle from the nozzle storage compartment.



b. Insert the nozzle into the nozzle socket — the magnetic lock will secure it automatically.



c. To remove the nozzle, gently pull it out of the socket.



d. Place the nozzle back into the storage compartment and ensure it is securely fixed.

[Caution] Do not apply pressure to the nozzle during operation.

Filling with Water

- Open the dust cover.
- While holding the irrigator vertically, fill the tank with water.
- After filling, close the dust cover securely.
- It is recommended to use clean tap water. If the water feels too cold, use room-temperature water (not exceeding 40°C). You may also use saltwater or mouthwash, but only as recommended by your dentist.

Powering On and Selecting a Mode

To switch between modes, press the Mode Switch Button:

- First indicator: Gentle Mode
- Second indicator: Strong Mode
- Third indicator: Pulse Mode
- Fourth indicator: Sterilization Mode

Select the appropriate mode.



Usade Method

- Use the standard multifunctional nozzle. Press the Power Button, select the desired mode, and position the nozzle in front of your teeth so that the water stream is perpendicular to the treatment area.

[Note]: Sensitive gums may bleed easily. Do not aim the water jet directly at the gums!

- Start cleaning from the back teeth and move forward to the front teeth.

Clean the entire dental arch, pausing briefly at each tooth until the gumline and the space between teeth are thoroughly rinsed. If you start with the outer side of the teeth, repeat the process on the inner side.

Repeat the procedure for both upper and lower rows of teeth.



[Note]: People with sensitive teeth are advised to choose Gentle Mode.

c. During use, hold the device vertically to prevent the magnetic nozzle lock from disconnecting, which may cause the water flow to stop.

d. To clean gum pockets, use the periodontal tip.

Press the Power Button and select the desired mode.

Position the nozzle at an angle, so the tip is directed at the gumline and into the gingival sulcus (gum pocket).

Perform the cleaning as described in the instructions above.

e. To clean the tongue, use the spoon-shaped tongue cleaning tip.


Attach the tip, press the Power Button, and select the appropriate mode.

Move the tip across the tongue with sweeping motions in one direction — from the root to the tip of the tongue.

Tongue cleaning should take 30 seconds, approximately 5 passes.

Sterilization Mode

a. Place the nozzle into the nozzle storage compartment and close the dust cover.



b. Press the Mode Switch Button to select the fourth mode — Sterilization Mode. Then press the Power Button.

c. The sanitization process will begin, sterilizing the nozzle and the storage compartment using UV light.

Cleaning

After Use

- Turn off the device and open the dust cover.
- Turn the device upside down and close the cover.
- This device has IPX7 water resistance, so it can be rinsed directly under running water.
- Wash thoroughly, dry completely, and store in a dry place.



Storage

a. Nozzle

Rinse the nozzle with water and wipe it dry with a cloth. It is recommended to replace the nozzle every 6 months.

If the nozzle tip becomes deformed, replace it immediately.

b. Body

Wipe the body with a soft textured cloth dampened with a small amount of mild detergent.

c. Tube

The tube can be washed with or without detaching it from the device. To detach, gently pull it out. After cleaning, reattach the tube and wipe it dry. Do not bend the tube excessively, as this may cause damage.

d. Filter

The filter should be cleaned regularly, ideally every three months.


e. Water Tank

The water tank is removable for easy cleaning.

Recommended cleaning frequency: once a week.

[Recommendation]

After using the irrigator, detach and dry the water tank occasionally to maintain hygiene



[Note]: Do not use hot water above 50°C for cleaning.

[Recommendation]: Do not use thinner, alcohol, or other harsh cleaning agents, as they may cause discoloration or damage to the device.


Charging

[Note]: When the battery is low, the indicator around the button will blink red.

- Turn off the device and retract the water tank.
- Insert the Type-C charging cable into the charging port.
- Plug the adapter into an outlet and ensure that the indicator light turns on.
- While charging, the indicator around the button blinks. Once fully charged, the indicator stays solid.

A full charge takes approximately 3 hours.

With a full charge, the device can operate for around 100 minutes.



[Note]: While charging, place the device on a flat surface and ensure that no water enters the water tank or charging port.

Malfunctions and Solutions

Malfunction	Cause	Solution
Does not work	New device purchased, or device has not been used for more than 3 months	a. Charge continuously for 3 hours until fully charged. b. Contact customer service.
Works only for a few minutes after charging	a. Insufficient charging time, low battery level. b. Battery life has expired.	a. Charge the device continuously for 3 hours until fully charged. b. Contact customer service.
Low water pressure	a. Nozzle clogged with dirt. b. Nozzle tip is deformed. c. Dirt in the pump.	a/b. Replace the nozzle. c. Contact customer service.
No water stream	a. Water tank is empty. b. During use, the irrigator is tilted too much. c. Water tube is improperly connected d. Dirt in the pump.	a. Fill the water tank. b. Use the device holding it vertically. c. Connect the water tube properly. d. Contact customer service.

Precautions

1. Keep the charging port dry during charging.
2. Do not connect the device to a power source with a voltage different from the specified one.
3. Do not touch the charger with wet hands.
4. Do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
5. Do not aim the water jet directly at the tongue, ears, or other parts of the body — water pressure may cause injury.
6. If you have dental conditions, use this device under the supervision of a dentist.
7. This device can be used together with mouthwash or other products recommended by your dentist.
8. Do not disassemble the device or insert foreign objects into any openings unless you are a qualified technician.
9. Do not operate the device in harsh outdoor environments.
10. Do not fill the water tank with iodine, bleach, or water-insoluble aromatic oils, as these substances may damage the device and shorten its lifespan.
11. Remove all oral jewelry before using the device.
12. Do not use the device if there are visible wounds on the tongue or inside the mouth.
13. If prescribed antibiotics for treatment, do not use this device unless specifically advised by your doctor.
14. Do not direct the water jet into the ears to avoid injury.
15. Keep the device out of reach of children under 3 years old.
16. Store the device in a dry, clean place away from direct sunlight and heat sources.
17. Before storing the device for a long period (over 3 months), fully charge the battery.
18. Do not operate the device without water in the tank, as this may cause malfunction.

[Notes]:

1. Do not use hot water above 50°C to clean the water tank. To prolong the life of the tank, avoid deforming it due to exposure to high temperatures. It is recommended to use room temperature water below 40°C or running tap water for cleaning this device.
2. Do not add toothpaste, salt, hard mouthwash tablets, or other chemicals to the water to avoid clogging and damaging the device.
3. Before adding mouthwash or fresheners, check that they do not contain isopropyl myristate, which can damage the device and affect its normal operation.
4. Do not use thinners, alcohol, or other harsh cleaning agents, as this may cause discoloration and malfunction of the device.

Disposal



Do not dispose of the device with household waste. Instead, take it to a specialized recycling center to protect the environment.

[Battery Handling]

The built-in battery contains substances that may pollute the environment. When disposing of the irrigator, be sure to remove the battery and recycle it at an official recycling center.

Do not disassemble the battery; only remove it prior to disposal. Before removing the battery, ensure it is fully discharged.

[Battery Removal]

1. Disconnect the irrigator from the power source.
2. Turn off the irrigator.
3. Open the housing and remove all parts.
4. Cut off the positive and negative battery terminals.
5. Remove the battery.

The name and content of dangerous substances in the products

Part Name	Toxic and hazardous substances or elements					
	Cadmium (Pb)	Mercury (Hg)	Chromium (Cd)	Hexavalent chrome [Cr(VI)]	Polybrominated biphenyl (PBBs)	Polybrominated biphenyl (PBDes)
Plastic part	○	○	○	○	○	○
Hardware	○	○	○	○	○	○
Circuit Control Assemblies	×	○	○	○	○	○
Motor assembly	×	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Cable	×	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with the requirements of SJ/T 11364.

○ : indicates that the content of hazardous substances in all homogeneous materials of the component is below the maximum allowable limit specified in GB/T 26572.

×

 : indicates that the content of hazardous substances in at least one homogeneous material of the component exceeds the maximum allowable limit specified in GB/T 26572.


The service life for environmental protection according to this marking is 10 years. During this period, under normal conditions, the product containing toxic and hazardous substances or elements will not leak or suffer structural damage. Non-use of the product by the user will not cause serious environmental pollution or significant harm to health or property. Disposal of the product after the environmental protection service life should be conducted responsibly and in accordance with applicable national laws and regulations.

Warranty

The MIGA Oral Care Irrigator by WAU is covered by a 1-year warranty. During the warranty period, if technical defects are found, the product is subject to replacement or repair.

This warranty does not cover malfunctions caused by improper use, transportation damage, or products that have been repaired by unauthorized persons.

MIGA

ORAL CARE IRRIGATOR

Model: **OI-2107**
Material: **ABS plastic**
Dimensions (HxWxD): **145 x 55 x 54 mm**
Weight: **195 g**
Voltage: **5 V**
Power: **8 W**
Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representatie: I.E. Umantsev A.N.
Leningradsky Prospekt 37, Office 14–14, Moscow, 125167, Russia
info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: wauglobal.com



RoHS

