

wau



VIA Gold
LIFTING MASSAGER

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение.....	5
Детали устройства.....	5
Порядок работы.....	6
Способ применения.....	7
Чистка	11
Хранение.....	11
Зарядка.....	11
Меры предосторожности	12
Гарантия.....	15


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	MR-1821
Материалы	ABS пластик, PC пластик
Размер (ВхШхГ)	173x55x45 мм
Вес	208 г
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	1000 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Мощность	3 Вт
Время зарядки	4 часа
Время работы (от полной зарядки)	Режим SONIC 150 минут Режим RF 40 минут Режим EMS 2700 минут
Смарт-таймер	Режим SONIC 3 минут Режим RF 5 минут Режим EMS 6 минут
Уровень водонепроницаемости	IPX6

Назначение

VIA — это эффективный массажер для омоложения кожи, соединивший в себе лучшие аппаратные методики RF, EMS и ультразвука, специально созданный для проведения комплекса процедур по уходу за лицом и шеей. Режим SONIC закрывает этап очищения, RF, способствуя регенерации коллагена, восстанавливает упругость и эластичность кожи, а EMS за счет стимуляции обменных процессов подтягивает овал лица, повышает тонус мышц.

Детали устройства



1. Прозрачный защитный колпачок
2. V-образные ролики для лица
3. Индикаторы режимов
4. Индикатор заряда
5. Кнопка вкл/ выкл/ переключение режимов
6. Магнитное кольцо
7. Аппликатор
8. Магнитное основание
9. Индукционная полоска
10. Кабель USB-Type-C
11. Чистящая салфетка

Комплектация

Устройство x1, магнитное основание x1, защитный колпачок x1, магнитное кольцо x1, зарядный кабель USB-Type C x1, салфетка x1, мешочек для хранения x1, инструкция x1.

Порядок работы

1. Снимите защитные крышку и колпачок с устройства.
2. Длительным нажатием на кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов включите массажер.
3. В девайсе представлено 3 режима: 1 — SONIC, 2 — RF, 3 — EMS, которые переключаются в указанном порядке при кратком нажатии на кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов. Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом.

4. На режиме EMS можно выбрать интенсивность воздействия токов путем повторного нажатия на кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов. Яркость подсветки индикатора обозначает интенсивность режима: чем ярче горит индикатор, тем сильнее ток.

5. В устройстве предусмотрен смарт-таймер: 3 минуты для режима SONIC, 5 минут для режима RF и 6 минут для режима EMS. После завершения установленного времени девайс выключится автоматически.

6. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов. И при автоматическом выключении, и при ручном выключении устройство издаст длительный звуковой сигнал.

7. В массажере VIA предусмотрена функция памяти: при последующем включении аппарат начнет работу в том режиме, в котором он работал в последний раз.

Способ применения

Режим SONIC



1. Удалите макияж и умойте лицо при помощи очищающего средства.



2. Нанесите тоник на ватный диск или используйте очищающий пэд.

3. Закрепите диск или пэд с помощью магнитного кольца на аппликаторе.



4. Включите устройство, выберите режим работы SONIC.



5. Приложите аппликатор к лицу, приступите к процедуре очищения, двигаясь по массажным линиям снизу от подбородка вверх до линии роста волос на лбу. Для лучшего результата рекомендуется провести очищение несколько раз на всех зонах, особое внимание уделив Т-зоне.



6. Через 3 минуты работы устройство отключится автоматически.



7. Снимите диск или пэд и очистите аппликатор чистящей салфеткой.



8. Ополосните лицо водой.

Режим RF



1. Нанесите на лицо уходовое средство на водной основе. Обратите внимание, что в составе не должно быть агрессивных кислот или масел.



2. Включите устройство, переведите его в режим RF.



3. Медленно перемещайте аппликатор от центра лица к периферии, двигаясь с одинаковой скоростью. Не задерживайтесь в одной точке надолго.



4. Через 5 минут устройство автоматически выключится.



5. При помощи чистящей салфетки удалите остатки косметического средства с аппликатора.

Режим EMS



1. Нанесите на лицо уходовое средство на водной основе, гелеобразной текстуры, что обеспечит лучшую проводимость токов для достижения максимальных результатов.



2. Включите устройство, переведите его в режим EMS.



3. Выберите уровень интенсивности токов EMS: слабый или сильный, для этого повторно нажмите на кнопку вкл / выкл / переключение режимов.

4. Поместите ролики на контур лица, пройдите массажером снизу вверх, слегка подтягивая кожу. Проведите процедуру 3-5 раз, двигаясь по массажным линиям от центра к периферии. Избегайте лобную область и зону вокруг глаз.



5. Через 6 минут устройство автоматически выключится.



6. При помощи чистящей салфетки удалите остатки косметического средства с аппликатора.

Чистка

После каждого использования ополаскивайте аппликатор и V-образные ролики чистой водой, а затем насухо протирайте чистой тканью.

Не используйте спирт или жидкости, вызывающие коррозию, для протирания магнитного кольца.

Хранение

- Храните устройство в сухом месте, защищенном от попадания пыли.
- Храните устройство вдали от повышенных температур.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Берегите устройство от воздействия коррозионных жидкостей.
- Не погружайте корпус устройства в воду.

Зарядка

- При заряде аккумулятора менее 10%, белый индикатор заряда начинает мигать по 3 раза через каждые 3 секунды. Перед полным разрядом батареи раздается двукратный звуковой сигнал, индикатор начинает быстро мигать, после чего устройство выключается.
- При заряде аккумулятора 0% устройство издает трехкратный звуковой сигнал при включении. Индикатор заряда мигает в течение 5 секунд, и устройство выключается. Повторное включение невозможно.

- Подключите зарядный кабель с разъемом Type-C к разъему устройства, обратный конец кабеля с разъемом USB подключите к адаптеру.
- Во время зарядки белый индикатор заряда аккумулятора медленно загорается и гаснет.
- При 100% заряде аккумулятора белый индикатор заряда горит постоянно.

Меры предосторожности

Запрещено использовать девайс

- если за прошедший месяц вы подвергались хирургическому вмешательству, или у вас есть серьезные солнечные ожоги на поверхности кожи;
- если ваша кожа воспалена, имеет царапины, повреждения, или у вас есть аллергия на электромагнитные волны;
- детям и лицам с заболеваниями крови, туберкулезом, заболеваниями внутренних органов, злокачественными опухолями, высоким артериальным давлением, высокой температурой тела, невралгией лицевого нерва;
- на режиме EMS непосредственно вокруг глаз, рта, в области щитовидной железы, в местах следов от пластических операций, травм;
- на одной и той же области в течение долгого времени.

Перед использованием

- снимите с себя все металлические предметы, такие как часы, очки и т. д.

Во время использования

— не следует носить одежду, изготовленную из искусственного волокна.

С осторожностью

— если у вас есть лицевые импланты из силикона, а также зубные металлические коронки, штифты, брекеты. При использовании устройства ориентируйтесь на собственные ощущения и чувствительность вашей кожи. Если применение девайса вызывает значительный дискомфорт, прекратите использование.

Важно

— не оставляйте работающее устройство без присмотра;
— не используйте в условиях высоких температур;
— не разбирайте устройство самостоятельно;
— не включайте устройство во время зарядки;
— после удара по устройству или падения устройства, прежде чем продолжать использование, проверьте, нет ли повреждений;
— обращайтесь внимание на целостность вилки и кабеля питания во избежание поражения электрическим током.

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причины
Устройство после включения не работает	1. Индикатор питания не горит (неисправность аккумулятора или схемы устройства) 2. Индикатор питания быстро мигает (аккумулятор разряжен)
Способы устранения	
1. Заряжайте устройство в течение 4 часов, затем повторно включите. Если индикатор питания не загорается, обратитесь в службу послепродажного обслуживания и верните устройство организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей. 2. Заряжайте в течение 4 часов, а затем еще раз включите.	

Неисправность	Причины
Устройство плохо заряжается	1. Повреждение кабеля для зарядки 2. Повреждение USB-разъема 3. Неисправность аккумулятора
Способы устранения	
1. Убедитесь, что кабель для зарядки вставлен в разъем, индикатор зарядки мигает, идет зарядка. 2. Если после зарядки ничего не меняется, обратитесь в организацию, уполномоченную изготовителем на принятие претензий от потребителей.	

Неисправность	Причины
Устройство во время работы внезапно выключается	1. Аккумулятор разряжен 2. Возникли другие неприятности
Способы устранения	
1. Заряжайте в течение 4 часов, затем выключите. 2. Обратитесь к организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей.	

Рекомендация: если устройство не использовалось на протяжении долгого времени (6 и более месяцев), прибор следует полностью зарядить перед применением.

Гарантия

На Аппарат для омоложения лица 3в1 VIA от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

VIA Gold

АППАРАТ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА 3В1

Артикул: **MR-1821**

Материал: **ABS пластик, PC пластик**

Размер: (ВхШхГ) **173х55х45 мм**

Вес: **208 г**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **3 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, офис 14-14.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS



Table of Contents

Technical Specifications.....	18
Purpose	19
Device Components.....	19
Operation Procedure.....	20
Usage Method	21
Cleaning & Maintenance.....	25
Storage.....	25
Charging.....	25
Precautions.....	26
Warranty.....	29


Technical Specifications

Parameter	Value
Model	MR-1821
Materials	ABS Plastic, PC Plastic
Dimensions (HxWxD)	173x55x45 mm
Weight	208 g
Power Source	Lithium-ion Battery
Battery Capacity	1000 mAh
Operating Voltage	3,7 V
Power	3 W
Charging Time	4 hours
Operating Time (full charge)	SONIC Mode 150 minutes RF Mode 40 minutes EMS Mode 2700 minutes
Smart-Timer	SONIC Mode 3 minutes RF Mode 5 minutes EMS Mode 6 minutes
Water Resistance Rating	IPX6

Purpose

VIA Gold is an effective skin rejuvenation massager that combines the best hardware technologies: RF, EMS, and Sonic. It is specially designed for performing comprehensive facial and neck care procedures. The SONIC mode completes the cleansing stage, RF promotes collagen regeneration, restoring skin firmness and elasticity, while EMS stimulates metabolic processes to lift the facial contour and improve muscle tone.

Device Components



1. Transparent Protective Cap
2. V-Shaped Face Rollers
3. Mode Indicators
4. Battery Indicator
5. Power/ Mode Button
6. Magnetic Ring
7. Applicator
8. Magnetic Base
9. Induction Strip
10. USB-Type-C Charging Cable
11. Cleaning Cloth

Package Contents

Device x1, Magnetic Base x1, Protective Cap x1, Magnetic Ring x1, USB-Type-C Charging Cable x1, Cleaning Cloth x1, Storage Pouch x1, User Guide x1.

Operating Procedure

1. Remove the protective cover and cap from the device.
2. Turn on the massager by pressing and holding the Power/ Mode button.
3. The device offers three modes: 1 — SONIC; 2 — RF; 3 — EMS. Switch between the modes by briefly pressing the Power/ Mode button. A short beep will accompany each mode change.

4. In EMS mode, you can adjust the intensity level by pressing the Power/ Mode button again. The brightness of the indicator light reflects the intensity: the brighter the light, the stronger the current.
5. The device features a smart timer: 3 minutes for SONIC mode, 5 minutes for RF mode, and 6 minutes for EMS mode. Once the set time is reached, the device will turn off automatically.
6. To turn off the device manually, press and hold the Power/ Mode button. A long beep will sound both during automatic and manual shutdown.
7. The VIA Gold massager is equipped with a memory function: the device will automatically start in the last-used mode upon the next activation.

Usage Method

SONIC Mode



1. Remove makeup and cleanse your face using a facial cleanser.



2. Apply toner to a cotton pad or use a cleansing pad.
3. Secure the pad onto the applicator using the magnetic ring.



4. Turn on the device and select the SONIC mode.



5. Gently apply the applicator to your face and begin the cleansing procedure, moving along the massage lines from the bottom of the chin upward toward the hairline on the forehead. For best results, cleanse each area multiple times, paying special attention to the T-zone.



6. After 3 minutes of operating, the device will automatically turn off.



7. Remove the pad and clean the applicator with the cleaning cloth.



8. Rinse your face with water.

RF Mode



1. Apply a water-based skincare product to your face. Ensure the formula does not contain aggressive acids or oils.



2. Turn on the device and switch to RF mode.



3. Slowly move the applicator from the center of the face outward, maintaining a consistent speed. Do not hold the applicator in one spot for too long.



4. After 5 minutes, the device will automatically switch off.



5. Use the cleaning cloth to remove any remaining product from the applicator.

EMS Mode



1. Apply a water-based, gel-textured skincare product to your face. This will improve electrical conductivity for optimal results.



2. Turn on the device and switch to EMS mode.



3. Select the EMS intensity level — low or high — by pressing the Power/ Mode button again.

4. Place the rollers along the facial contours and gently massage upwards, slightly lifting the skin. Perform the procedure 3–5 times, moving along the massage lines from the center of the face outward. Avoid the forehead and eye areas.



5. After 6 minutes, the device will automatically turn off.



6. Use the cleaning cloth to remove any remaining product from the rollers.

Cleaning & Maintenance

After each use, rinse the applicator and V-shaped rollers with clean water, then dry thoroughly with a clean cloth. Do not use alcohol or corrosive liquids to clean the magnetic ring.

Storage

- Store the device in a dry place, protected from dust.
- Keep the device away from high temperatures.
- Keep the device out of reach of children.
- Protect the device from exposure to corrosive liquids.
- Do not immerse the device body in water.

Charging

- When the battery charge falls below 10%, the white battery indicator will flash 3 times every 3 seconds. Before the battery is completely drained, a double beep sounds, the indicator starts flashing rapidly, and the device turns off.
- At 0% battery charge, the device emits a triple beep when turned on. The battery indicator flashes for 5 seconds, then the device powers off. It cannot be turned on again until charged.

- Connect the Type-C charging cable to the device's charging port, and plug the USB end into an adapter.
- During charging, the white battery indicator will slowly turn on and off.
- When fully charged (100%), the white battery indicator stays steadily lit.

Precautions

Do not use the device:

- If you have undergone surgery within the past month, or if you have severe sunburn on your skin;
- If your skin is inflamed, scratched, damaged, or if you have an allergy to electromagnetic waves;
- By children or individuals with blood disorders, tuberculosis, internal organ diseases, malignant tumors, high blood pressure, high body temperature, or facial nerve neuralgia;
- In EMS mode around the eyes, mouth, thyroid area, or on areas with scars from plastic surgery or injuries;
- On the same area for an extended period.

Before use:

- Remove all metal items such as watches, glasses, etc.

During Use

— Do not wear clothing made of synthetic fibers while using the device.

With Caution

— If you have facial silicone implants or dental metal crowns, pins, or braces, use the device carefully. Pay attention to your own sensations and skin sensitivity. If the device causes significant discomfort, discontinue use immediately.

Important

- Do not leave the device unattended while it is operating.
- Do not use the device in high-temperature environments.
- Do not disassemble the device yourself.
- Do not turn on the device while it is charging.
- After dropping or striking the device, check for damage before continuing to use it.
- Regularly inspect the plug and power cable to avoid the risk of electric shock.

Malfunctions and ways to eliminate them

Malfunction	Reasons
The device does not work after switching on	1. The power indicator does not light (battery or device circuit failure) 2. The power indicator flashes quickly (battery is low)
How to fix	
1. Charge the device for 4 hours, then turn it on again. If the power indicator does not light, contact the after-sales service and return the device to the organization authorized by the manufacturer to accept consumer claims. 2. Charge for 4 hours, then turn it off again.	

Malfunction	Reasons
The device charges poorly	1. Damaged charging cable 2. Damaged USB port 3. Battery malfunction
How to fix	
1. Make sure the charging cable is properly connected, the charging indicator is blinking, and charging is in progress. 2. If nothing changes after charging, contact an organization authorized by the manufacturer to handle consumer claims.	

Malfunction	Reasons
The device shuts down unexpectedly while in use	1. The battery is discharged 2. Other issues have occurred
How to fix	
1. Charge for 4 hours, then turn the device off. 2. Contact an organization authorized by the manufacturer to handle consumer claims.	

Recommendation: If the device has not been used for an extended period (6 months or more), it should be fully charged before use.

Warranty

The VIA Gold Lifting Massager by WAU is covered by a 1-year warranty. During the warranty period, if technical defects are found, the product is subject to replacement or repair.

This warranty does not cover malfunctions caused by improper use, transportation damage, or products that have been repaired by unauthorized persons.

VIA Gold

LIFTING MASSAGER

Model: **MR-1821**

Material: **ABS plastic, PC plastic**

Dimensions (HxWxD): **173 x 55 x 45 mm**

Weight: **208 g**

Voltage: **3,7 V**

Power: **3 W**

Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representative: I. E. Umantsev A. N.
Leningradsky Prospekt 37, Office 14-14, Moscow, 125167, Russia.
info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement,
the manufacturer reserves the right to modify design and
technical specifications. The latest version of this manual is
available at: wauglobal.com

