

wau



ELAX 2.0
EYE RELAX MASK

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение.....	5
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения.....	7
Чистка	8
Хранение	8
Зарядка	8
Меры предосторожности	9
Гарантия	10


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	LX-2
Материалы	модал, лайкра
Размер (ВхШхГ)	108х260 мм
Вес	111 г
Источник питания	литийный аккумулятор
Емкость аккумулятора	1000 мАч
Рабочее напряжение	5 В
Мощность	10 Вт
Время зарядки	1 час
Время работы (от полной зарядки)	75 минут в режиме высокой температуры 60 минут в режиме средней температуры 45 минут в режиме низкой температуры
Смарт-таймер	15 минут
Температурные уровни в режиме нагрева	низкая температура — 40-45 °C средняя температура — 45-50 °C высокая температура — 50-55 °C

Назначение

Легкая тканевая маска для массажа и релаксации ELAX 2.0 от бренда WAU обеспечит комфортное использование без давления и утяжеления. Три регулируемых режима нагрева и умеренный уровень вибрации помогут расслабить мышцы, усилить циркуляцию крови и снять напряжение с глаз. В комплекте с маской идет холодный компресс, который поможет избавиться от отеков. 3D маска не давит на глаза и ресницы, обеспечит плотное прилегание к лицу, исключит проникновение света, что позволит использовать девайс и как маску для сна.

Детали устройства




1. Крепления-липучки
2. Эластичный ремешок
3. Основа 3D маски с функцией памяти формы
4. Вибрационные моторчики
5. Пульт управления
6. Крепление для пульта
7. Разъем для зарядки
8. Кнопка вкл / выкл режима вибрации
9. Кнопка вкл / выкл/ регулировка режима нагрева
10. Индикатор уровня зарядки
11. Зарядный кабель USB-C
12. Холодный компресс
13. Мешочек для хранения

Комплектация

Маска x1, пульт управления x1, холодный компресс x1, зарядный кабель USB-Type C x1, мешочек для хранения x1, инструкция x1.

Порядок работы

1. Подключите пульт управления к маске.
Обратите внимание, что индикатор заряда загорается белым при слабом соединении маски с пультом управления.
2. Длительным нажатием (3 сек) на кнопку включения вибрации или кнопку температурного режима включите массажер. Загорится световой индикатор уровня заряда. Прозвучит длительный звуковой сигнал.
3. Режим вибрации и режим нагрева работают независимо друг от друга. Выберите нужный вам режим.



4. Режим вибрации имеет 3 уровня интенсивности вибрации. Массажер начинает работу с низкого уровня вибрации, издав 1 звуковой сигнал. При переключении уровней 2 звуковых сигнала будут означать средний уровень интенсивности вибрации, а 3 звуковых сигнала максимальный уровень интенсивности вибрации.

5. Режим нагрева имеет 3 температурных уровня. Массажер начинает работу с низкого уровня тепла, издав 1 звуковой сигнал. При переключении уровней 2 звуковых сигнала будут означать средний уровень нагрева, а 3 звуковых сигнала максимальный уровень тепла.

6. В массажере установлен смарт-таймер, устройство выключится через 15 минут работы. Режимы вибрации и нагрева работают независимо друг от друга, их смарт-таймер запускается отдельно для каждого режима. При переключении температурного уровня смарт-таймер не запускается заново.

7. Для выключения прибора нажмите на кнопку вкл/ выкл режима вибрации или нагрева и удерживайте в течение 3-ех секунд. При выключении любого из режимов прозвучит длительный звуковой сигнал. Если вы работали сразу на двух режимах, при выключении одного из них прозвучит длительный звуковой сигнал, режим будет отключен, а второй продолжит работу независимо.

Способ применения

1. Подсоедините пульт управления к маске.
2. Наденьте маску на глаза, включите ее.
3. Включите вибрацию/ нагрев или оба режима сразу.
4. Для режима нагрева выберите уровень температуры.
5. Наслаждайтесь массажем в течение 15 минут.
6. Если вы хотите использовать холодный компресс, заранее поместите вкладыш в холодильник на 10 минут. Вставьте в маску, не включая прибор.

Чистка

- Если вам необходимо очистить маску, снимите пульт управления и протрите маску влажной или смоченной водой салфеткой.
- Не трите маску слишком энергично.
- После очистки высушите маску естественным путем. Не используйте сушилки, фены и прочее оборудование.



Не стирать



Не гладить



Не отбеливать



Химчистка
запрещена



Нельзя выжимать
и сушить в машинке

Хранение

- Храните устройство в сухом месте, защищенном от попадания пыли.
- Храните устройство вдали от повышенных температур.
- Храните устройство в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, включайте и заряжайте его раз в 2 месяца.

Зарядка

- При уровне аккумулятора выше 66%, индикатор заряда горит зеленым.
- При заряде аккумулятора от 33 до 66% индикатор заряда горит оранжевым светом.

- При уровне заряда менее 33%, на индикаторе загорается красный свет. Устройство продолжит работу, при этом красный индикатор будет мигать во время использования маски.
- Подключите зарядный кабель с разъемом Type-C к разьему устройства, обратный конец кабеля с разъемом USB подключите к адаптеру.



- Во время зарядки индикатор заряда аккумулятора горит красным и мигает.
- Девайс не работает во время зарядки.
- При 100% заряде аккумулятора индикатор заряда загорается зеленым светом.

Меры предосторожности

- Храните продукт в недоступном для детей и младенцев месте.
- Продукт предназначен для лиц старше 12 лет.
- Держите пульт управления, зарядный кабель и разъем для зарядки сухими.
- Не распыляйте химические жидкости, такие как духи и дезодоранты на поверхность маски.
- Не сгибайте, не тяните и не связывайте маску для глаз и зарядный кабель во избежание повреждений.
- Лицам с заболеваниями глаз или аллергией, лицам с острыми реакциями на горячие компрессы перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Гарантия

На Расслабляющую маску для глаз ELAX 2.0 от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

ELAX 2.0

РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ

Артикул: **LX-2**

Материал: **модал, лайкра**

Размер: **(ВхШхГ) 108х260 мм**

Вес: **111 г**

Напряжение: **5 В**

Мощность: **10 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37,
офис 14-14. zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS



Inhaltsverzeichnis

Technische Date	13
Zweck	14
Gerätekomponenten	14
Bedienung	15
Anwendungsmethode	16
Reinigung	17
Lagerung	17
Aufladen	17
Vorsichtsmaßnahmen	18
Garantie	19


Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	LX-2
Materialien	Modal, Lycra
Abmessungen (HxBxT)	108x260 mm
Gewicht	111 g
Stromquelle	Lithium-Akku
Akkukapazität	1000 mAh
Betriebsspannung	5 V
Leistung	10 W
Ladezeit	1 Stunden
Betriebsdauer (bei voller Ladung)	75 Minuten (hohe Temperatur) 60 Minuten (mittlere Temperatur) 45 Minuten (niedrige Temperatur)
Smart-Timer	15 Minuten
Temperaturstufen	Niedrig: 40-45 °C Mittel: 45-50 °C Hoch: 50-55 °C

Zweck

Die ELAX Stoff-Massage- und Entspannungsmaske von WAU ermöglicht eine komfortable Nutzung ohne Druck oder Schweregefühl. Drei einstellbare Wärmemodi und eine moderate Vibrationsstufe helfen, die Muskeln zu entspannen, die Blutzirkulation zu verbessern und die Augenbelastung zu lindern. Die Maske wird mit einer Kältemaske zur Reduzierung von Schwellungen geliefert. Das 3D-Design sorgt dafür, dass kein Druck auf Augen oder Wimpern ausgeübt wird, die Maske eng am Gesicht anliegt und Licht blockiert, sodass das Gerät auch als Schlafmaske verwendet werden kann.

Gerätekomponenten




1. Klettverschlüsse
2. Elastisches Band
3. 3D-Maskenbasis mit Memory-Foam-Funktion
4. Vibrationsmotoren
5. Bedienfeld
6. Halterung für das Bedienfeld
7. Ladeanschluss
8. Ein- / Aus-Taste für den Vibrationsmodus
9. Ein- / Aus- und Einstelltaste für den Heizmodus
10. Batteriestandsanzeige
11. USB-C-Ladekabel
12. Kältemaske
13. Aufbewahrungstasche

Lieferumfang

Maske ×1, Kältemaske ×1, USB-Typ-C-Ladekabel ×1, Aufbewahrungstasche ×1, Bedienungsanleitung ×1.

Bedienung

1. Verbinden Sie das Bedienfeld mit der Maske.
Hinweis: Die Akkuanzeige leuchtet weiß, wenn die Verbindung zwischen Maske und Bedienfeld schwach ist.
2. Halten Sie entweder die Vibrations- oder die Heiztaste (2 Sekunden lang) gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die Akkuladeanzeige leuchtet auf.
3. Der Vibrations- und der Heizmodus funktionieren unabhängig voneinander. Wählen Sie den gewünschten Modus aus.



4. Der Vibrationsmodus verfügt über drei Intensitätsstufen. Das Massagegerät startet mit einer niedrigen Vibrationsstufe und gibt dabei ein akustisches Signal ab. Beim Wechsel der Stufen zeigen zwei akustische Signale eine mittlere Vibrationsintensität an, und drei akustische Signale stehen für die maximale Vibrationsintensität.

5. Der Heizmodus hat drei Temperaturstufen. Das Gerät startet auf der niedrigen Heizstufe, begleitet von einem Piepton. Das Umschalten auf die mittlere Heizstufe löst zwei Pieptöne aus und die hohe Heizstufe drei Pieptöne.

6. Das Gerät verfügt über einen intelligenten Timer, der sich nach 15 Minuten Betrieb automatisch abschaltet. Der Vibrations- und der Heizmodus haben separate Timer, die für jeden Modus unabhängig voneinander starten. Das Ändern der Temperaturstufe setzt den Timer nicht zurück.

7. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Vibrations- oder Heiztaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Anwendungsmethode

1. Verbinden Sie das Bedienfeld mit der Maske.
2. Setzen Sie die Maske auf Ihre Augen und schalten Sie sie ein.
3. Aktivieren Sie den Vibrationsmodus, den Heizmodus oder beide gleichzeitig.
4. Wählen Sie die gewünschte Temperaturstufe für den Heizmodus.
5. Genießen Sie eine 15-minütige Massagesitzung.
6. Wenn Sie eine Kaltkomresse verwenden möchten, legen Sie den Einsatz vorher für 10 Minuten in den Kühlschrank. Führen Sie ihn anschließend in die Maske ein, ohne das Gerät einzuschalten.

Reinigung

- Falls Sie die Maske reinigen müssen, entfernen Sie das Bedienfeld und wischen Sie die Maske mit einem feuchten Tuch oder einem, das mit Wasser befeuchtet wurde, ab.
- Schrubben Sie die Maske nicht kräftig.
- Lassen Sie die Maske nach der Reinigung an der Luft natürlich trocknen. Verwenden Sie keine Trockner, Haartrockner oder andere Heizgeräte.



Nicht
waschen



Nicht
bügeln



Nicht
bleichen



Nicht
chemisch reinigen



Nicht auswringen oder
im Trockner trocknen

Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubgeschützten Ort auf.
- Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.
- Vermeiden Sie es, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es alle 2 Monate einmal ein und laden Sie es auf.

Aufladen

- Wenn der Akkustand über 66 % liegt, leuchtet die Akkuanzeige grün.
- Wenn der Akkustand zwischen 33 % und 66 % liegt, leuchtet die Anzeige orange.

- Wenn der Akkustand unter 33 % liegt, leuchtet die Anzeige rot. Das Gerät funktioniert weiterhin, aber die rote Anzeige blinkt während des Gebrauchs.
- Schließen Sie das Typ-C-Ladekabel an den Ladeanschluss des Geräts an. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen Netzadapter.



- Während des Ladevorgangs blinkt die Akkuanzeige rot.
- Das Gerät funktioniert nicht während des Ladevorgangs.
- Bei voller Ladung (100 %) leuchtet die Akkuanzeige grün.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf.
- Dieses Produkt ist für Benutzer ab 12 Jahren bestimmt.
- Halten Sie das Bedienfeld, das Ladekabel und den Ladeanschluss trocken.
- Sprühen Sie keine chemischen Flüssigkeiten wie Parfüm oder Deodorants auf die Oberfläche der Maske.
- Biegen, ziehen oder verknoten Sie die Augenmaske oder das Ladekabel nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Personen mit Augenerkrankungen, Allergien oder Empfindlichkeit gegenüber heißen Kompressen wird empfohlen, vor der Verwendung einen Arzt zu konsultieren.

Garantie

Die ELAX Augen-Entspannungsmaske von WAU hat eine Garantie von 1 Jahr. Innerhalb dieses Garantiezeitraums ist das Gerät im Falle technischer Mängel reparatur- oder austauschberechtigt. Diese Garantie gilt nicht für Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Transportschäden oder nicht autorisierte Reparaturen durch den Benutzer verursacht wurden.

ELAX 2.0

AUGEN-ENTSPANNUNGSMASKE

Modell: **LX-2**

Materialien: **Modal, Lycra**

Abmessungen (H×B×T): **108×260 mm**

Gewicht: **111 g**

Spannung: **5 V**

Leistung: **10 W**

Hergestellt in: **VRC**

Autorisierter Herstellervertreter: PERFECT SQUARE LIMITED
54/2 Fairclough Rd, Beach Haven, Auckland, Auckland, 0626,
New Zealand

e-mail: info@wauglobal.com

Wichtiger Hinweis: Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, Design und technische Spezifikationen zu ändern. Die neueste Version dieses Handbuchs ist verfügbar unter: wauglobal.com

Table of Contents

Technical Specifications	22
Purpose	23
Device Components	23
Operating Procedure	24
Usage Method	25
Cleaning & Maintenance.....	26
Storage	26
Charging	26
Precautions	27
Warranty.....	28


Technical Specifications

Parameter	Value
Model	LX-2
Materials	Modal, Lycra
Dimensions (HxWxD)	108x260 mm
Weight	111 g
Power Source	Lithium battery
Battery Capacity	1000 mAh
Operating Voltage	5 V
Power	10 W
Charging Time	1 hour
Operating Time (from a full charge)	75 minutes (high temperature mode) 60 minutes (medium temperature mode) 45 minutes (low temperature mode)
Smart-Timer	15 minutes
Heating Temperature Levels	Low: 40-45 °C Medium: 45-50 °C High: 50-55 °C

Purpose

The ELAX massage and relaxation mask by WAU offers comfortable use without pressure or heaviness. Three adjustable heating modes and a moderate vibration level help relax muscles, improve blood circulation, and relieve eye strain. The mask comes with a cold compress to reduce puffiness. The 3D design ensures no pressure on the eyes or eyelashes, provides a snug fit to the face, and blocks out light, allowing the device to be used as a sleep mask as well.

Device Components




1. Velcro fasteners
2. Elastic strap
3. 3D mask base with memory foam function
4. Vibration motors
5. Control panel
6. Control panel holder
7. Charging port
8. Vibration mode on/off button
9. Heating mode on/off and adjustment button
10. Battery level indicator
11. USB-C charging cable
12. Cold compress
13. Storage pouch

Package Contents

Mask x1, cold compress x1, USB Type-C charging cable x1, storage pouch x1, user manual x1.

Operating Procedure

1. Connect the control panel to the mask.
Note: The battery indicator will light up white if the connection between the mask and control panel is weak.
2. Press and hold (for 2 seconds) either the vibration power button or the heating mode button to turn on the device. The battery level indicator will light up.
3. The vibration and heating modes operate independently. Select the desired mode.



4. The vibration mode has three intensity levels. The massager starts operating at the low vibration level, emitting one sound signal. When switching levels, two sound signals indicate the medium vibration intensity, and three sound signals indicate the maximum vibration intensity.

5. The heating mode has three temperature levels. The device starts at the low heat level, accompanied by one beep. Switching to the medium heat level triggers two beeps, and the high heat level triggers three beeps.

6. The device features a smart timer that automatically shuts off after 15 minutes of operation. The vibration and heating modes have independent timers that start separately for each mode. Changing the temperature level does not reset the smart timer.

7. To turn off the device, press and hold the vibration or heating power button for 2 seconds.

Usage Method

1. Connect the control panel to the mask.
2. Put the mask over your eyes and turn it on.
3. Activate the vibration mode, heating mode, or both simultaneously.
4. Select the desired temperature level for the heating mode.
5. Enjoy a 15-minute massage session.
6. If you wish to use the cold compress, place the insert in the refrigerator for 10 minutes beforehand. Then insert it into the mask without turning the device on.

Cleaning & Maintenance

- If you need to clean the mask, remove the control panel and wipe the mask with a damp cloth or one moistened with water.
- Do not scrub the mask vigorously.
- After cleaning, allow the mask to air dry naturally. Do not use dryers, hairdryers, or other heating devices.



Do not wash



Do not iron



Do not bleach



Dry cleaning
prohibited



Do not wring
or tumble dry

Storage

- Store the device in a dry place, protected from dust.
- Keep the device away from high temperatures.
- Avoid exposing the device to direct sunlight.
- Store the device out of reach of children.
- If the device is not used for an extended period, turn it on and charge it once every 2 months.

Charging

- When the battery level is above 66%, the battery indicator lights up green.
- When the battery level is between 33% and 66%, the indicator lights up orange.

- When the battery level is below 33%, the indicator turns red. The device will continue to operate, and the red indicator will blink during use.
- Connect the Type-C charging cable to the device's charging port. Plug the USB end of the cable into a power adapter.



- During charging, the battery indicator blinks red.
- The device does not operate while charging.
- Once fully charged (100%), the battery indicator lights up green.

Меры предосторожности

- Keep the product out of reach of children and infants.
- This product is intended for users aged 12 and above.
- Keep the control panel, charging cable, and charging port dry.
- Do not spray chemical liquids such as perfumes or deodorants on the surface of the mask.
- Do not bend, pull, or tie the eye mask or charging cable to avoid damage.
- Individuals with eye conditions, allergies, or sensitivity to heat compresses are advised to consult a doctor before use.

Warranty

The ELAX Eye Relaxation Mask by WAU is covered by a 1-year warranty. During the warranty period, the device is eligible for replacement or repair in the event of any technical defects. This warranty does not apply to malfunctions caused by improper use, transportation damage, or unauthorized repairs performed by the user.

ELAX 2.0

EYE RELAX MASK

Model: **LX-2**
Materials: **Modal, Lycra**
Dimensions (H×W×D): **108×260 mm**
Weight: **111 g**
Voltage: **5 V**
Power: **10 W**
Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representative: PERFECT SQUARE
LIMITED 54/2 Fairclough Rd, Beach Haven, Auckland,
Auckland, 0626, New Zealand
e-mail: info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement,
the manufacturer reserves the right to modify design and
technical specifications. The latest version of this manual is
available at: wauglobal.com



RoHS

